

ROTARY DENTAL INSTRUMENTS —

ROTIERENDE DENTAL INSTRUMENTE
INSTRUMENTS DENTAUX ROTATIFS



TABLE OF CONTENTS



DENTAL CLINIC

Zahnmedizin | Médecine dentaire

DIAMONDS DIAMANTEN DIAMANTS	07	D
TUNGSTEN CARBIDE HARTMETALL CARBURE DE TUNGSTÈNE	31	T
POLISHERS POLIERER POLISSEUR	45	P

DENTAL LABORATORY

Zahntechnik | Laboratoire dentaire

CUTTING DISCS TRENNSCHEIBEN DISQUES À TRONÇONNER	57	C
CERAMIC GRINDERS KERAMISCHE SCHLEIFER MEULES CÉRAMIQUES	67	G
DIAMONDS DIAMANTEN DIAMANTS	71	D
TUNGSTEN CARBIDE HARTMETALL CARBURE DE TUNGSTÈNE	77	T
POLISHERS POLIERER POLISSEUR	99	P



the company

rotatec GmbH is a leading company for the production and distribution of rotating dental precision instruments with headquarters in Switzerland in the middle of Appenzell. As an ISO 13485 certified company, quality is our top priority. All our products are CE certified and comply with the latest international standards. Since 1980, high-performance rotary instruments have been manufactured specifically for the fields of dentistry and dental technology. Due to increased customer requirements, the production lines of the products carbide, diamond and polishing systems have been systematically expanded in recent years.

The focus of the production of our instruments is on the processing of sintered tungsten carbide, steel, natural diamond and elements made of natural rubber as well as the corresponding synthetic resin bonds. Continuous reinvestment in the products and their manufacturing processes as well as the personal commitment of the employees lead to the qualitatively strong position in the market. The core markets are in the German-speaking roof region of Switzerland and Germany. The Swiss location is decisive for the high-quality selection of skilled workers and raw materials used in production.

rotatec GmbH is your partner in the distribution of rotary dental instruments for practices and laboratories!

die firma

Die rotatec GmbH ist ein führendes Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von rotierenden dentalen Präzisionswerkzeugen mit Hauptsitz in der Schweiz im Herzen von Appenzell. Als ISO 13485 zertifiziertes Unternehmen ist Qualität unser oberstes Gebot. All unsere Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen den neuesten internationalen Normen. Seit 1980 werden leistungsstarke rotierende Instrumente speziell für die Bereiche Zahnmedizin und Zahntechnik hergestellt. Aufgrund der gestiegenen Kundenbedürfnisse wurden in den letzten Jahren die Fertigungslinien der Produkte Hartmetall, Diamanten und Poliersysteme systematisch ausgebaut.

Der Schwerpunkt der Produktion unserer Instrumente liegt in der Verarbeitung von gesintertem Hartmetall, Stahl, Naturdiamant und Elementen aus Naturkautschuk sowie den dazugehörigen Kunstharzbindungen. Ständige Reinvestitionen in die Produkte und deren Herstellungsverfahren sowie das persönliche Engagement der Mitarbeiter führen zu der qualitativ starken Position im Markt. Die Kernmärkte liegen in der deutschsprachigen Dachregion der Schweiz und Deutschland. Der Standort Schweiz ist ausschlaggebend für die hochwertige Auswahl an Fachkräften und Rohmaterialien in der Fertigung.

rotatec GmbH ist Ihr Partner im Vertrieb von rotierenden Dentalinstrumenten für Praxen und Labore!

l'entreprise

rotatec GmbH est une entreprise leader dans la fabrication et la distribution d'outils dentaires rotatifs de précision, dont le siège social se trouve en Suisse, au cœur de l'Appenzell. En tant qu'entreprise certifiée ISO 13485, la qualité est notre priorité absolue. Tous nos produits sont certifiés CE et répondent aux dernières normes internationales. Depuis 1980, nous fabriquons des instruments rotatifs performants spécialement destinés aux domaines de la médecine et de la technique dentaires. En raison des besoins croissants des clients, les lignes de production des produits en carbure, diamants et systèmes de polissage ont été systématiquement étendues au cours des dernières années.

La production de nos instruments se concentre sur le traitement du carbure fritté, de l'acier, du diamant naturel et des éléments en caoutchouc naturel ainsi que des liants en résine synthétique correspondants. Des réinvestissements permanents dans les produits et leurs procédés de fabrication ainsi que l'engagement personnel des collaborateurs nous permettent d'occuper une position qualitativement forte sur le marché. Les principaux marchés se situent dans la région germanophone de la Suisse et de l'Allemagne. Le site suisse est déterminant pour la sélection de haute qualité de la main-d'œuvre spécialisée et des matières premières dans la fabrication.

rotatec GmbH est votre partenaire dans la distribution d'instruments dentaires rotatifs pour les cabinets et les laboratoires !

THE COMPANY



Erika Rohrer | founder & managing director



Daniel Stefan | managing director

our philosophy

Since its foundation in 1980, rotatec has stood for quality and service „made in Switzerland“. We use only the highest quality raw materials and technologies to manufacture our products. We regularly orient ourselves to current industry trends and thus ensure the necessary innovation in our product portfolio.

unsere philosophie

Seit der Gründung 1980 steht die rotatec für Qualität und Service „made in Switzerland“. Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Rohstoffe und Technologien. Wir orientieren uns regelmäßig an aktuellen Branchen Trends und sorgen so für die notwendige Innovation in unserem Produktportfolio.

notre philosophie

Depuis sa création en 1980, rotatec est synonyme de qualité et de service „fabriqué en Suisse“. Pour la fabrication de nos produits, nous n'utilisons que les matières premières et les technologies de la plus haute qualité. Nous nous orientons régulièrement vers les tendances actuelles du secteur et veillons ainsi à l'innovation nécessaire dans notre portefeuille de produits.

OUR
PHILOSOPHY



DIAMONDS





swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

DIAMANTEN | DIAMANTS

DIAMONDS

FARBBCODIERUNG
FARBBCODIERUNG | CODE COULEUR

GRIT
KÖRNUNG | GRIT



ULTRA FINE

ULTRA FEIN | ULTRA FIN

8 μ



EXTRA FINE

EXTRA FEIN | EXTRA FIN

25 μ



FINE

FEIN | FIN

46 μ



MEDIUM

MITTEL | MOYEN

100 μ



COARSE

GROB | GROSSIER

125 μ



SUPER COARSE

SUPER GROB | SUPER GROSSIER

150 μ



ULTRA COARSE

ULTRA GROB | ULTRA GROSSIER

180 μ



MIXED GRAIN FINE

MISCHKORN FEIN | GRAIN MIXTE FIN

46 + 25 μ



MIXED GRAIN COARSE

MISCHKORN GROB | GRAIN MIXTE GROSSIER

150 + 125 μ

PREPARATION	EN	PRÄPARATION	DE	PRÉPARATION	FR
3-fold coated natural diamond instruments for precise preparation results.		3-Fach beschichtete Naturdiamant Instrumenten für präzise Präparationsergebnisse.		Instruments en diamant naturel à triple revêtement pour des résultats de préparation précis.	
- Dense diamond concentration for improved tool life - For coarse grinding, fine grinding and polishing		- Dichte Diamantkonzentration für verbesserte Standzeiten - Zum grobschleifen, feinschleifen und polieren		- Concentration dense de diamants pour une meilleure durée de vie - Pour le prépolissage grossier, le prépolissage fin et le polissage	

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille											
REF	801.314 ...		007	008	009	010	012	014	016	018	023	029	035
ISO	806 314 001 524 ...												
REF	801-EF314 ...		-	008	-	-	012	014	-	018	023	029	035
ISO	806 314 001 504 ...												
REF	8801.314 ...		-	008	-	010	012	014	016	018	023	029	035
ISO	806 314 001 514 ...												
REF	6801.314 ...		-	008	009	010	012	014	016	018	023	029	035
ISO	806 314 001 534 ...												
REF	5801.314 ...		-	-	-	010	012	014	016	018	023	029	035
ISO	806 314 001 544 ...												
REF	4801.314 ...		-	-	-	-	-	014	016	018	023	-	-
ISO	806 314 001 554 ...												
FG (314)													6 10
REF	801.313 ...		-	-	009	010	012	014	016	018	-	-	-
ISO	806 313 001 524 ...												
REF	6801.313 ...		-	-	-	-	-	014	-	018	-	-	-
ISO	806 313 001 534 ...												
FGs (313)													6 10
REF	801.204 ...		-	-	-	010	012	014	016	018	023	029	-
ISO	806 313 001 524 ...												
REF	801-EF204 ...		-	-	-	-	-	-	-	018	023	029	-
ISO	806 204 001 504 ...												
REF	8801.204 ...		-	-	-	-	-	-	-	018	023	029	-
ISO	806 204 001 514 ...												
REF	6801.204 ...		-	-	-	-	-	-	-	-	023	029	-
ISO	806 204 001 534 ...												
RA (204)													6 10

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	801L.316 ...	014	016	018
ISO	806 316 001 524 ...			
REF	6801L.316 ...	014	016	018
ISO	806 316 001 534 ...			
REF	5801L.316 ...	014	016	018
ISO	806 316 001 544 ...			
FGXL (316)				6 10
L - mm		11,0	11,0	11,0

Grain Körnung Granulométrie	
	ultra fine (8 μ) ultra fein ultra fin
	extra fine (25 μ) extra fein extra fin
	fine (46 μ) fein fin
	medium (100 μ) mittel moyen
	coarse (125 μ) grob grossier
	super coarse (150 μ) super grob super grossier
	ultra coarse (180 μ) ultra grob ultra grossier

123		Bestseller and never out of stock Bestseller und im auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123		Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock
123		Delivery within 48 hours Lieferung innerhalb von 48 Stunden Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	802.314 ...	009	010	012	014	016
ISO	806 314 002 524 ...					
REF	6802.314 ...	009	010	012	014	016
ISO	806 314 002 534 ...					
FG (314)		6 10				
L - mm		2,0	2,0	3,0	3,0	3,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	805.314 ...	009	010	012	014	016	018
ISO	806 314 010 524 ...						
REF	8805.314 ...	-	010	012	014	016	-
ISO	806 314 010 514 ...						
REF	6805.314 ...	009	010	012	014	016	018
ISO	806 314 010 534 ...						
FG (314)		6 10					
L - mm		1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	806.314 ...	009	010	012	014	016	018
ISO	806 314 019 524 ...						
REF	6806.314 ...	-	010	012	014	-	-
ISO	806 314 019 534 ...						
FG (314)		6 10					
L - mm		2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	807.314 ...	010	012	016
ISO	806 314 225 524 ...			
REF	6807.314 ...	010	012	016
ISO	806 314 225 534 ...			
FG (314)		6 10		
L - mm		3,0	3,5	4,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	811.314 ...	031	040
ISO	806 314 038 524 ...		
REF	6811.314 ...	031	040
ISO	806 314 040 534 ...		
FG (314)		1	
L - mm		4,0	6,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	813.314 ...	010	014	016
ISO	806 314 032 524 ...			
FG (314)		6 10		
L - mm		1,5	1,6	1,9



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	818.314 ...	033	040	050
ISO	806 314 041 524 ...			
REF	6818.314 ...	-	040	050
ISO	806 314 057 534 ...			
FG (314)		1		
L - mm		1,0	1,0	1,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	822.314 ...	008	
ISO	806 314 237 524 ...		
REF	8822.314 ...	008	
ISO	806 314 237 514 ...		
REF	6822.314 ...	008	
ISO	806 314 237 534 ...		
FG (314)		1	
L - mm		2,0	

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	830.314 ...	009	010	012	014
ISO	806 314 233 524 ...				
REF	830-EF.314 ...	-	010	012	014
ISO	806 314 233 504 ...				
REF	8830.314 ...	009	010	012	014
ISO	806 314 233 514 ...				
REF	6830.314 ...	009	010	012	014
ISO	806 314 233 534 ...				
REF	5830.314 ...	-	-	012	014
ISO	806 314 234 544 ...				
REF	4830.314 ...	-	-	012	014
ISO	806 314 234 554 ...				
FG (314)		6 10			
REF	830.313 ...	-	-	012	014
ISO	806 313 233 524 ...				
REF	6830.313 ...	-	-	012	014
ISO	806 313 233 534 ...				
FGs (313)		6 10			
L - mm		3,0	3,0	3,0	3,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	830L.315 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 315 233 524 ...					
REF	830L-EF.315 ...	-	012	014	016	-
ISO	806 315 233 504 ...					
REF	8830L.315 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 315 233 514 ...					
REF	6830L.315 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 315 234 534 ...					
REF	5830L.315 ...	-	012	014	016	018
ISO	806 315 247 544 ...					
REF	4830L.315 ...	-	012	014	-	-
ISO	806 315 249 554 ...					
FG (314)		6 10				
REF	830L.313 ...	-	-	014	-	-
ISO	806 313 233 524 ...					
REF	6830L.313 ...	-	-	014	-	-
ISO	806 313 234 534 ...					
FGs (313)		6 10				
L - mm		4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Grain Körnung Granulométrie	
	ultra fine (8 µ) ultra fein ultra fin
	extra fine (25 µ) extra fein extra fin
	fine (46 µ) fein fin
	medium (100 µ) mittel moyen
	coarse (125 µ) grob grossier
	super coarse (150 µ) super grob super grossier
	ultra coarse (180 µ) ultra grob ultra grossier

123	=		Bestseller and never out of stock Bestseller und immer auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=		Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock
123	=		Delivery within 48 hours Lieferung innerhalb von 48 Stunden Livraison en 48 heures



123	=		Bestseller and never out of stock Bestseller und im auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=		Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock
123	=		Delivery within 48 hours Lieferung innerhalb von 48 Stunden Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	835.314 ...		008	009	010	012	014 016
ISO	806 314 107 524 ...						
REF	8835.314 ...		-	-	010	012	014 016
ISO	806 314 107 514 ...						
REF	6835.314 ...		008	009	010	012	014 016
ISO	806 314 110 534 ...						
REF	5835.314 ...		-	009	010	012	014 016
ISO	806 314 110 544 ...						
		FG (314)		6 10			
REF	835.313 ...		008	009	010	012	- -
ISO	806 313 107 524 ...						
REF	6835.313 ...				010	012	- -
ISO	806 313 107 534 ...						
		FGs (313)		6 10			
L - mm		3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	836.314 ...		010	012	014 018
ISO	806 314 110 524 ...				
REF	8836.314 ...		010	012	014 018
ISO	806 314 110 514 ...				
REF	6836.314 ...		010	012	014 018
ISO	806 314 111 534 ...				
REF	5836.314 ...		010	012	014 -
ISO	806 314 111 544 ...				
REF	4836.314 ...		-	012	014 -
ISO	806 314 111 554 ...				
		FG (314)		6 10	
L - mm		6,0	6,0	6,0	6,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	835R.314 ...		008	010	012	014	016
ISO	806 314 107 524 ...						
REF	835R-EF.314 ...		008	010	012	014	016
ISO	806 314 107 504 ...						
REF	8835R.314 ...		008	010	012	014	016
ISO	806 314 107 514 ...						
REF	6835R.314 ...		008	010	012	014	016
ISO	806 314 158 534 ...						
		FG (314)		6 10			
L - mm		3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	836R.314 ...		010	012	014	016 018
ISO	806 314 110 524 ...					
REF	836R-EF.314 ...		010	012	014	016 018
ISO	806 314 110 504 ...					
REF	8836R.314 ...		010	012	014	016 018
ISO	806 314 110 514 ...					
REF	6836R.314 ...		010	012	014	016 018
ISO	806 314 110 534 ...					
		FG (314)		6 10		
L - mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	837.314 ...		010	012	014 016
ISO	806 314 111 524 ...				
REF	8837.314 ...		010	012	014 016
ISO	806 314 111 514 ...				
REF	6837.314 ...		010	012	014 016
ISO	806 314 111 534 ...				
REF	5837.314 ...		010	012	014 016
ISO	806 314 129 544 ...				
REF	4837.314 ...		-	-	014 016
ISO	806 314 113 554 ...				
		FG (314)		6 10	
REF	837.313 ...		-	-	014 -
ISO	806 313 111 524 ...				
REF	8837.313 ...		-	-	014 -
ISO	806 313 111 514 ...				
REF	6837.313 ...		-	-	014 -
ISO	806 313 111 534 ...				
		FGs (313)		6 10	
REF	837.204 ...		-	012	014 016
ISO	837.204 ...				
REF	837-EF.204 ...		-	-	014 -
ISO	806 204 111 504 ...				
REF	8837.204 ...		-	012	014 016
ISO	806 204 111 514 ...				
		RA (204)		6 10	
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	838.314 ...	010	012
ISO	806 314 138 524 ...		
REF	8838.314 ...	010	012
ISO	806 314 138 514 ...		
REF	6838.314 ...	010	012
ISO	806 314 140 534 ...		
REF	5838.314 ...	010	012
ISO	806 314 140 544 ...		
REF	4838.314 ...	-	012
ISO	806 314 140 554 ...		
		FG (314)	
L - mm		4,0	4,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	837R.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 111 524 ...			
REF	837R-EF.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 111 504 ...			
REF	8837R.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 111 514 ...			
REF	6837R.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 164 534 ...			
		FG (314)		6 10
L - mm		8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	842.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 113 524 ...			
REF	8842.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 113 514 ...			
REF	6842.314 ...		012	014 016
ISO	806 314 129 534 ...			
REF	4842.314 ...		-	014 016
ISO	806 314 138 554 ...			
		FG (314)		6 10
L - mm		10,0	10,0	10,0



Grain | Körnung | Granulométrie

- ultra fine (8 µ)
ultra fein | ultra fin
- extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin
- fine (46 µ)
fein | fin
- medium (100 µ)
mittel | moyen
- coarse (125 µ)
grob | grossier
- super coarse (150 µ)
super grob | super grossier
- ultra coarse (180 µ)
ultra grob | ultra grossier

- 123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

- 123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

[BACK TO TABLE OF CONTENTS](#)



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés



Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	845.314 ...	009	010	012	014	016
ISO	806 314 170 524 ...					
REF	6845.314 ...	-	010	012	014	016
ISO	806 314 171 534 ...					
		FG (314)				
L - mm		3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	845R.314 ...	018	021	025
ISO	806 314 170 524 ...			
REF	845R-EF.314 ...	018	021	025
ISO	806 314 170 504 ...			
REF	8845R.314 ...	018	021	025
ISO	806 314 170 514 ...			
REF	6845R.314 ...	018	021	025
ISO	806 314 545 534 ...			
		FG (314)		
L - mm		4,0	4,0	4,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	847.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 172 524 ...					
REF	8847.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 172 514 ...					
REF	6847.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 173 534 ...					
REF	5847.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 173 544 ...					
REF	4847.314 ...	012	-	016	018	-
ISO	806 314 173 554 ...					
		FG (314)				
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	847R.314 ...	014	016	018	021
ISO	806 314 172 524 ...				
REF	847R-EF.314 ...	014	016	018	021
ISO	806 314 172 504 ...				
REF	8847R.314 ...	014	016	018	021
ISO	806 314 172 514 ...				
REF	6847R.314 ...	014	016	018	021
ISO	806 314 546 534 ...				
		FG (314)			
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0

Grain | Körnung | Granulométrie

ultra fine (8 µ)
ultra fein | ultra fin

extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin

fine (46 µ)
fein | fin

medium (100 µ)
mittel | moyen

coarse (125 µ)
grob | grossier

super coarse (150 µ)
super grob | super grossier

ultra coarse (180 µ)
ultra grob | ultra grossier

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	846.314 ...	012	014	016	018	025
ISO	806 314 171 524 ...					
REF	8846.314 ...	012	014	016	018	025
ISO	806 314 171 514 ...					
REF	6846.314 ...	012	014	016	018	025
ISO	806 314 172 534 ...					
REF	5846.314 ...	012	014	016	018	-
ISO	806 314 172 544 ...					
		FG (314)				
L - mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	848.314 ...	014	016	018	023	025
ISO	806 314 173 524 ...					
REF	8848.314 ...	014	016	018	023	025
ISO	806 314 173 514 ...					
REF	6848.314 ...	014	016	018	018	025
ISO	806 314 173 534 ...					
REF	5848.314 ...	014	016	018	-	-
ISO	806 314 173 544 ...					
REF	4848.314 ...	-	016	018	-	-
ISO	806 314 194 554 ...					
		FG (314)				
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 199 524 ...					
REF	850-EF.314 ...	012	-	016	-	023
ISO	806 314 199 504 ...					
REF	8850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 199 514 ...					
REF	6850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 199 534 ...					
REF	5850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 223 544 ...					
REF	4850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 223 554 ...					
		FG (314)				
L - mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	846R.314 ...	012	016	018	025
ISO	806 314 171 524 ...				
REF	846R-EF.314 ...	012	016	018	025
ISO	806 314 171 504 ...				
REF	8846R.314 ...	012	016	018	025
ISO	806 314 171 514 ...				
REF	6846R.314 ...	012	016	018	025
ISO	806 314 546 534 ...				
		FG (314)			
L - mm		6,0	6,0	6,0	7,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	852.314 ...	010	012
ISO	806 314 164 524 ...		
REF	852-EF.314 ...	010	012
ISO	806 314 164 504 ...		
REF	8852.314 ...	010	012
ISO	806 314 164 514 ...		
REF	6852.314 ...	-	012
ISO	806 314 165 534 ...		
		FG (314)	
L - mm		4,0	6,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	855.314 ...	012	014	023
ISO	806 314 197 524 ...			
REF	8855.314 ...	012	014	023
ISO	806 314 197 514 ...			
REF	6855.314 ...	012	014	023
ISO	806 314 198 534 ...			
REF	5855.314 ...	012	014	023
ISO	806 314 198 544 ...			
		FG (314)		
L - mm		7,0	7,0	7,0

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	856.314 ...	012	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 524 ...						
REF	856-EF.314 ...	-	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 504 ...						
REF	8856.314 ...	012	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 514 ...						
REF	6856.314 ...	012	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 534 ...						
REF	5856.314 ...	012	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 544 ...						
REF	4856.314 ...	012	014	016	018	021	023
ISO	806 314 198 554 ...						
FG (314)		6 10					
REF	856.313 ...	-	014	016	018	021	023
ISO	806 313 198 524 ...						
REF	6856.313 ...	-	014	016	018	021	023
ISO	806 313 198 534 ...						
REF	8856.313 ...	-	-	016	018	021	023
ISO	806 313 198 514 ...						
FGs (313)		6 10					
L - mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	859.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 166 524 ...					
REF	859-EF.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 166 504 ...					
REF	8859.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 166 51 ...					
REF	6859.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 167 534 ...					
FG (314)		6 10				
REF	859.204 ...	-	-	-	016	-
ISO	806 204 166 524 ...					
REF	859-EF.204 ...	-	-	-	016	-
ISO	806 204 166 504 ...					
REF	8859.204 ...	-	-	-	016	-
ISO	806 204 166 514 ...					
RA (204)		6 10				
L - mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	858.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 165 524 ...			
REF	858-EF.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 165 504 ...			
REF	8858.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 165 514 ...			
REF	6858.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 165 534 ...			
FG (314)		6 10		
REF	858.313 ...	-	012	014
ISO	806 313 165 524 ...			
REF	6858.313 ...	-	012	014
ISO	806 313 165 534 ...			
REF	8858.313 ...	-	012	014
ISO	806 313 165 514 ...			
FGs (313)		6 10		
L - mm	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	859L.315 ...	010
ISO	806 315 166 524 ...	
REF	8859L.315 ...	010
ISO	806 315 166 514 ...	
REF	6859L.315 ...	010
ISO	806 315 167 534 ...	
FGL (315)		6 10
L - mm	11,0	

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	860.314 ...	010	012	025
ISO	806 314 247 524 ...			
REF	860-EF.314 ...	010	012	025
ISO	806 314 247 504 ...			
REF	8860.314 ...	010	012	025
ISO	806 314 247 514 ...			
REF	6860.314 ...	010	012	025
ISO	806 314 247 534 ...			
FG (314)		6 10		
REF	860.204 ...	-	012	-
ISO	806 204 247 524 ...			
REF	860-EF.204 ...	-	012	-
ISO	806 204 247 504 ...			
REF	8860.204 ...	-	012	-
ISO	806 204 247 514 ...			
RA (204)		6 10		
L - mm	4,0	5,0	6,0	6,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	862.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 249 524 ...				
REF	862-EF.314 ...	010	012	014	-
ISO	806 314 249 504 ...				
REF	8862.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 249 514 ...				
REF	6862.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 249 534 ...				
REF	5862.314 ...	010	012	-	016
ISO	806 314 250 544 ...				
REF	4862.314 ...	-	012	014	-
ISO	806 314 250 554 ...				
FG (314)		6 10			
REF	862.313 ...	-	012	-	-
ISO	806 313 249 524 ...				
REF	8862.313 ...	-	012	-	-
ISO	806 313 249 514 ...				
REF	6862.313 ...	-	012	-	-
ISO	806 313 249 534 ...				
FGs (313)		6 10			
REF	862.204 ...	-	012	-	016
ISO	806 204 249 524 ...				
REF	862-EF.204 ...	-	012	-	016
ISO	806 204 249 504 ...				
REF	8862.204 ...	-	012	-	016
ISO	806 204 249 514 ...				
RA (204)		6 10			
L - mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	863.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 250 524 ...					
REF	863-EF.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 250 504 ...					
REF	8863.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 250 514 ...					
REF	6863.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 250 534 ...					
REF	5863.314 ...	-	012	014	016	018
ISO	806 314 257 544 ...					
REF	4863.314 ...	-	012	014	016	-
ISO	806 314 250 554 ...					
FG (314)		6 10				
REF	863.204 ...	-	012	-	016	-
ISO	806 204 250 524 ...					
REF	863-EF.204 ...	-	012	-	016	-
ISO	806 204 250 504 ...					
REF	8863.204 ...	-	012	-	016	-
ISO	806 204 250 514 ...					
RA (204)		6 10				
L - mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Grain | Körnung | Granulométrie

ultra fine (8 µ)

ultra fein | ultra fin

extra fine (25 µ)

extra fein | extra fin

fine (46 µ)

fein | fin

medium (100 µ)

mittel | moyen

coarse (125 µ)

grob | grossier

super coarse (150 µ)

super grob | super grossier

ultra coarse (180 µ)

ultra grob | ultra grossier

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	877.314 ...		009	010 012
ISO	806 314 288 524 ...			
REF	8877.314 ...		009	010 012
ISO	806 314 288 514 ...			
REF	6877.314 ...		009	010 012
ISO	806 314 288 534 ...			
REF	5877.314 ...		009	010 012
ISO	806 314 289 544 ...			
		FG (314) 6 10		
REF	877.313 ...	-	010	012
ISO	806 313 288 524 ...	-		
REF	8877.313 ...	-	010	012
ISO	806 313 288 514 ...	-		
REF	6877.313 ...	-	010	012
ISO	806 313 288 534 ...	-		
		FGs (313) 6 10		
L - mm		6,0	6,0	6,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	877K.314 ...	012	014
ISO	806 314 297 524 ...		
REF	8877K.314 ...	012	014
ISO	806 314 297 514 ...		
REF	6877K.314 ...	012	014
ISO	806 314 297 534 ...		
REF	5877K.314 ...	012	014
ISO	806 314 297 544 ...		
		FG (314) 6 10	
L - mm		6,0	6,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	878.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 289 524 ...				
REF	878-EF.314 ...	-	012	014	-
ISO	806 314 289 504 ...				
REF	8878.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 289 514 ...				
REF	6878.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 289 534 ...				
REF	5878.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 289 544 ...				
		FG (314) 6 10			
REF	878.313 ...	-	012	014	-
ISO	806 313 289 524 ...				
REF	8878.313 ...	-	012	014	-
ISO	806 313 289 514 ...				
REF	6878.313 ...	-	012	014	-
ISO	806 313 289 534 ...				
		RA (204) 6 10			
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	878K.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 298 524 ...					
REF	8878K.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 298 514 ...					
REF	6878K.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 298 534 ...					
REF	5878K.314 ...	012	014	016	018	021
ISO	806 314 298 544 ...					
		FG (314) 6 10				
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

- 123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	879.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 290 524 ...				
REF	879-EF.314 ...	-	012	014	-
ISO	806 314 290 504 ...				
REF	8879.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 290 514 ...				
REF	6879.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 291 534 ...				
REF	5879.314 ...	010	012	014	016
ISO	806 314 291 544 ...				
		FG (314) 6 10			
L - mm		10,0	10,0	10,0	10,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	879L.315 ...	012	014	016
ISO	806 315 290 524 ...			
REF	879L-EF.315 ...	012	014	-
ISO	806 315 290 504 ...			
REF	8879L.315 ...	012	014	016
ISO	806 315 290 514 ...			
REF	6879L.315 ...	012	014	016
ISO	806 315 291 534 ...			
REF	5879L.315 ...	012	014	016
ISO	806 315 291 544 ...			
		FGL (315) 6 10		
L - mm		12,0	12,0	12,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	879K.314 ...	012	014	016	018
ISO	806 314 299 524 ...				
REF	8879K.314 ...	012	014	016	018
ISO	806 314 299 514 ...				
REF	6879K.314 ...	012	014	016	018
ISO	806 314 299 534 ...				
REF	5879K.314 ...	-	014	016	018
ISO	806 314 299 544 ...				
		FG (314) 6 10			
L - mm		10,0	10,0	10,0	10,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	880.314 ...	012	014
ISO	806 314 140 524 ...		
REF	8880.314 ...	012	014
ISO	806 314 140 514 ...		
REF	6880.314 ...	012	014
ISO	806 314 141 534 ...		
REF	5880.314 ...	012	014
ISO	806 314 141 544 ...		
		FG (314) 6 10	
L - mm		6,0	6,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	881.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 524 ...					
REF	881-EF.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 504 ...					
REF	8881.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 514 ...					
REF	6881.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 534 ...					
REF	5881.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 544 ...					
		FG (314) 6 10				
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Grain Körnung Granulométrie	
	ultra fine (8 µ) ultra fein ultra fin
	extra fine (25 µ) extra fein extra fin
	fine (46 µ) fein fin
	medium (100 µ) mittel moyen
	coarse (125 µ) grob grossier
	super coarse (150 µ) super grob super grossier
	ultra coarse (180 µ) ultra grob ultra grossier

- 123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 882.314 ...	012	014
ISO 806 314 142 524 ...		
REF 882-EF.314 ...	012	014
ISO 806 314 142 504 ...		
REF 8882.314 ...	012	014
ISO 806 314 142 514 ...		
REF 6882.314 ...	012	014
ISO 806 314 142 534 ...		
REF 5882.314 ...	012	014
ISO 806 314 142 544 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	10,0	10,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 882L.315 ...	012	014
ISO 806 315 142 514 ...		
REF 882L-EF.315 ...	012	014
ISO 806 315 142 504 ...		
REF 8882L.315 ...	012	014
ISO 806 315 142 514 ...		
REF 6882L.315 ...	012	014
ISO 806 315 142 534 ...		
REF 5882L.315 ...	012	014
ISO 806 315 142 544 ...		
FGL (315)		6 10
L - mm	12,0	12,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 884.314 ...	012	
ISO 806 314 130 524 ...		
REF 8884.314 ...	012	
ISO 806 314 129 514 ...		
REF 6884.314 ...	012	
ISO 806 314 130 534 ...		
FG (314)		1
L - mm	6,0	

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 885.314 ...	012	014
ISO 806 314 130 514 ...		
REF 8885.314 ...	012	014
ISO 806 314 130 514 ...		
REF 6885.314 ...	012	014
ISO 806 314 131 534 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	8,0	8,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 886.314 ...	012	014 016
ISO 806 314 138 514 ...		
REF 8886.314 ...	012	014 016
ISO 806 314 131 514 ...		
REF 6886.314 ...	012	014 016
ISO 806 314 138 534 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	10,0	10,0 10,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 889.314 ...	009	010
ISO 806 314 033 524 ...		
REF 8889.314 ...	009	010
ISO 806 314 540 514 ...		
REF 6889.314 ...	009	010
ISO 806 314 540 534 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	3,5	4,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 888.314	012	
ISO 806 314 539 524 ...		
REF 8888.314 ...	012	
ISO 806 314 496 514 ...		
REF 6888.314 ...	012	
ISO 806 314 539 534 ...		
REF 5888.314 ...	012	
ISO 806 314 540 544 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	8,0	

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 899.314 ...	021	027 031
ISO 806 314 033 524 ...		
REF 8899.314 ...	021	027 031
ISO 806 314 033 514 ...		
REF 6899.314 ...	021	027 031
ISO 806 314 038 534 ...		
FG (314)		6 10
L - mm	6,5	7,0 7,0

		
Scale 1:2 Ø 1/16 mm		
REF 909.314 ...	040	-
ISO 806 314 068 524 ...		
REF 6909.314 ...	040	-
ISO 806 314 068 534 ...		
REF 5909.314 ...	040	-
ISO 806 314 107 544 ...		
FG (314)		1
REF 909.314 ...	040	050
ISO 806 314 068 524 ...		
RA (204)		1
L - mm	3,5	4,0

123



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123



Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

																																																																																									
<table><tr><th>Scale 1:2</th><th>Ø 1/16 mm</th></tr><tr><td>REF 972.315 ...</td><td>021</td></tr><tr><td>ISO 806 315 699 524 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 972-EF.315 ...</td><td>021</td></tr><tr><td>ISO 806 315 699 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8972.315 ...</td><td>021</td></tr><tr><td>ISO 806 314 111 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>FGL (315)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>L - mm</td><td>4,0</td></tr></table>	Scale 1:2	Ø 1/16 mm	REF 972.315 ...	021	ISO 806 315 699 524 ...		REF 972-EF.315 ...	021	ISO 806 315 699 504 ...		REF 8972.315 ...	021	ISO 806 314 111 514 ...		FGL (315)	6 10	L - mm	4,0	<table><tr><th>Scale 1:2</th><th>Ø 1/16 mm</th></tr><tr><td>REF 973-EF.314 ...</td><td>021</td></tr><tr><td>ISO 806 314 973 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8973.314 ...</td><td>021</td></tr><tr><td>ISO 806 314 973 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>FG (314)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>L - mm</td><td>4,7</td></tr></table>	Scale 1:2	Ø 1/16 mm	REF 973-EF.314 ...	021	ISO 806 314 973 504 ...		REF 8973.314 ...	021	ISO 806 314 973 514 ...		FG (314)	6 10	L - mm	4,7																																																								
Scale 1:2	Ø 1/16 mm																																																																																								
REF 972.315 ...	021																																																																																								
ISO 806 315 699 524 ...																																																																																									
REF 972-EF.315 ...	021																																																																																								
ISO 806 315 699 504 ...																																																																																									
REF 8972.315 ...	021																																																																																								
ISO 806 314 111 514 ...																																																																																									
FGL (315)	6 10																																																																																								
L - mm	4,0																																																																																								
Scale 1:2	Ø 1/16 mm																																																																																								
REF 973-EF.314 ...	021																																																																																								
ISO 806 314 973 504 ...																																																																																									
REF 8973.314 ...	021																																																																																								
ISO 806 314 973 514 ...																																																																																									
FG (314)	6 10																																																																																								
L - mm	4,7																																																																																								
																																																																																									
<table><tr><th>Scale 1:2</th><th>Ø 1/16 mm</th></tr><tr><td>REF 368.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 368.314 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 368-EF.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 257 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8368.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 110 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 6368.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 257 534 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 5368.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 257 544 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 368-UF.314 ...</td><td>016 021 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 257 494 ...</td><td></td></tr><tr><td>FG (314)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>REF 368.204 ...</td><td>016 - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 257 524 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 368-EF.204 ...</td><td>016 - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 257 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8368.204 ...</td><td>016 - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 110 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>RA (204)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>L - mm</td><td>3,5 5,0 5,0</td></tr></table>	Scale 1:2	Ø 1/16 mm	REF 368.314 ...	016 021 023	ISO 368.314 ...		REF 368-EF.314 ...	016 021 023	ISO 806 314 257 504 ...		REF 8368.314 ...	016 021 023	ISO 806 314 110 514 ...		REF 6368.314 ...	016 021 023	ISO 806 314 257 534 ...		REF 5368.314 ...	016 021 023	ISO 806 314 257 544 ...		REF 368-UF.314 ...	016 021 023	ISO 806 314 257 494 ...		FG (314)	6 10	REF 368.204 ...	016 - 023	ISO 806 204 257 524 ...		REF 368-EF.204 ...	016 - 023	ISO 806 204 257 504 ...		REF 8368.204 ...	016 - 023	ISO 806 204 110 514 ...		RA (204)	6 10	L - mm	3,5 5,0 5,0	<table><tr><th>Scale 1:2</th><th>Ø 1/16 mm</th></tr><tr><td>REF 379.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 277 524 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 379-EF.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 277 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8379.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 111 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 6379.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 277 534 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 5379.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 277 544 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 379-UF.314 ...</td><td>014 018 023</td></tr><tr><td>ISO 806 314 277 494 ...</td><td></td></tr><tr><td>FG (314)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>REF 379.204 ...</td><td>- - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 277 524 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 379-EF.204 ...</td><td>- - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 277 504 ...</td><td></td></tr><tr><td>REF 8379.204 ...</td><td>- - 023</td></tr><tr><td>ISO 806 204 111 514 ...</td><td></td></tr><tr><td>RA (204)</td><td>6 10</td></tr><tr><td>L - mm</td><td>2,8 3,4 4,2</td></tr></table>	Scale 1:2	Ø 1/16 mm	REF 379.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 277 524 ...		REF 379-EF.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 277 504 ...		REF 8379.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 111 514 ...		REF 6379.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 277 534 ...		REF 5379.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 277 544 ...		REF 379-UF.314 ...	014 018 023	ISO 806 314 277 494 ...		FG (314)	6 10	REF 379.204 ...	- - 023	ISO 806 204 277 524 ...		REF 379-EF.204 ...	- - 023	ISO 806 204 277 504 ...		REF 8379.204 ...	- - 023	ISO 806 204 111 514 ...		RA (204)	6 10	L - mm	2,8 3,4 4,2
Scale 1:2	Ø 1/16 mm																																																																																								
REF 368.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 368.314 ...																																																																																									
REF 368-EF.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 806 314 257 504 ...																																																																																									
REF 8368.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 806 314 110 514 ...																																																																																									
REF 6368.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 806 314 257 534 ...																																																																																									
REF 5368.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 806 314 257 544 ...																																																																																									
REF 368-UF.314 ...	016 021 023																																																																																								
ISO 806 314 257 494 ...																																																																																									
FG (314)	6 10																																																																																								
REF 368.204 ...	016 - 023																																																																																								
ISO 806 204 257 524 ...																																																																																									
REF 368-EF.204 ...	016 - 023																																																																																								
ISO 806 204 257 504 ...																																																																																									
REF 8368.204 ...	016 - 023																																																																																								
ISO 806 204 110 514 ...																																																																																									
RA (204)	6 10																																																																																								
L - mm	3,5 5,0 5,0																																																																																								
Scale 1:2	Ø 1/16 mm																																																																																								
REF 379.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 277 524 ...																																																																																									
REF 379-EF.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 277 504 ...																																																																																									
REF 8379.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 111 514 ...																																																																																									
REF 6379.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 277 534 ...																																																																																									
REF 5379.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 277 544 ...																																																																																									
REF 379-UF.314 ...	014 018 023																																																																																								
ISO 806 314 277 494 ...																																																																																									
FG (314)	6 10																																																																																								
REF 379.204 ...	- - 023																																																																																								
ISO 806 204 277 524 ...																																																																																									
REF 379-EF.204 ...	- - 023																																																																																								
ISO 806 204 277 504 ...																																																																																									
REF 8379.204 ...	- - 023																																																																																								
ISO 806 204 111 514 ...																																																																																									
RA (204)	6 10																																																																																								
L - mm	2,8 3,4 4,2																																																																																								

Grain Körnung Granulométrie	
	ultra fine (8 µ) ultra fein ultra fin
	extra fine (25 µ) extra fein extra fin
	fine (46 µ) fein fin
	medium (100 µ) mittel moyen
	coarse (125 µ) grob grossier
	super coarse (150 µ) super grob super grossier
	ultra coarse (180 µ) ultra grob ultra grossier

123



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123





Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures






swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

SPECIAL DIAMONDS	EN	SPEZIAL DIAMANTEN	DE	DIAMANTS SPÉCIAUX	FR
1. Surfaces design		1. Oberflächen Gestaltung		1. Conception de surfaces	
2. Filling former		2. Füllungs-Former		2. Formeur d'obturation	
3. Fissure widening		3. Fissurenenerweiterung		3. Élargissement des fissures	
4. Guide pin		4. Führungsstift		4. Tige de guidage	
5. Depth marker		5. Tiefenmarkierer		5. Marqueur de profondeur	
6. Two-grain diamond		6. Zweikorn Diamant		6. Diamant à deux grains	
7. Endo-BATT burs		7. Endo-Batt-Bohrer		7. Bourses Endo-BATT	
8. End cutting		8. Stirnschneider		8. Coupe frontale	

1. Surfaces design	2. Filling former	3. Fissure widening
		
Scale 1:2 REF 369A.314 ... ISO 806 314 263 524 ... REF 8369A.314 ... ISO 806 314 110 514 ... REF 6369A.314 ... ISO 806 314 263 534 ... FG (314) L - mm 5,7	Scale 1:2 REF 833-EF.314 ... ISO 806 314 466 504 ... REF 8833.314 ... ISO 806 314 466 514 ... FG (314) L - mm 3,5	Scale 1:2 REF 853.314 ... ISO 806 314 699 524 ... REF 853-EF.314 ... ISO 806 314 699 504 ... REF 8853.314 ... ISO 806 314 699 514 ... FG (314) L - mm 3,0

3. Fissure widening	4. Guide pin	7. Guide pin
		
Scale 1:2 REF 392.314 ... ISO 806 314 465 524 ... REF 392-EF.314 ... ISO 806 314 465 504 ... REF 8392.314 ... ISO 806 314 496 504 ... FG (314) L - mm 5,0	Scale 1:2 REF 840R.314 ... ISO 806 314 156 524 ... REF 8840R.314 ... ISO 806 314 156 514 ... REF 6840R.314 ... ISO 806 314 156 534 ... FG (314) L - mm 8,0 8,0	Scale 1:2 REF 841R.314 ... ISO 806 314 157 524 ... REF 8841R.314 ... ISO 806 314 157 514 ... REF 6841R.314 ... ISO 806 314 157 534 ... FG (314) L - mm 10,0 10,0 10,0

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=






Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

SPECIAL DIAMONDS	EN	SPEZIAL DIAMANTEN	DE	DIAMANTS SPÉCIAUX	FR
1. Surfaces design		1. Oberflächen Gestaltung		1. Conception de surfaces	
2. Filling former		2. Füllungs-Former		2. Formeur d'obturation	
3. Fissure widening		3. Fissurenenerweiterung		3. Élargissement des fissures	
4. Guide pin		4. Führungsstift		4. Tige de guidage	
5. Depth marker		5. Tiefenmarkierer		5. Marqueur de profondeur	
6. Two-grain diamond		6. Zweikorn Diamant		6. Diamant à deux grains	
7. Endo-BATT burs		7. Endo-Batt-Bohrer		7. Bourses Endo-BATT	
8. End cutting		8. Stirnschneider		8. Coupe frontale	

4. Depth marker	6. Two-grain diamond
	
Scale 1:2 REF 834.314 ... ISO 806 314 552 524 ... FG (314) L - mm 6,0 T - mm 0,5	Scale 1:2 REF 6844.314 ... ISO 806 314 199 524 ... FG (314) L - mm 1,5 1,5 L1 - mm 8,5 8,5
7. Endo-Batt Bur	8. End cutting
	
Scale 1:2 REF 851.314 ... ISO 806 314 219 524 ... REF 8851.314 ... ISO 806 314 219 514 ... FG (314) L - mm 8,0 8,0	Scale 1:2 REF 839.314 ... ISO 806 314 150 524 ... FG (314) L - mm 8,0 8,0 8,0

Grain | Körnung | Granulométrie

ultra fine (8 μ)
ultra fein | ultra fin

extra fine (25 μ)
extra fein | extra fin

fine (46 μ)
fein | fin

medium (100 μ)
mittel | moyen

coarse (125 μ)
grob | grossier

super coarse (150 μ)
super grob | super grossier

ultra coarse (180 μ)
ultra grob | ultra grossier

Two-Grain (125 μ & 46 μ)
Zweikorn | Deux grains

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=



Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



microdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

MICRO PRAPARATION EN

Minimally invasive instruments for precise micropreparations. The high school of micropreparation requires instruments specially designed for it. Graceful instruments with small working parts and long, slender instrument necks.

- Better view and overview during preparation.
- Targeted material removal due to diamond grit of different finenesses
- Minimally invasive cavity design with maximum preservation of healthy tooth substance

MIKROPRÄPARATION DE


Minimalinvasive Instrumente für Präzise Mikropräparationen. Die hohe Schule der Mikropräparation erfordert besonders dafür konzipierte Instrumente. Grazile Instrumente mit kleinen Arbeitsteilen und langen schlanken Instrumentenhälsen.

- Bessere Sicht und Übersicht beim Präparieren
- Gezielter Materialabtrag durch unterschiedlich feine Diamantkörnung
- Minimalinvasive Gestaltung der Kavitäten bei maximalem Erhalt der gesunden Zahnschubstanz

MICRO-PRÉPARATION FR

Des instruments peu invasifs pour une micropréparation précise. La haute école de la micropréparation nécessite des instruments spécialement conçus à cet effet. Des instruments gracieux avec de petites pièces de travail et des cols d'instruments longs et fins.

- Meilleure visibilité et vue d'ensemble lors de la préparation
- Enlèvement ciblé du matériau grâce à des grains de diamant de différentes finesses
- Conception peu invasive des cavités tout en préservant au maximum la substance dentaire saine



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8830RM.313 ...	009
ISO	806 313 233 524 ...	
REF	830RM.313 ...	
ISO	806 313 233 524 ...	009

FGs (313) 6 | 10

L - mm 2,6



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8830M.313 ...	012
ISO	806 313 233 524 ...	
REF	830M.313 ...	
ISO	806 313 233 524 ...	012

FGs (313) 6 | 10

L - mm 2,6



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8838M.313 ...	007
ISO	806 313 138 514 ...	
REF	838M.313 ...	
ISO	806 313 140 524 ...	007

FGs (313) 6 | 10

L - mm 3



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8889M.313 ...	007
ISO	806 313 540 514 ...	
REF	889M.313 ...	
ISO	806 313 540 524 ...	007

FGs (313) 6 | 10

L - mm 2,6



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8953AM.313 ...	014
ISO	806 313 019 514 ...	
REF	953AM.313 ...	
ISO	806 313 019 524 ...	014

FGs (313) 6 | 10

L - mm 3,0



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	8368M.313 ...	012
ISO	806 313 110 514 ...	
REF	368M.313 ...	
ISO	806 313 257 524 ...	012

FGs (313) 6 | 10

L - mm 2,6

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 =  Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



perdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

PERIO EN

- Root planing
- Root cleaning
- Fine, delicate work in the root tip area (without heat development)
- Ideal for periodontitis treatment

PERIO DE

- Wurzelglättung
- Wurzelreinigung
- Feines, graziles Arbeiten im Wurzelspitzenbereich (ohne Wärmeentwicklung)
- Ideal zur Parodontitisbehandlung

PERIO FR

- pour le surfacage radiculaire
- pour le nettoyage des racines
- travail fin dans la zone de la racine (sans développement de chaleur)
- idéal pour le traitement de la parodontite



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	831-EF.204 ...	012
ISO	806 204 267 504 ...	
REF	8831.204 ...	
ISO	806 204 267 514 ...	012
REF	831.204 ...	
ISO	806 204 267 524 ...	012

RA (204) 3 | 6 | 10

L - mm 7,0



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	831L-EF.205 ...	012
ISO	806 205 267 504 ...	
REF	8831L.205 ...	
ISO	806 205 267 514 ...	012
REF	831L.205 ...	
ISO	806 205 267 524 ...	012

RAL (205) 3 | 6 | 10

L - mm 7,0




Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	832-EF.204 ...	014
ISO	806 204 258 504 ...	
REF	8832.204 ...	
ISO	806 204 258 514 ...	014
REF	832.204 ...	
ISO	806 204 258 524 ...	014

RA (204) 3 | 6 | 10

L - mm 5,0



Scale 1:2 Ø 1/16 mm

REF	832L-EF.205 ...	014
ISO	806 205 258 504 ...	
REF	8832L.205 ...	
ISO	806 205 258 514 ...	014
REF	832L.205 ...	
ISO	806 205 258 524 ...	014

RAL (205) 3 | 6 | 10

L - mm 5,0

Grain | Körnung | Granulométrie

medium (100 µ)
mittel | moyen

extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin

fine (46 µ)
fein | fin

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 =  Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



rhodia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

CROWN PREPARATION
CROWN STUMP PREPARATION

EN

Density raw (ρ) = mass (m) by volume (V).
rhodia diamonds provide increased material
removal and longer tool life thanks to the higher
concentration of diamonds.

KRONENPRÄPARATION
KRONENSTUMPFPRÄPARATION

DE

Dichte Roh (ρ) = Masse (m) durch Volumen (V)
rhodia Diamanten sorgen dank der höheren
konzentration an Diamanten für erhöhten Mate-
rialabtrag und eine höhere Standzeit.

PRÉPARATION DE LA COURONNE
PRÉPARATION DU MOIGNON DE
COURONNE

FR

Densité brute (ρ) = masse (m) par volume (V)
Les diamants rhodia assurent un enlèvement
de matière plus important et ont une durée de
vie plus longue grâce à une concentration plus
élevée en diamants.

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	ZF-2801.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 001 514Z ...					
REF	ZR-2801.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 001 544Z ...					
FG (314)		6 10				

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	ZF-2830L.315 ...	012	014	016	018
ISO	806 315 234 514Z ...				
REF	ZR-2830L.315 ...	012	014	016	018
ISO	806 315 234 544Z ...				
FGL (315)		6 10			
L - mm		4,0	5,0	5,0	5,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	ZF-2835.314 ...	009	010	012	014
ISO	806 314 107 514Z ...				
REF	ZR-2835.314 ...	009	010	012	014
ISO	806 314 107 544Z ...				
FG (314)		6 10			
L - mm		3,0	4,0	4,0	4,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	ZF-2836.314 ...	-	012	014
ISO	806 314 110 514Z ...			
REF	ZR-2836.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 110 544Z ...			
FG (314)		6 10		
L - mm		6,0	6,0	6,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	ZF-2837.314 ...	-	012	014
ISO	806 314 111 514Z ...			
REF	ZR-2837.314 ...	010	012	014
ISO	806 314 111 544Z ...			
FG (314)		6 10		
L - mm		8,0	8,0	8,0



rhodia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	ZF-2850.314 ...	-	014	016	018	023
ISO	806 314 199 514Z ...					
REF	ZR-2850.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 199 544Z ...					
FG (314)		6 10				
L - mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	ZF-2856.314 ...	-	014	016	018	023
ISO	806 314 198 514Z ...					
REF	ZR-2856.314 ...	012	014	016	018	023
ISO	806 314 198 544Z ...					
FG (314)		6 10				
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	ZF-2859.314 ...	010	012
ISO	806 314 166 514Z ...		
REF	ZR-2859.314 ...	010	012
ISO	806 314 166 544Z ...		
FG (314)		6 10	
L - mm		10,0	10,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille			
REF	ZF-2862.314 ...	012	014	016	018
ISO	806 314 249 514Z ...				
REF	ZR-2862.314 ...	012	014	016	018
ISO	806 314 249 544Z ...				
FG (314)		6 10			
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	ZF-2863.314 ...	012	014
ISO	806 314 250 514Z ...		
REF	ZR-2863.314 ...	012	014
ISO	806 314 257 544Z ...		
FG (314)		6 10	
L - mm		10,0	10,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	ZF-2879.314 ...	012	014	016
ISO	806 314 290 514Z ...			
REF	ZR-2879.314 ...	012	014	016
ISO	806 314 290 544Z ...			
FG (314)		6 10		
L - mm		10,0	10,0	10,0

Grain | Körnung | Granulométrie

mixed grain fine
Mischkorn fein | grain mixte fin

mixed grain coarse
Mischkorn grob | grain mixte grossier

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = **NOS** Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = **NOS** Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



rhodia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

[BACK TO TABLE OF CONTENTS](#)



turbodia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés



CROWN DIE PREPARATION

EN

KRONENSTUMPFPRÄPARATION

DE

PRÉPARATION DU MOIGNON DE COURONNE

FR

The spiral design of our turbodia diamonds provides increased material removal with good chip flow and better cooling properties.

Das spiralenförmige Design unserer turbodia Diamanten sorgt für erhöhten Materialabtrag bei gutem Spanfluss und besseren Kühlungseigenschaften.

Le design en spirale de nos diamants turbodia permet d'augmenter l'enlèvement de matière tout en assurant un bon flux de copeaux et de meilleures propriétés de refroidissement.



Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	ZF-2881.314 ...	-	012	014	016	018
ISO	806 314 141 514Z ...					
REF	ZR-2881.314 ...	010	012	014	016	018
ISO	806 314 141 544Z ...					
		FG (314)				6 10
L - mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	ZF-2882.314 ...	012	014
ISO	806 314 142 514Z ...		
REF	ZR-2882.314 ...	012	014
ISO	806 314 142 544Z ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		10,0	10,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	ZF-2368.314 ...	016	021	023
ISO	806 314 257 514Z ...			
REF	ZR-2368.314 ...	016	021	023
ISO	806 314 257 544Z ...			
		FG (314)		6 10
L - mm		3,5	5,0	5,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	ZF-2379.314 ...	014	018	023
ISO	806 314 277 514Z ...			
REF	ZR-2379.314 ...	014	018	023
ISO	806 314 288 544Z ...			
		FG (314)		6 10
L - mm		2,8	3,4	4,2



Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	ZF-2390.315 ...	014
ISO	806 315 274 514Z ...	
REF	ZR-2390.315 ...	014
ISO	806 315 274 544Z ...	
		FGL (315) 6 10
L - mm		3,5



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3837.314 ...	012	014
ISO	806 314 111 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		7,0	7,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	3847.314 ...	016
ISO	806 314 172 524 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		7,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	3848.314 ...	016	018	025
ISO	806 314 173 524 ...			
		FG (314)		6 10
L - mm		8,0	10,0	10,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3850.314 ...	016	018
ISO	806 314 199 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		10,0	10,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3856.314 ...	014	016
ISO	806 314 198 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		8,0	8,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3878.314 ...	012	014
ISO	806 314 289 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		8,0	8,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3879.314 ...	012	014
ISO	806 314 290 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		10,0	10,0



Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	3881.314 ...	012	014
ISO	806 314 141 524 ...		
		FG (314)	6 10
L - mm		8,0	8,0

Grain | Körnung | Granulométrie

 **mixed grain fine**
Mischkorn fein | grain mixte fin

 **mixed grain coarse**
Mischkorn grob | grain mixte grossier

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 =  Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 =  Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



proxofile

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

EN

DE

FR

- Removal of excess filling and cement
- Finishing of approximal protruding crown margins
- Contouring and finishing of approximal restoration surfaces
- Finishing of proximal composite fillings

- Entfernen von Füllungs- und Zementüberschüssen
- Ausarbeitung von approximal abstehenden Kronenrändern
- Konturieren und Finieren von approximalen Restaurations-Oberflächen
- Finieren proximaler Composite Füllungen

- Élimination des excédents d'obturation et de ciment
- Finition des bords de couronnes en saillie proximale
- Contournement et finition des surfaces de restaurations proximales
- Finition d'obturations proximales en composite

Double-sided			One-sided		
					
0,24 mm			0,18 mm		
Scale 1:2			Scale 1:2		
REF	P-1-DS.314 ...	016	REF	P-1-ES.314 ...	016
ISO	806 314 XXX 524 ...		ISO	806 314 XXX 524 ...	
REF	P-3-DS.314 ...	016	REF	P-3-ES.314 ...	016
ISO	806 314 XXX 504 ...		ISO	806 314 XXX 504 ...	
REF	P-2-DS.314 ...	016	REF	P-2-ES.314 ...	016
ISO	806 314 XXX 514 ...		ISO	806 314 XXX 514 ...	
REF	P-4-ES.314 ...	016	REF	P-4-ES.314 ...	016
ISO	806 314 XXX 534 ...		ISO	806 314 XXX 534 ...	
FG (314) 3 6 10			FG (314) 3 6 10		
L - mm 9,0			L - mm 9,0		

Grain | Körnung | Granulométrie

- extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin
- fine (46 µ)
fein | fin
- medium (100 µ)
mittel | moyen
- coarse (125 µ)
grob | grossier

- 123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123 =  Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

HARTMETALL | CARBURE DE TUNGSTÈNE

 rotatec

TUNGSTEN
CARBIDE





exkav

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

EXCAVATORS	EN	EXKAVATOREN	DE	EXCAVATEURS	FR
Excavators made of high-quality carbide with 8 - 12 cutting edges and gold-plated shaft.		Exkavatoren aus hochwertigem Hartmetall mit 8 - 12 schnittfreudigen Schneiden und vergoldetem Schaft.		Excavateurs en carbure de tungstène de haute qualité avec 8 - 12 lames pour une découpe facile et dotés d'une tige dorée.	
- Low vibration treatment - Stainless		- Vibrationsarme Behandlung - Rostfrei		- Traitement à faibles vibrations - Inoxydable	

Toothing | Verzahnung | Denture

cross cut

kreuzverzahnung | coupe transversale

Plain cut

Einfachverzahnung | simple coupe

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille										
REF	SH1-E.204 ...	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	
ISO	500 204 001 298 ...											
RA (204)												6 10

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille										
REF	SH1.204 ...	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
ISO	500 204 001 003 ...											
REF	SH1.205 ...	-	010	-	014	-	018	-	023	-	027	-
ISO	500 205 001 003 ...											
RA (204) RAL (205)												6 10

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille										
REF	SH1L.204 ...	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027	029
ISO	500 204 001 003 ...											
REF	SH1L.205 ...	006	008	010	-	014	-	018	-	023	027	-
ISO	500 205 001 003 ...											
RA (204) RAL (205)												6 10

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock




carbide burs

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

VERSATILE APPLICATION	EN	VIELSEITIGE ANWENDUNG	DE	APPLICATION POLYVALENTE	FR
rotatec carbide drills are ultra-fine tools which are suitable for all working methods. rotatec carbide drills are made of high-quality carbide.		rotatec Hartmetall-Bohrer sind Feinstwerkzeuge, welche für alle Arbeitsmethoden geeignet sind. rotatec Hartmetall-Bohrer werden aus hochwertigem Hartmetall hergestellt.		Les forets en carbure rotatec sont des outils de précision qui conviennent à toutes les méthodes de travail. Les forets en carbure rotatec sont fabriqués en carbure de haute qualité.	
- Fine machining of cavities, occlusal surfaces and approximal surfaces - Carbide throughout - Versatile application		- Feinbearbeitung von Kavitäten, Kauflächen und Approximalfächen - Durchgehend Hartmetall - Vielseitige Anwendung		- Usinage fin de cavités, de surfaces occlusales et de surfaces proximales - Carbure de tungstène sur toute la longueur - Utilisation polyvalente	

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille										
REF	H1.314 ...	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	
ISO	500 314 001 001 ...											
FG (314)												6 10

								
Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille						
REF	H2.314 ...	006	008	010	012	014	016	018
ISO	500 314 010 001 ...							
		FG (314)						 6 10
REF	H2.204 ...	-	008	010	012	014	016	018
ISO	500 204 010 001 ...							
L - mm		0,5	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8
		RA (204)						 6 10

Toothing | Verzahnung | Denture

Plain cut

Einfachverzahnung | simple coupe

bracket adhesive removal

bracketkleber entfernen | dissolvant de colle des supports

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=




NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



carbide burs

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène



finishers

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

COMPOSITE
AMALGAM
FELDSPAR CERAMIC
BRACKET ADHESIVE REMOVAL

EN

Our rotatec finishers are made of finely grinded tungsten carbide. The shapes are available in 3 different grinding versions. 8 - 16 -30 cutting edges are available for restorative dentistry.

KOMPOSIT
AMALGAM
FELDSPATKERAMIK
BRACKAETKLEBER ENTFERNER





DE

Unsere rotatec Finierer besthen aus feingeschliffenem Hartmetall. Die Formen sind in 3 verschiedenen Schliffausführungen. 8 - 16 -30 Schneiden stehen für die restorative Zahnheilkunde zur Verfügung

COMPOSITE
AMALGAME
CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
EXTRACTEUR DE COLLE DE SUPPORTS

FR

Nos finisseurs rotatec sont fabriqués en carbure de tungstène finement broyé. Les formes sont disponibles en 3 versions de meulage différentes. 8 - 16 -30 tranchants sont disponibles pour la dentisterie restauratrice.



Toothings | Verzahnung | Denture

- fine (8 blades)**
fein (8 schneiden) | fin (8 lames)
- extra fine (16 blades)**
extra fein (16 schneiden) | extra fin (16 lames)
- ultra fine (30 blades)**
ultra fein (30 schneiden) | ultra fin (30 lames)

Toothings | Verzahnung | Denture

Plain cut
Einfachverzahnung | simple coupe

bracket adhesive removal
bracketkleber entfernen | enlever la colle de bracket

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



finishers

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H132.314 ...	008
ISO	500 314 699 071 ...	
REF	H132-F.314 ...	008
ISO	500 314 669 041 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		3,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H133.314 ...	010
ISO	500 314 159 071 ...	
REF	H133-F.314 ...	010
ISO	500 314 159 041 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		4,2

Scale 1:2		Ø 1/4 mm
REF	H134.314 ...	014
ISO	500 314 164 071 ...	
REF	H134-F.314 ...	014
ISO	500 314 164 041 ...	
REF	H134-UF.314 ...	014
ISO	500 314 164 031 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		6,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H135.314 ...	014
ISO	500 314 166 071 ...	
REF	H135-F.314 ...	014
ISO	500 314 166 041 ...	
REF	H135-UF.314 ...	014
ISO	500 314 166 031 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		9,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H246.314 ...	009 010 012
ISO	500 314 496 071 ...	
REF	H246-UF.314 ...	009 010 012
ISO	500 314 496 031 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		3,6 3,6 3,6

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H247.314 ...	009
ISO	500 314 195 071 ...	
REF	H247-F.314 ...	009
ISO	500 314 195 041 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		3,2

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H275.314 ...	010 012
ISO	500 314 158 072 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		8,0 8,0



finishers

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H282.314 ...	010 012
ISO	500 314 288 072 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		6,0 6,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H282K.314 ...	014 016
ISO	500 314 297 072 ...	
FG (314)		6 10
REF	H282K.204 ...	014 016
ISO	500 204 297 072 ...	
RA (204)		6 10
L - mm		6,0 6,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H283.314 ...	010 012 014
ISO	500 314 289 072 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		8,0 8,0 8,0

Scale 1:2		Ø 1/8 mm
REF	H283K.314 ...	016 -
ISO	500 314 298 072 ...	
FG (314)		6 10
REF	H283K.204 ...	016 021
ISO	500 204 298 072 ...	
RA (204)		6 10
L - mm		8,0 8,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/8 mm) Größe Taille
REF	H375R.314 ...	012 014 016 018
ISO	500 314 198 072 ...	
FG (314)		6 10
L - mm		8,0 8,0 8,0 8,0

Toothings | Verzahnung | Denture

- fine (8 blades)**
fein (8 schneiden) | fin (8 lames)
- extra fine (16 blades)**
extra fein (16 schneiden) | extra fin (16 lames)
- ultra fine (30 blades)**
ultra fein (30 schneiden) | ultra fin (30 lames)

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



finishers

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

Scale 1:2		Ø 1/16 mm		
REF	H379.314 ...	014	018	023
ISO	500 314 277 072 ...			
REF	H379-F.314 ...	-	-	023
ISO	500 314 277 042 ...			
		FG (314) 6 10		
REF	H379.204 ...	014	018	023
ISO	500 204 277 072 ...			
		RA (204) 6 10		
L - mm		3,1	3,5	4,2

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H379-GK.314 ...	014
ISO	500 314 279 072 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		3,1

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H390.314 ...	016
ISO	500 314 274 072 ...	
		FG (314) 6 10
REF	H390.204 ...	016
ISO	500 204 274 072 ...	
		RA (204) 6 10
L - mm		3,5

Toothing | Verzahnung | Denture

- fine (8 blades)**
fein (8 schneiden) | fin (8 lames)
- extra fine (16 blades)**
extra fein (16 schneiden) | extra fin (16 lames)
- ultra fine (30 blades)**
ultra fein (30 schneiden) | ultra fin (30 lames)

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



crown separator

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène



CROWN CUTTING	EN	KRONEN TRENNEN	DE	COUPE COURONNE	FR
High-Cut MINI MILLS are an absolute novelty for conventional cutting of metal crowns and bridges as well as for titanium processing in the mouth.		High-Cut-MINI-FRÄSER sind eine absolute Neuheit zum konventionellen Trennen von Metall-Kronen und Brücken sowie zur Titanbearbeitung im Mund.		Les FRAISES MINI High-Cut sont une nouveauté absolue pour le tronçonnage conventionnel des couronnes et bridges métalliques ainsi que pour le travail du titane en bouche.	

Metal Cutter

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	TC-1.314 ...	012
ISO	500 314 137 006 ...	
		FG (314) 100
L - mm		4,2

Titanium

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H38LR.314 ...	016
ISO	500 314 198 293 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		9,0

Titanium

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H38R.314 ...	012 016
ISO	500 314 194 293 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		4,2 4,2

Metal Cutter

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H34L.314 ...	012
ISO	500 314 139 293 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		3,5

Metal Cutter

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	H40-MC.314 ...	012
ISO	500 314 139 009 ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		4,2

Feldspar ceramic

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	ZR-2881.314 ...	012 014
ISO	806 314 141 544Z ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		8,0 8,0

Feldspar ceramic

Scale 1:2		Ø 1/16 mm
REF	ZR-2882.314 ...	012 014
ISO	806 314 142 544Z ...	
		FG (314) 6 10
L - mm		10,0 10,0

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



crown separator

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

CROWN CUTTING	EN	KRONEN TRENNEN	DE	COUPE COURONNE	FR
T-Rex-MC cutters-XL are made of carbide and are suitable as allrounders for all non-precious alloys, titanium and amalgam.					
T-Rex-MC Fräser-XL sind aus Hartmetall gefertigt und sind als Allrounder für alle NEM-Legierungen, Titan und Amalgam geeignet.					
Les fraises T-Rex-MC-XL sont fabriquées en carbure de tungstène et conviennent comme allrounder pour tous les alliages non précieux, le titane et l'amalgame.					

Scale 1:2		Scale 1:2		Scale 1:2	
Ø 1/16 mm		Ø 1/16 mm		Ø 1/16 mm	
REF	H-4-TR.314 ...	REF	H-6-TR.314 ...	REF	H32TR.314 ...
ISO	500 314 139 293 ...	ISO	500 314 139 293 ...	ISO	500 314 137 019 ...
	012 014		012 014		012
	FG (314)		FG (314)		FG (314)
	6 10		6 10		6 10
	L - mm		L - mm		L - mm
	5,5 5,5		5,5 5,5		4,2

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



surgery

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

SURGERY	EN	CHIRURGIE	DE	CHIRURGIE	FR
rotatec surgical instruments are made of high-quality tungsten carbide and are suitable for gentle processing of bone substance, despite high cutting performance.					
rotatec Chirurgie Instrumente werden aus hochwertigem Hartmetall gefertigt und eignen sich zur schonenden bearbeitung von Kno-chensubstanz, trotz hoher Schnittleistung.					
Les instruments chirurgicaux rotatec sont fabriqués en carbure de tungstène de haute qualité et conviennent pour le traitement en douceur de la substance osseuse, malgré une puissance de coupe élevée.					
• High cutting performance • Soft cutting of bone material • Good drilling properties • Hohe Schneidleistung • Weiches Zerspanen von Knochenmaterial • Gute Bohreigenschaften • Grande puissance de coupe • Déchiquetage doux de la matière osseuse • Bonnes propriétés de perçage					

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille											
REF	H141.104 ...	010	014	018	023	025	027	029	031	035	040	050	
ISO	500 104 001 291 ...												
	HP (104)												3 6 10
REF	H141.205 ...	010	014	018	023	025	027	029	031	035	040	-	
ISO	500 205 001 291 ...												
	RAL (205)												3 6 10
REF	H141.316 ...	010	014	018	023	-	-	-	-	-	-	-	
ISO	500 316 001 291 ...												
	FGXL (316)												3 6 10

Toothing | Verzahnung | Denture

Plain cut
Einfachverzahnung | simple
coupe

cross cut
kreuzverzahnung | coupe
transversale

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille											
REF	H141-A.104 ...	010	012	014	016	018	023	025	027	029	031	035	040
ISO	500 104 001 298 ...												
	HP (104)												3 6 10
REF	H141-A.205 ...	-	-	-	-	018	023	-	027	-	031	035	040
ISO	500 205 001 298 ...												
	RAL (205)												3 6 10

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



surgery

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène



REF H161.104 ...

ISO 500 104 408 295 ...

HP (104)

016

REF H161.316 ...

ISO 500 316 408 295 ...

FGXL (316)

L - mm 9,0



REF H162.104 ...

ISO 500 104 408 297 ...

HP (104)

016

REF H162.204 ...

ISO 500 204 408 297 ...

RA (204)

016

REF H162.205 ...

ISO 500 205 408 297 ...

RAL (205)

016

REF H162.316 ...

ISO 500 316 408 297 ...

FGXL (316)

L - mm 9,0



REF H162-A.104 ...

ISO 500 104 408 297 ...

HP (104)

016

REF H162-A.204 ...

ISO 500 204 408 297 ...

RA (204)

016

REF H162-A.205 ...

ISO 500 205 408 297 ...

RAL (205)

016

REF H162-A.315 ...

ISO 500 315 408 297 ...

FGL (315)

016

REF H162-A.316 ...

ISO 500 316 408 297 ...

FGXL (316)

L - mm 9,0



REF H163-A.104 ...

ISO 500 104 408 298 ...

HP (104)

014

REF H163-A.204 ...

ISO 500 204 408 298 ...

RA (204)

L - mm 5,0



REF H166.104 ...

ISO 500 104 409 297 ...

HP (104)

021

REF H166.204 ...

ISO 500 204 409 297 ...

RA (204)

L - mm 10,0



REF H166-A.104 ...

ISO 500 104 409 298 ...

HP (104)

021

REF H166-A.204 ...

ISO 500 204 409 298 ...

RA (204)

021

REF H166-A.205 ...

ISO 500 205 409 298 ...

RAL (205)

L - mm 10,0



REF H167.104 ...

ISO 500 104 410 297 ...

HP (104)

023

L - mm 11,0

BACK TO TABLE OF CONTENTS



surgery

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène



REF H254-E.104 ...

ISO 500 104 415 298 ...

HP (104)

012

REF H254-E.204 ...

ISO 500 204 415 298 ...

RA (204)

012

REF H254-E.314 ...

ISO 500 314 415 298 ...

FG (314)

012

REF H254-E.316 ...

ISO 500 316 415 298 ...

FGXL (316)

L - mm 6,0



REF H254-LS.314 ...

ISO 500 314 415 296 ...

FG (314)

010

REF H254-LS.316 ...

ISO 500 316 415 296 ...

FGXL (316)

L - mm 6,0



REF H269.314 ...

ISO 500 314 199 336 ...

FG (314)

016

L - mm 11,0



REF H269-GK.314 ...

ISO 500 314 210 295 ...

FG (314)

016

L - mm 9,0



REF H-180.204 ...

ISO 330 204 678 336 ...

RA (204)

005 007 009 011 013 015

L - mm 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



REF H-191.204 ...

ISO 330 204 698 001 ...

RA (204)

009 010 012 014 016 018

L - mm 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



surgery

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

SURGERY	EN	CHIRURGIE	DE	CHIRURGIE	FR
Diamond surgical instruments are especially suitable for trephining and separating roots, as well as for fine work in the bone area.		Diamantierte chirurgische Instrumente eignen sich speziell zum Trepanieren und Trennen von Wurzeln, sowie für Feinstarbeiten im Knochenbereich.		Les instruments chirurgicaux diamantés sont particulièrement adaptés à la trépanation et à la séparation de racines, ainsi qu'aux travaux de précision dans la zone osseuse.	

T

Grain Körnung Granulométrie	
	coarse (125 µ) grob grossier

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	6161.316 ...	016	020
ISO	806 316 408 534 ...		
	FGXL (316)	3 6 10	
	L - mm	10,0	10,0

Scale 1:2		Ø 1/16 mm	
REF	6389.314 ...	014	
ISO	806 314 494 534 ...		
	FG (314)	6 10	
REF	6389.316 ...	014	
ISO	806 316 494 534 ...		
	FGXL (316)	6 10	
	L - mm	8,0	

123	=		Bestseller and never out of stock Bestseller und immer auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=		Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock

POLIERER | POLISSEURS



POLISHERS



cerstone

Grinder | Schleifer | Ponceuse

FELDSPAR CERAMIC
AMALGAM
GOLD

EN

- Ceramic bonded abrasives
- Silicon carbide and corundum grit
- For detailed shaping of dental materials

FELDSPATKERAMIK
AMALGAM
GOLD

DE

- Keramisch gebundene Schleifkörper
- Siliziumcarbid- und Edelmetallkörnung
- Zur Feinstausarbeitung der Oberfläche

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
AMALGAME
OR

FR

- Abrasifs vitrifiés
- grains de carbure de silicium et d'oxyde d'aluminium
- pour la finition fine des surfaces.

Grain | Körnung | Granulométrie

fine

fein | fin

Coating | Bindung | Liant

hard

hart | dur

REF	S-601.204.030	S-645.204.030	S-661.204.025
ISO	655 204 ...	001 513 030	161 513 030
Size Größe Taille (mm)	3 x 3	3 x 7	2,5 x 7
15 000-25 000 upm/tpm	RA 204		10

comstone

Grinder | Schleifer | Ponceuse

COMPOSITE

EN

Arkansas ceramic bonded abrasives for finishing composites.

- Wide range of indications thanks to the ceramic bond
- Cleaning possibility with ultrasound
- Ideal for fine finishing of enamel, composites and ceramics
- Corrosion-free shaft

KOMPOSIT

DE

Der microgekörnte Arkansas-Stein.

- Breites Indikationsspektrum dank der keramischen Bindung
- Reinigungsmöglichkeit im Ultraschall
- Ideal zur Feinbearbeitung von Schmelz, Composites und Keramik
- Korrosionsfreier Schaft

COMPOSITE

FR

Abrasifs Arkansas à liant céramique pour la finition des composites.

- Large gamme d'indications grâce à la liaison céramique
- Nettoyage possible aux ultrasons
- Idéal pour la finition de l'émail, des composites et de la céramique
- Tige inoxydable

Grain | Körnung | Granulométrie

extrafine

extrafein | extra fin

Coating | Bindung | Liant

medium

mittel | moyen

REF	RA	A-601.204.030	A-645.204.030	A-661.204.025
ISO	635 204 ...	001 505 030	161 505 030	288 505 025
REF	FG	A-601.314.030	A-645.314.030	A-661.314.025
ISO	635 314 ...	001 505 030	161 505 030	288 505 025
Size Größe Taille (mm)		3 x 3	3 x 7	2,5 x 7
15 000-25 000 upm/tpm	RA 204 FG 314			10

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



cerdia

Polishers | Polierer | Polisseur

FELDSPAR CERAMIC
LITHIUM DISILICATE
ZIRCONIA

EN

- 3-step polishing system for all porcelain materials
- Diamond grit for highest efficiency
- Surface corrections without additional glazing

FELDSPATKERAMIK
LITHIUM-DISILIKAT
ZIRKONOXID

DE

- 3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

CERAMIQUE FELDSPATHIQUE
DISILICATE DE LITHIUM
OXYDE DE ZIRCONIUM

FR

- Système de polissage en trois étapes pour une brillance élevée sur tous les matériaux en céramique.
- Grainage de diamant pour une efficacité maximale
- Correction rapide des surfaces sans glaçage supplémentaire

Smoothing
Glätten
Lisser

REF	CG-14.204.140	CG-1.204.040	CG-2.204.030	CG-3.204.100	CG-5.204.060
ISO	803 204 ...	543 534 140	243 534 040	243 534 030	304 534 100
Size Größe Taille (mm)		14 x 1,6	4 x 10	3 x 7,5	10 x 2,5
7.000-12.000 upm/tpm	RA 204				6 12

Grain | Körnung | Granulométrie

1

coarse

grob | grossier

2

medium

mittel | moyen

3

fine

fein | fin

Pre-polishing
Vorpolitur
Pré-polissage

REF	CM-14.204.140	CM-1.204.040	CM-2.204.030	CM-3.204.100	CM-5.204.060
ISO	803 204 ...	543 524 140	243 524 040	243 524 030	304 524 100
Size Größe Taille (mm)		14 x 1,6	4 x 10	3 x 7,5	10 x 2,5
7.000-12.000 upm/tpm	RA 204				6 12

High-shine polishing
Hochglanzpolitur
Polissage haute brillance

REF	CF-14.204.140	CF-1.204.040	CF-2.204.030	CF-3.204.100	CF-5.204.060
ISO	803 204 ...	543 514 140	243 514 040	243 514 030	304 514 100
Size Größe Taille (mm)		14 x 1,6	4 x 10	3 x 7,5	10 x 2,5
7.000-12.000 upm/tpm	RA 204				6 12

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



comdia

Polishers | Polierer | Polissoir

- COMPOSITEEN
- 2-step polishing system for high shine on all composite materials
 - Polishers specifically adapted to each processing step
 - Best results even on very hard composites

- KOMPOSITDE
- 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien
 - Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
 - Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen

- COMPOSITEFR
- Système de polissage en deux étapes pour une haute brillance sur tous les types de céramiques hybrides
 - Etapes de polissage correspondant spécialement aux étapes de traitement respectifs
 - Resultats optimaux même sur de très dures céramiques hybrides

Grain | Körnung | Granulométrie

1

medium
mittel | moyen

2

fine
fein | fin

Pre-polishing

Vorpolitur
Pré-polissage



REF	V-8.204.110	V-10.204.140	V-1.204.050	V-2.204.030	V-4.204.090	V-5.204.065
ISO 803 204 ...	543 523 110	543 523 140	243 523 050	243 523 030	030 523 090	030 523 065
Size Größe Taille (mm)	11 x 1,6	14 x 1,6	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
3.000-8.000 upm/tpm	RA 204	6 12				15 25

High-shine polishing

Hochglanzpolitur
Polissage haute brillance



REF	Z-8.204.110	Z-10.204.140	Z-1.204.050	Z-2.204.030	Z-4.204.090	Z-5.204.065
ISO 803 204 ...	543 503 110	543 503 140	243 503 050	243 503 030	030 503 090	030 503 065
Size Größe Taille (mm)	11 x 1,6	14 x 1,6	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
3.000-8.000 upm/tpm	RA 204	6 12				15 25

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



hybridia

Polishers | Polierer | Polissoir

- HYBRID CERAMICSEN
- 2-step polishing system for high shine on all hybrid ceramics materials
 - Polishers specifically adapted to each processing step
 - Best results even on very hard composites

- HYBRIDKERAMIKDE
- 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Hybridkeramiken
 - Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
 - Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen

- CÉRAMIQUE HYBRIDEFR
- Système de polissage en trois étapes pour la brillance sur tous les matériaux en céramique
 - Grains en diamant pour une efficacité maximale
 - Rapide correction de surface sans glaçage supplémentaire

Pre-polishing

Vorpolitur
Pré-polissage



REF	F-1.204.050	F-2.204.030	F-4.204.090	F-5.204.065
ISO 803 204 ...	243 524 050	243 524 030	030 524 090	030 524 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
3.000-8.000 upm/tpm	RA 204			15 25

High-shine polishing

Hochglanzpolitur
Polissage haute brillance



REF	W-1.204.050	W-2.204.030	W-4.204.090	W-5.204.065
ISO 803 204 ...	243 514 050	243 514 030	030 514 090	030 514 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
3.000-8.000 upm/tpm	RA 204			15 25

Grain | Körnung | Granulométrie

1

coarse
grob | grossier

2

fine
fein | fin

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



quickdia

Polishers | Polierer | Polisseur

- COMPOSITEEN
- Complete polishing process in just one step
 - Diamond grit for highest efficiency
 - Increased pressure for surface preparation
 - Reduced pressure for high-shine polishing

- KOMPOSITDE
- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
 - Diamantkörnung für höchste Effektivität
 - Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
 - Reduzierter Druck für Hochglanzpolitur

- COMPOSITEFR
- Processus de polissage en seulement une étape
 - Graiage en diamant pour une efficacité maximale
 - Pression surelevée pour la préparation de la surface
 - Pression réduite pour le polissage à haute brillance



REF	T-1.204.045	T-2.204.030	T-4.204.090	T-5.204.065
ISO 803 204 ...	243 523 045	243 523 030	030 523 090	030 523 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
⌚ 3.000-10.000 upm/tpm	RA 204		📦 12 25	



REF	TD-8.204.110	TD-10.204.140	TD-16.104.160
ISO 803 204 ...	543 523 110	543 523 140	803 104 543 523 170
Size Größe Taille (mm)	11 x 1,6	14 x 1,6	17 x 1,6
⌚ 3.000-10.000 upm/tpm	RA 204		HP 104 📦 1

Grain | Körnung | Granulométrie

1

Pre-polishing with increased contact pressure | fine

Vorpolieren mit verstärktem Anpressdruck | fein

prépolissage avec pression d'appui renforcée | fin

2

High-gloss polishing with reduced contact pressure | fine

Hochglanzpolieren mit reduziertem Anpressdruck | fein

polissage haute brillance avec pression d'appui réduite | fin

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

amago

Polishers | Polierer | Polisseur

- GOLD AMALGAMEN
- For polishing amalgam and gold
 - 3-step polishing system
 - Silicon carbide grit

- GOLD AMALGAMDE
- Für die Politur von Amalgam und Gold
 - 3-stufiges Poliersystem
 - Siliziumcarbidkörnung

- OR AMALGAMEFR
- pour le polissage des amalgames et de l'or
 - système de polissage en trois étapes
 - grainage de carbure de silicium



Smoothing
Glätten
Lisser

REF	A-1.204.050	A-2.204.030	A-4.204.090	A-5.204.065
ISO 653 204 ...	243 533 050	243 533 030	030 533 090	030 533 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
⌚ 8.000-12.000 upm/tpm	RA 204		📦 15 25	



Pre-polishing
Vorpolitur
Pré-polissage

REF	RA	B-1.204.050	B-2.204.030	B-4.204.090	B-5.204.065
ISO 653 204 ...		243 513 050	243 513 030	030 513 090	030 513 065
REF	FG	-	B-2.314.030	-	-
ISO 635 314 ...		-	243 513 030	-	-
Size Größe Taille (mm)		5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
⌚ 8.000-12.000 upm/tpm		RA 204 FG 314		📦 15 25	



Polishing
Politur
Polissage

REF	RA	C-1.204.050	C-2.204.030	C-4.204.090	C-5.204.065
ISO 653 204 ...		243 503 050	243 503 030	030 503 090	030 503 065
REF	FG	-	C-2.314.030	-	-
ISO 653 314 ...		-	243 503 030	-	-
Size Größe Taille (mm)		5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
⌚ 3.000-6.000 upm/tpm		RA 204 FG 314		📦 15 25	

Grain | Körnung | Granulométrie

1

extrahard

extrahart | liant super dur

2

hard

hart | liant dur

3

soft

weich | liant mou

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

compol

Polishers | Polierer | Polisseur

COMPOSITE	EN	KOMPOSIT	DE	COMPOSITE	FR
- For efficient polishing of composite surfaces - Silicon carbide grit - Hard bonding for high durability		- Für die effiziente Politur von Kompositoberflächen - Siliziumcarbidkörnung - Hart gebunden für höhere Standzeit		- Pour un polissage efficace des surfaces des composites - Grain de carbure de silicium - Liant dur pour une durée de vie plus longue	

Grain | Körnung | Granulométrie

1

medium

mittel | moyen

2

fine

fein | fin

Pre-polishing

Vorpolitur
Pré-polissage

REF	DM-1.204.050	DM-2.204.030	DM-4.204.090	DM-5.204.065
ISO 653 204 ...	243 524 050	243 524 030	030 524 090	030 524 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
7.000-10.000 upm/tpm	RA 204		15 25	

Polishing

Politur
Polissage

REF	D-1.204.050	D-2.204.030	D-4.204.090	D-5.204.065
ISO 653 204 ...	243 514 050	243 514 030	030 514 090	030 514 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
7.000-10.000 upm/tpm	RA 204		15 25	

123

=

Bestseller and never out of stock

Bestseller und immer auf Lager

Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock

Immer auf Lager

Toujours en stock

prophypol

Polishers | Polierer | Polisseur

PROPHYLAXIS	EN	PROPHYLAXE	DE	PROPHYLAXIE	FR
- Removes discolourations of all kinds - Can be used without polishing paste - Latex-free		- Entfernt Verfärbungen aller Art - Ohne Polierpaste anwendbar - Latexfrei		- Supprime les décolorations de toute sorte - Utilisable sans pâte à polir - Sans latex	

REF	E-1.204.050	E-2.204.030	E-4.204.090	E-5.204.065
ISO 653 204 ...	243 513 050	243 513 030	030 513 090	030 513 065
Size Größe Taille (mm)	5 x 10	3 x 7,5	9 x 8,5	6,5 x 9,5
7.000-12.000 upm/tpm	RA 204		15 25	

Grain | Körnung | Granulométrie

2

soft

weich | doux

123

=

Bestseller and never out of stock

Bestseller und im auf Lager

Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock

Immer auf Lager

Toujours en stock

prophycups

Single use Polishers | Einweg-Polierer | polissoirs jetables

PROPHYLAXIS	EN	PROPHYLAXE	DE	PROPHYLAXIE	FR
Above-average durability of the prophy caps due to the use of synthetic rubber.		Hohe Haltbarkeit der Prophy Cups durch Verwendung von Synthetic-Kautschuk.		Durabilité supérieure à la moyenne des bonnets Prophy grâce à l'utilisation de caoutchouc synthétique.	
- No tearing of the edges - No brittle properties - Deep penetration in subgingival and approximal areas - Optimum absorption of the polishing paste - Smooth to the touch - Latex free		- Kein Ausreißen der Kanten - Kein sprödes Verhalten - Bei subgingival und approximal tiefes Eindringen - Optimale Aufnahme der Polierpaste - Anschmiegsam - Latexfrei		- Pas de déchirure des bords - Pas de comportement fragile - Pour l'application profonde sous-gingivale et proximale - Absorption optimale de la pâte à polir - Souple - Sans latex	

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

compact

fest | compact

medium

mittel | moyen



REF	PG-211.300.060	PG-212.900.060	PG-213.204.060
ISO	020 ...	300 034 600 060	204 034 600 060
Size Größe Taille (mm)	6 x 5,5	6 x 5,5	6 x 5,5
 1.500-4.500 upm/tpm	RA 204		 100



REF	PV-211.300.060	PV-212.900.060	PV-213.204.060
ISO	020 ...	300 034 500 060	204 034 500 060
Size Größe Taille (mm)	6 x 5,5	6 x 5,5	6 x 5,5
 1.500-4.500 upm/tpm	RA 204		 100

Mandrell
Mandrell
Mandrin



REF	3138.204.138	3140.204.140
ISO	311 204 607 372 138	330 204 001 300 140
RA 204		 6

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

prophybrush

Single use Polishers | Einweg-Polierer | polissoirs jetables

PROPHYLAXIS	EN	PROPHYLAXE	DE	PROPHYLAXIE	FR
- Nylon brushes for application with polishing paste - Application for prophylaxis treatment or on dental restorations - Does not alter the surface structure		- Nylonbürstchen für die Anwendung mit Polierpaste - Anwendung zur Prophylaxe oder Füllungstherapie - Erhält die Oberflächenstruktur		- Brosses en nylon pour l'emploi avec de la pâte à polir - Application en prophylaxie ou en restauration - Conserve la structure de la surface	



REF	B-200.204.060	
ISO	010 204 ...	
Size Größe Taille (mm)	6 x 5,5	
 max 10.000 upm/tpm	RA 204	 25 100



REF	W-200.204.060	W-202.204.040
ISO	010 204 ...	225 500 060
Size Größe Taille (mm)	6 x 5,5	4 x 6,5
 max 10.000 upm/tpm	RA 204	 25 100



REF	R-200.204.060	
ISO	010 204 ...	
Size Größe Taille (mm)	6 x 5,5	
 max 10.000 upm/tpm	RA 204	 25 100

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

hard

hart | dur

medium

mittel | moyen

soft

weich | doux

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

sicbrush

Polishing brushes | Polierbürsten | Brossettes de polissage

COMPOSITE	EN	KOMPOSIT	DE	COMPOSITE	FR
- For high-shine polishing on porcelain and composite - For polishing occlusal fillings - Fibre with silicon carbide grit - Application without polishing paste - Heat resistant and autoclavable polyamide fibre		- Zur Hochglanzpolitur von Komposit - Für die Politur von okklusalen Füllungen - Faser mit Siliziumcarbidkörnung - Anwendung ohne Polierpaste - Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser		- Pour le polissage haute brillance des composites - Pour le polissage des obturations occlusales - Fibre avec grains de carbure de silicium - Utilisation sans pâte à polir - Fibre polyamide stable à la chaleur et autoclavable	



REF	PD-200.204.070	PD-201.204.050	PD-202.204.050
ISO 655 204 ...	010 504 070	010 504 050	131 504 050
Size Größe Taille (mm)	7 x 5,5	5 x 6,5	5 x 6,5
max 10.000 upm/tpm	RA 204		12 25

Grain | Körnung | Granulométrie

fine
fein | fin

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

medium
mittel | moyen



diabrush

Polishing brushes | Polierbürsten | Brossettes de polissage

COMPOSITE FELDSPAR CERAMIC	EN	KOMPOSIT FELDSPATKERAMIK	DE	COMPOSITE CÉRAMIQUE DE FELDSPATH	FR
- For high-shine polishing on porcelain and composite - For polishing occlusal fillings - Fibre with diamond grit - Application without polishing paste - Heat resistant and autoclavable polyamide fibre		- Zur Hochglanzpolitur von Keramik und Komposit - Für die Politur von okklusalen Füllungen - Faser mit Diamantkörnung - Anwendung ohne Polierpaste - Hitzestabile und autoklavierbare Polyamidfaser		- Pour le polissage brillant de la céramique et des composites - Pour le polissage des obturations occlusales - Fibre avec grains diamantés - Utilisation sans pâte à polir - Fibre polyamide stable à la chaleur et autoclavable	



REF	SD-200.204.070	SD-201.204.050	SD-202.204.050
ISO 800 204 ...	100 524 070	128 524 050	131 524 050
Size Größe Taille (mm)	7 x 5,5	5 x 6,5	5 x 6,5
max 10.000 upm/tpm	RA 204		12 25

Grain | Körnung | Granulométrie

fine
fein | fin

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

hard
hart | dur

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123


=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

TRENNSCHEIBEN | DISQUES À TRONÇONNER

rotatec


CUTTING
DISCS




super-secure

Reinforced Cutting Discs | Verstärkte Trennscheiben | Disques à tronçonner renforcés

NEM ALLOYS MODEL CASTING TITANIUM	EN	NEM-LEGIERUNGEN MODELLGUSS TITAN	DE	ALLIAGES NON PRÉCIEUX FONTE SUR MODÈLE TITANE	FR
Reinforced cutting discs for cutting various materials.		Verstärkte Trennscheiben zum Ausarbeiten von diversen Materialien.		Disques à tronçonner renforcés pour la finition de divers matériaux.	
- No material heating and dust formation - Double bond matrix - Reduced risk of breakage - High cutting performance and tool life		- Keine Materialerhitzung und Staubbildung - Doppelte Bindungsmatrix - Reduziertes Bruchrisiko - Hohe Schneidleistung und Standzeit		- Pas d'échauffement du matériau ni de formation de poussière - Matrice à double liant - Risque de rupture réduit - Puissance de coupe et durée de vie élevées	



REF	4064.900.400	4065.900.250
Size Größe Taille (mm)	40 x 1,5	25 x 0,25
	12.000-25.000 upm/tpm	18.000-25.000 upm/tpm
	25 50 100	



REF	3064.900.400	3065.900.250	3066.900.250
Size Größe Taille (mm)	40 x 1,5	25 x 0,25	26 x 0,25
	12.000-25.000 upm/tpm	18.000-25.000 upm/tpm	
	25 50 100		

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



rapidoflex-dia

Cutting Discs | Trennscheiben | Disques à tronçonner

FELDSPAR CERAMIC GOLD NEM ALLOYS TITANIUM	EN	FELDSPATKERAMIK GOLD NEM-LEGIERUNGEN TITAN	DE	CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE OR ALLIAGES NON PRÉCIEUX TITANE	FR
Fibre-reinforced cutting disc interspersed with diamond grit.		Faserverstärkt und mit Diamantkorn durchsetzte Trennscheibe.		Disque de tronçonnage renforcé par des fibres et parsemé de grains de diamant.	
- Extra thin design for little material loss - Universally applicable		- Extra dünnes Design für wenig Materialverlust - Universell einsetzbar		- Design extra fin pour une perte de matière minimale - Utilisation universelle	



REF	4060.900.220
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,2
	12.000-25.000 upm/tpm 25

rapidoflex

Cutting Discs | Trennscheiben | Disques à tronçonner

FELDSPAR CERAMIC GOLD NEM ALLOYS TITANIUM	EN	FELDSPATKERAMIK GOLD NEM-LEGIERUNGEN TITAN	DE	CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE OR ALLIAGES NON PRÉCIEUX TITANE	FR
Extra thin design for little material loss Universally applicable		Extra dünnes Design für wenig Materialverlust Universell einsetzbar		Design extra fin pour une perte de matière minimale Utilisation universelle	



REF	4062.900.220	4063.900.220
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,6	22 x 0,2
	12.000-25.000 upm/tpm 100	12.000-25.000 upm/tpm 200

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



plasincut


Sinter Diamond Discs | Sinter Diamantscheiben | Disques de diamant frittés

PLASTER	EN	GIPS	DE	PLÂTRE	FR
Rim-sintered gypsum diamond disc for saw stumps for cutting tooth crowns on plaster models.					
- Extremely long service life - Fast cutting on all plasters - Reinforced flanges secure the disc - No smearing					
- Extrem lange Standzeit - Zügiges Trennen auf allen Gipsen - Verstärkte Flansche sichern die Scheibe - Kein Verschmieren					
- Durée de vie extrêmement longue - Tronçonnage rapide sur tous les plâtres - Des brides renforcées sécurisent le disque - Pas de salissures					

Grain Körnung Granulométrie
fine fein fin



REF	7819.104.330
ISO 807 104 321 554 ...	330
Size Größe Taille (mm)	33 x 0,28
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104 1



REF	7819.104.400
ISO 807 104 321 554 ...	400
Size Größe Taille (mm)	40 x 0,28
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104 1



REF	7819.104.450
ISO 807 104 321 554 ...	450
Size Größe Taille (mm)	45 x 0,28
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104 1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=


Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



plastercut

Diamond Discs | Diamantscheiben | Disques diamantés


PLASTER	EN	GIPS	DE	PLÂTRE	FR
Serrated and perforated diamond discs for separating plaster model dies.					
- Running transparent - Special diamond coating - saw-toothed - smear-free - long service life					
- lauftransparent - Spezial-Diamantierung - sägeverzahnt - schmierfrei - hohe Lebensdauer					
- Transparent à la marche - diamantage spécial - denté à la scie - sans lubrification - grande longévité					



REF	6964.104.300	6964.104.400	6964.104.450
ISO 806 104 333 534 ...	300	400	450
Size Größe Taille (mm)	30 x 0,34	40 x 0,34	45 x 0,34
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104		1



REF	6924.104.140	6924.104.160	6924.104.190	6924.104.220
ISO 806 104 387 534 ...	140	160	190	220
Size Größe Taille (mm)	14 x 0,15	16 x 0,18	19 x 0,18	22 x 0,18
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104			1



REF	6924.104.300	6924.104.400
ISO 806 104 387 534 ...	300	400
Size Größe Taille (mm)	30 x 0,28	40 x 0,28
15.000-18.000 upm/tpm	HP 104	1

Grain Körnung Granulométrie
coarse grob grossier
Net Disc coarse Netzscheibe grob Fillet disc grossier

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



diacut

Diamond Discs | Diamantscheiben | Disques diamantés

FELDSPAR CERAMIC

EN

FELDSPATKERAMIK

DE

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE

FR

Double-sided multilayer diamond discs for separating and contouring ceramic and plastic veneers. Different shapes for specific applications.

Doppelseitige Multilayer Diamantscheiben zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen. Verschiedene Formen für spezifische Anwendungen.

Disques diamantés double face multicouches pour la séparation et le contour des revêtements en céramique et en plastique. Différentes formes pour des applications spécifiques.

Grain | Körnung | Granulométrie

extra fine

extra fein | extra fin

fine

fein | fin

coarse

grob | grossier

REF	914-EF.104.220	-	-
ISO	806 104 365 504 ...	220	-
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,18	-	-
REF	8914.104.080	8914.104.100	8914.104.220
ISO	806 104 365 514 ...	080	100
ISO			220
Size Größe Taille (mm)	8 x 0,15	10 x 0,15	22 x 0,20
20.000 upm/tpm	HP 104		1

REF	983-EF.104.220
ISO	806 104 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,10
REF	8983.104.220
ISO	806 104 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,12
REF	6983.104.220
ISO	806 104 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,15
20.000 upm/tpm	HP 104
	1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



diacut

Diamond Discs | Diamantscheiben | Disques diamantés

FELDSPAR CERAMIC

EN

FELDSPATKERAMIK

DE

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE

FR

Double-sided multilayer diamond discs for separating and contouring ceramic and plastic veneers. Different shapes for specific applications.

Doppelseitige Multilayer Diamantscheiben zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen. Verschiedene Formen für spezifische Anwendungen.

Disques diamantés double face multicouches pour la séparation et le contour des revêtements en céramique et en plastique. Différentes formes pour des applications spécifiques.

Grain | Körnung | Granulométrie

ultra fine

ultra fein | ultra fin

extra fine

extra fein | extra fin

fine

fein | fin

coarse

grob | grossier

REF	911-UF.104.160	911-UF.104.190	911-UF.104.220
ISO	806 104 355 494 ...	160	190
ISO			220
Size Größe Taille (mm)	16 x 0,10	19 x 0,10	22 x 0,10
REF	911-EF.104.160	911-EF.104.190	911-EF.104.220
ISO	806 104 355 504 ...	160	190
ISO			220
Size Größe Taille (mm)	16 x 0,12	19 x 0,12	22 x 0,12
REF	8911.104.160	8911.104.190	8911.104.220
ISO	806 104 355 514 ...	160	190
ISO			220
Size Größe Taille (mm)	16 x 0,15	19 x 0,15	22 x 0,15
REF	6911.104.160	6911.104.190	6911.104.220
ISO	806 104 355 534 ...	160	190
ISO			220
Size Größe Taille (mm)	16 x 0,20	19 x 0,20	22 x 0,20
20.000 upm/tpm	HP 104		1

REF	F-911-UF.104.220
ISO	806 104 340 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,10
REF	F-911-EF.104.220
ISO	806 104 340 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,12
REF	F-8911.104.220
ISO	806 104 340 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,15
REF	F-6911.104.220
ISO	806 104 340 ...
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,20
20.000 upm/tpm	HP 104
	1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



diacut





Cutting Discs | Trennscheiben | Disques à tronçonner

FELDSPAR CERAMIC	EN	FELDSPATKERAMIK	DE	CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE	FR
Double-sided multilayer diamond discs for separating and contouring ceramic and plastic veneers. Different shapes for specific applications.					
Doppelseitige Multilayer Diamantscheiben zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen. Verschiedene Formen für spezifische Anwendungen.					
Disques diamantées double face multicouches pour la séparation et le contour des revêtements en céramique et en plastique. Différentes formes pour des applications spécifiques.					



Grain | Körnung | Granulométrie

Flex

Hyperflex



REF	6918D.104.190	6918D.104.220	8940.104.190	8940.104.220
ISO 806 104 358 ...	534 190	534 220	514 190	514 220
Size Größe Taille (mm)	19 x 0,25	22 x 0,25	19 x 0,15	22 x 0,15
REF	6919D.104.190	6919D.104.220	8941.104.190	8941.104.220
ISO 806 104 351 534 ...	190	220	190	220
Size Größe Taille (mm)	19 x 0,20	22 x 0,20	19 x 0,10	22 x 0,10
20.000 upm/tpm	HP 104		1	



REF	6918PD.104.190	6918PD.104.220	6920.104.190	6920.104.220
ISO 806 104 ...	358 534 190	358 534 220	387 534 190	387 534 220
Size Größe Taille (mm)	19 x 0,25	22 x 0,25	19 x 0,25	22 x 0,25
REF	6919PD.104.190	6919PD.104.220	-	-
ISO 806 104 ...	351 534 190	351 534 220	-	-
Size Größe Taille (mm)	19 x 0,20	22 x 0,20	-	-
20.000 upm/tpm	HP 104		HP 104	1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



diacut

Cutting Discs | Trennscheiben | Disques à tronçonner

FELDSPAR CERAMIC	EN	FELDSPATKERAMIK	DE	CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE	FR
Double-sided multilayer diamond discs for separating and contouring ceramic and plastic veneers. Different shapes for specific applications.					
Doppelseitige Multilayer Diamantscheiben zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen. Verschiedene Formen für spezifische Anwendungen.					
Disques diamantées double face multicouches pour la séparation et le contour des revêtements en céramique et en plastique. Différentes formes pour des applications spécifiques.					



REF	8943.104.065	8943.104.080	8943.104.100	-
ISO 806 104 514 ...	065	080	100	-
Size Größe Taille (mm)	6,5 x 0,15	8 x 0,15	10 x 0,15	-
REF	-	6943.104.080	6943.104.100	6943.205.100
ISO 806 ...	-	104 534 080	104 534 100	205 361 534 100
Size Größe Taille (mm)	-	8 x 0,18	10 x 0,18	10 x 0,15
25.000 upm/tpm	HP 104		RAL (205) 1	

Grain | Körnung | Granulométrie

fine
fein | fin

coarse
grob | grossier



REF	8927.104.120	8950.104.220	950-EF.104.220
ISO 806 104 ...	327 514 120	400 514 220	400 504 220
Size Größe Taille (mm)	12 x 0,25	22 x 0,15	22 x 0,12
20.000 upm/tpm	HP 104		1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123



=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



diacut

Cutting Discs | Trennscheiben | Disques à tronçonner



REF	930-EF.104.220	931-EF.104.220
ISO 806 104 ...	300 504 220	301 504 220
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,15	22 x 0,12
REF	8930.104.220	8931.104.220
ISO 806 104 ...	300 514 220	301 514 220
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,18	22 x 0,15
REF	6930.104.220	6931.104.220
ISO 806 104 ...	300 534 220	301 534 220
Size Größe Taille (mm)	22 x 0,25	22 x 0,20
18.000-25000 upm/tpm	HP 104	1

Grain | Körnung | Granulométrie

- extra fine
extra fein | extra fin
- fine
fein | fin
- coarse
grob | grossier

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

KERAMISCHE SCHLEIFER | MEULES CÉRAMIQUES

 rotatec

CERAMIC
GRINDERS





diagrinder

Ceramic Grinders | Keramische Schleifer | Meules céramiques



FELDSPAR CERAMIC
GLASS CERAMIC
ALUMINIUM OXIDE

EN

Diamond interspersed sintered grinder
with ceramic bond.

- Dimensionally stable
- Long tool life
- Heat resistant

FELDSPATKERAMIK
GLASS CERAMIC
ALUMINIUMOXID

DE

Diamant durchsetzte gesinterter Schleifer
mit Keramikbindung.

- Formstabil
- Hohe Standzeit
- Hitzebeständig

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
CÉRAMIQUE DE VERRE
OXYDE D'ALUMINIUM

FR

Abrasifs frittés à liant céramique imprégnés
de diamant.

- Indéformable
- Durée de vie élevée
- Résistant à la chaleur

Grain | Körnung | Granulométrie

medium
mittel | moyen

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

hard
hart | dur

REF	ZR-1.104.048	ZR-2.104.035	ZR-3.104.120	ZR-4.104.115
ISO 805 104 ...	113 534 048	173 534 035	044 534 120	014 534 115
Size Größe Taille (mm)	4,8 x 13	3,5 x 11	12 x 2	11,5 x 3
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104			1

REF	ZF-1.104.048	ZF-2.104.035	ZF-3.104.120	ZF-4.104.115
ISO 805 104 ...	113 524 048	174 524 035	044 524 120	014 524 115
Size Größe Taille (mm)	4,8 x 13	3,5 x 11	12 x 2	11,5 x 3
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104			1

Grain | Körnung | Granulométrie

fine
fein | fin

Hardness level | Härtegrad | Degré de dureté

soft
weich | doux

REF	ZR-5.104.220	ZR-6.104.220	ZR-7.104.064
ISO 805 104 ...	372 534 220	303 534 220	019 534 064
Size Größe Taille (mm)	22 x 2	22 x 2	6,4 x 3,5
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104		1

REF	ZF-5.104.220	ZF-6.104.220	ZF-7.104.064
ISO 805 104 ...	372 524 220	303 524 220	019 524 064
Size Größe Taille (mm)	22 x 2	22 x 2	6,4 x 3,5
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104		1

REF	ZR-8.104.033	ZR-9.104.040	ZR-11.104.040	ZR-12.104.035
ISO 805 104 ...	297 534 033	001 534 040	197 534 040	167 534 035
Size Größe Taille (mm)	3,3 x 7,3	4 x 4	4 x 7	3,5 x 11,5
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104			1

REF	ZF-8.104.033	ZF-9.104.040	ZF-11.104.040	ZF-12.104.035
ISO 805 104 ...	373 524 033	001 524 040	197 524 040	167 524 035
Size Größe Taille (mm)	3,3 x 7,3	4 x 4	4 x 7	3,5 x 11,5
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104			1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



supraceram

Ceramic Grinders | Keramische Schleifer | Meules céramiques

NEM ALLOYS
FELDSPAR CERAMIC
EN

Diamond interspersed sintered grinder with ceramic bond.

- Dimensionally stable
- Long tool life
- Heat resistant

NEM-LEGIERUNGEN
FELDSPATHKERAMIK
DE

Diamant durchsetzte gesinterter Schleifer mit Keramikbindung.

- Formstabil
- Hohe Standzeit
- Hitzebeständig

ALLIAGES NON PRÉCIEUX
CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
FR

Abrasifs frittés à liant céramique imprégnés de diamant.

- Indéformable
- Durée de vie élevée
- Résistant à la chaleur

Grain | Körnung | Granulométrie

coarse
grob | grossier

			
REF	DG-1.104.048	DG-2.104.040	DG-3.104.120
ISO 805 104 ...	113 524 048	174 524 040	044 524 120
Size Größe Taille (mm)	4,8 x 13	4 x 11	12 x 2
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104		1

		
REF	DG-4.104.115	DG-10.104.150
ISO 805 104 ...	014 524 115	373 524 150
Size Größe Taille (mm)	11,5 x 3	15 x 3,5
10.000-15.000 upm/tpm	HP 104	1

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

DIAMANTEN | DIAMANTS

 rotatec

DIAMONDS





swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

PREPARATION

3-fold coated natural diamond instruments for precise preparation results.

- Dense diamond concentration for improved tool life
- For coarse grinding, fine grinding and polishing

EN

PRÄPARATION

3-Fach beschichtete Naturdiamant Instrumenten für präzise Präparationsergebnisse.

- Dichte Diamantkonzentration für verbesserte Standzeiten
- Zum grobschleifen, feinschleifen und polieren

DE

PRÉPARATION

Instruments en diamant naturel à triple revêtement pour des résultats de préparation précis.

FR

- Concentration dense de diamants pour une meilleure durée de vie
- Pour le prépolissage grossier, le prépolissage fin et le polissage

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille												
REF 801.104 ...	008	009	010	012	014	016	018	023	029	035	040	
ISO 806 104 001 524 ...					014		018		029	035		
REF 8801.104 ...	-	-	-	-	014	-	018	-	029	035	-	
ISO 806 104 001 514 ...												
REF 6801.104 ...	-	-	-	012	014	016	018	023	029	035	040	
ISO 806 104 001 534 ...												
HP (104) 6 10 1												

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille												
REF 805.104 ...	010	012	014	016	018	021	023	040	050			
ISO 806 104 010 524 ...												
REF 6805.104 ...	-	012	014	-	-	-	023	040	050			
ISO 806 104 010 534 ...												
HP (104) 6 10 1												
L - mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	3	3			

123

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

Ø 1/16 mm		
REF 808.104 ...	018	023
ISO 806 104 014 524 ...		
REF 6808.104 ...	018	023
ISO 806 104 233 534 ...		
REF 5808.104 ...	018	023
ISO 806 104 014 544 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	0,7	0,8

Ø 1/16 mm			
REF 807.104 ...	016	018	023
ISO 806 104 225 524 ...			
REF 8807.104 ...	016	-	-
ISO 806 104 225 514 ...			
REF 6807.104 ...	016	-	023
ISO 806 104 225 534 ...			
REF 5807.104 ...	016	-	-
ISO 806 104 225 544 ...			
HP (104) 6 10			
L - mm	4,0	5,0	6,0

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF 825.104 ...	018	025	040	050
ISO 806 314 110 524 ...				
REF 8825.104 ...	018	-	-	-
ISO 806 104 237 514 ...				
HP (104) 6 10				
L - mm	0,8	0,9	11,0	15,0



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Ø 1/16 mm		
REF 825L.104 ...	100	
ISO 806 104 304 524 ...		
REF 8825L.104 ...	100	
ISO 806 104 237 514 ...		
REF 6825L.104 ...	100	
ISO 806 104 304 534 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	0,65	

Ø 1/16 mm		
REF 842R.104 ...	012	018
ISO 806 104 113 524 ...		
REF 8842R.104 ...	012	-
ISO 806 104 113 514 ...		
REF 6842R.104 ...	012	018
ISO 806 104 143 534 ...		
REF 5842R.104 ...	012	-
ISO 806 104 113 544 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	8,0	12,0

Ø 1/16 mm			
REF 847.104 ...	025	033	040
ISO 806 104 172 524 ...			
REF 6847.104 ...	-	033	040
ISO 806 104 172 534 ...			
HP (104) 6 10			
L - mm	7,0	8,0	9,0

Ø 1/16 mm		
REF 848.104 ...	018	031
ISO 806 104 173 524 ...		
REF 6848.104 ...	018	031
ISO 806 104 173 534 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	10,0	12,0

Ø 1/16 mm		
REF 849.104 ...	009	010
ISO 806 104 194 524 ...		
REF 8849.104 ...	009	010
ISO 806 104 194 514 ...		
REF 6849.104 ...	009	010
ISO 806 104 194 534 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	4,0	4,0

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF 850.104 ...	014	018	-	025	031
ISO 806 104 199 524 ...					
REF 8850.104 ...	014	018	-	025	-
ISO 806 104 199 514 ...					
REF 6850.104 ...	014	018	-	025	031
ISO 806 104 199 534 ...					
REF 5850.104 ...	-	-	023	-	-
ISO 806 104 199 544 ...					
HP (104) 6 10 1					
L - mm	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0

Ø 1/16 mm		
REF 852.104 ...	010	
ISO 806 104 164 524 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	5,0	

Ø 1/16 mm		
REF 856.104 ...	033	040
ISO 806 104 198 524 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	9,0	9,0

Ø 1/16 mm		
REF 858.104 ...	012	016
ISO 806 104 165 524 ...		
REF 8858.104 ...	012	016
ISO 806 104 165 514 ...		
REF 6858.104 ...	012	016
ISO 806 104 165 534 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	8,0	8,0

Ø 1/16 mm		
REF 859.104 ...	014	018
ISO 806 104 166 524 ...		
REF 8859.104 ...	014	018
ISO 806 104 166 514 ...		
REF 6859.104 ...	014	018
ISO 806 104 166 534 ...		
HP (104) 6 10		
L - mm	10,0	10,0

Grain | Körnung | Granulométrie

- extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin
- fine (46 µ)
fein | fin
- medium (100 µ)
mittel | moyen
- coarse (125 µ)
grob | grossier
- ultra coarse (180 µ)
ultra grob | ultra grossier

123

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Ø 1/16 mm				
REF	860.104 ...	010	012	016
ISO	806 104 247 524 ...			
REF	8860.104 ...	-	012	016
ISO	806 104 247 514 ...			
REF	6860.104 ...	010	-	016
ISO	806 104 247 534 ...			
REF	5860.104 ...	010	-	-
ISO	806 104 247 544 ...			
		HP (104)	6 10	
L - mm		4,0	5,0	5,0

Ø 1/16 mm	
REF	860L.104 ...
ISO	806 104 247 524 ...
REF	8860L.104 ...
ISO	806 104 247 514 ...
REF	6860L.104 ...
ISO	806 104 247 534 ...
REF	5860L.104 ...
ISO	806 104 247 544 ...
HP (104)	
L - mm	

Ø 1/16 mm				
REF	862.104 ...	010	012	014
ISO	806 104 249 524 ...			
REF	8862.104 ...	-	012	014
ISO	806 104 249 514 ...			
REF	6862.104 ...	010	-	014
ISO	806 104 249 534 ...			
		HP (104)	6 10	
L - mm		8,0	8,0	8,0

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	863.104 ...	010	012	016
ISO	806 104 250 524 ...			
REF	8863.104 ...	010	012	016
ISO	806 104 250 514 ...			
REF	6863.104 ...	010	012	016
ISO	806 104 250 534 ...			
REF	5863.104 ...	-	-	025
ISO	806 104 250 544 ...			
		HP (104)	6 10	1
L - mm		10,0	10,0	10,0

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	881.104 ...	-	016	025
ISO	806 104 141 524 ...			
REF	6881.104 ...	-	012	025
ISO	806 104 141 534 ...			
REF	5881.104 ...	012	-	-
ISO	806 104 141 544 ...			
		HP (104)	6 10	1
L - mm		8,0	7,0	8,0

Ø 1/16 mm			
REF	368.104 ...	012	016
ISO	806 104 257 524 ...		
REF	368-EF.104 ...	-	023
ISO	806 104 257 504 ...		
REF	8368.104 ...	-	016
ISO	806 104 110 514 ...		
		HP (104)	6 10
L - mm		2,0	2,0

Ø 1/16 mm		
REF	379.104 ...	014
ISO	806 104 277 524 ...	
REF	379-EF.104 ...	014
ISO	806 104 277 504 ...	
REF	8379.104 ...	014
ISO	806 104 111 514 ...	
REF	6379.104 ...	014
ISO	806 104 277 534 ...	
REF	5379.104 ...	014
ISO	806 104 277 544 ...	
		HP (104)
L - mm		2,8

Ø 1/16 mm	
REF	390.104 ...
ISO	806 104 2740 524 ...
REF	8390.104 ...
ISO	806 104 274 514 ...
HP (104)	
L - mm	

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



sindia

Sinter Diamonds | Sinter Diamanten | Diamants frittés

PREPARATIONT
A new generation based on a hard, compact (manganese) metal sinter bond that allows a wider range of work with sintered diamonds. The rotatec sintered diamonds are made from one shaped piece.

PRÄPARATION
Eine neue Generation auf der Basis einer harten, kompakten (Mangan) Metall-Sinterbindung, die ein breiteres Arbeitsspektrum mit Sinterdiamanten erlaubt. Die rotatec Sinterdiamanten sind aus einem Formstück gefertigt.

PRÉPARATION
Une nouvelle génération basée sur un liant métallique fritté dur et compact (manganèse), qui permet une plus large gamme de travail avec les diamants frittés. Les diamants frittés rotatec sont fabriqués à partir d'une seule pièce moulée.

Ø 1/16 mm		
REF	7701.104 ...	021
ISO	807 104 001 524 ...	
REF	7601.104 ...	021
ISO	807 104 001 544 ...	
REF	7801.104 ...	-
ISO	807 104 001 554 ...	
		HP (104)
L - mm		2,1

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	7704.104 ...	016	018	027	-
ISO	807 104 493 524 ...				
REF	7604.104 ...	016	018	027	047
ISO	807 104 493 544 ...				
REF	7804.104 ...	-	018	027	047
ISO	807 104 493 554 ...				
		HP (104)			1
L - mm		0,8	1,0	2,5	3,8

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille						
REF	7705.104 ...	-	-	021	027	-
ISO	807 104 014 524 ...					
REF	7605.104 ...	016	018	021	027	047
ISO	807 104 014 544 ...					
REF	7805.104 ...	-	-	-	047	-
ISO	807 104 014 554 ...					
		HP (104)				1
L - mm		0,8	1,0	1,5	2,5	2,7

Ø 1/16 mm	
REF	7718.104 ...
ISO	807 104 041 524 ...
REF	7618.104 ...
ISO	807 104 041 544 ...
HP (104)	
L - mm	

Ø 1/16 mm			
REF	7737.104 ...	-	031
ISO	807 104 111 524 ...		
REF	7637.104 ...	-	031
ISO	807 104 111 544 ...		
REF	7837.104 ...	023	031
ISO	807 104 111 554 ...		
		HP (104)	1
L - mm		8,0	9,0

Grain | Körnung | Granulométrie

- extra fine (25 µ)
extra fein | extra fin
- fine (46 µ)
fein | fin
- coarse (125 µ)
grob | grossier
- ultra coarse (180 µ)
ultra grob | ultra grossier

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures



swissdia

Diamond-Instruments | Diamant-Instrumente | Instruments diamantés

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	7738.104 ...	016	023	-	031	050
ISO	807 104 141 524 ...					
REF	7638.104 ...	016	023	027	031	-
ISO	807 104 141 544 ...					
REF	7838.104 ...	-	-	-	-	050
ISO	807 104 141 554 ...					
		HP (104)				
L - mm		0,8	1,0	2,5	2,7	3,0

Scale 1:2		Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	7745.104 ...	016	023	031	050	
ISO	807 104 200 524 ...					
REF	7645.104 ...	016	023	031	-	
ISO	807 104 200 544 ...					
REF	7845.104 ...	-	-	-	050	
ISO	807 104 200 554 ...					
		HP (104)				
L - mm		5,0	8,0	12,0	12,0	

		Ø 1/16 mm	
REF	7756.104 ...	023	031
ISO	807 104 198 524 ...		
REF	7656.104 ...	023	031
ISO	807 104 198 544 ...		
REF	7856.104 ...	-	031
ISO	807 104 198 554 ...		
		HP (104)	
L - mm		8,0	9,0

		Ø 1/16 mm	
REF	7760.104 ...	016	031
ISO	807 104 257 524 ...		
REF	7660.104 ...	016	031
ISO	807 104 257 544 ...		
REF	7860.104 ...	-	031
ISO	807 104 257 554 ...		
		HP (104)	
L - mm		7,0	8,5

		Ø 1/16 mm	
REF	7762.104 ...	031	050
ISO	807 104 243 524 ...		
REF	7662.104 ...	031	050
ISO	807 104 243 544 ...		
REF	7862.104 ...	-	050
ISO	807 104 243 554 ...		
		HP (104)	
L - mm		8,5	12,0

Grain Körnung Granulométrie	
extra fine (25 µ)	extra fein extra fin
fine (46 µ)	fein fin
coarse (125 µ)	grob grossier
ultra coarse (180 µ)	ultra grob ultra grossier

		Ø 1/16 mm		
REF	7779.104 ...	031	050	060
ISO	807 104 263 524 ...			
REF	7679.104 ...	031	050	060
ISO	807 104 263 544 ...			
REF	7879.104 ...	-	050	060
ISO	807 104 263 554 ...			
		HP (104)		
L - mm		12,0	12,0	12,0

- 123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock
- 123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock
- 123

=

Delivery within 48 hours
Lieferung innerhalb von 48 Stunden
Livraison en 48 heures

HARTMETALL | CARBURE DE TUNGSTÈNE

rotatec

TUNGSTEN
CARBIDE



carbide burs

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

PRECIOUS METAL
NE
PORCELAIN
VENEERING PLASTICS

EN

Tungsten carbide burs are extremely fine ground sintered carbide finishers. The grinding of these instruments is particularly suitable for finishing fissures.

- Suitable for precious metal, non-ferrous, porcelain and veneering resins
- Efficient, vibration-free milling without pressure
- For score-free surface results

EDELMETALL
NE
PORZELLAN
VERBLENDKUNSTSTOFFE

DE

Hartmetall Bohrer sind extrem feingeschliffene Hartmetallfinierer. Der Schliff dieser Instrumente eignet sich besonders zum Ausarbeiten von Fissuren.

- Geeignet für Edelmetall, NE, Porzellan und Verblendkunststoffe
- Effizientes, vibrationsfreies Fräsen ohne Druck
- Für riefenfreie Oberflächenergebnisse

MÉTAL PRÉCIEUX
NE
PORCELAINE
RÉSINES DE RECOUVREMENT

FR

Foret carbure de tungstène sont des alésoirs en carbure de tungstène fritté à l'affûtage extrêmement fin. L'affûtage de ces instruments est particulièrement adapté à la finition des fissures.

- Convienent pour les métaux précieux, les métaux non ferreux, la porcelaine et les résines de revêtement
- Fraisage efficace, sans vibration et sans pression
- Pour des résultats de surface sans stries

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille														
REF	H1-F.104 ...	003	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021
ISO	500 104 001 175 ...													
HP (104)														
L - mm		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille									
REF	H2-F.104 ...	006	008	009	010	012	014	016	018
ISO	500 104 010 133 ...								
HP (104)									
L - mm		0,5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8

Ø 1/16 mm			
REF	H4.104 ...	002	003
ISO	500 104 001 001 ...		
HP (104)			
L - mm		0,2	0,3

Ø 1/16 mm	
REF	H8.104 ...
ISO	500 104 495 001 ...
HP (104)	
Ø D ↔	002
L - mm	2,7

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille						
REF	H21.104 ...	009	010	012	014	018
ISO	500 104 107 006 ...					
HP (104)						
L - mm		4,2	4,2	4,2	4,4	4,4

Ø 1/16 mm			
REF	H21L.104 ...	009	012
ISO	500 104 110 006 ...		
HP (104)			
L - mm		5,2	6,0

Ø 1/16 mm		
REF	H21R.104 ...	010
ISO	807 104 243 524 ...	
HP (104)		
L - mm		4,2

Ø 1/16 mm		
REF	H23.104 ...	008
ISO	500 104 168 006 ...	
HP (104)		
L - mm		4,2

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide burs

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

Ø 1/16 mm			
REF	H23L.104 ...	009	010
ISO	500 104 171 006 ...		
HP (104)			
L - mm		5,2	6,0

Ø 1/16 mm		
REF	H23R.104 ...	010
ISO	500 104 194 006 ...	
HP (104)		
L - mm		4,2

Ø 1/16 mm			
REF	H23RS.104 ...	008	009
ISO	500 104 196 006 ...		
HP (104)			
L - mm		4,2	4,2

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	H31.104 ...	008	010	012	014
ISO	500 104 107 007 ...				
HP (104)					
L - mm		3,4	4,2	4,2	4,4

Ø 1/16 mm			
REF	H31L.104 ...	010	012
ISO	500 104 110 007 ...		
HP (104)			
L - mm		6,0	6,0

Ø 1/16 mm	
REF	H31R.104 ...
ISO	500 104 137 007 ...
HP (104)	
L - mm	2,7

Ø 1/16 mm			
REF	H33.104 ...	009	010
ISO	500 104 168 007 ...		
HP (104)			
L - mm		4,2	4,2

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille				
REF	H33L.104 ...	009	010	012
ISO	500 104 171 007 ...			
HP (104)				
L - mm		5,2	6,0	6,0

Ø 1/16 mm		
REF	H33R.104 ...	010
ISO	500 104 194 007 ...	
HP (104)		
L - mm		4,2

Ø 1/16 mm		
REF	H600.104 ...	009
ISO	500 104 196 072 ...	
HP (104)		
L - mm		4,2

Ø 1/16 mm	
REF	H699.314 ...
ISO	500 314 466 384 ...
FG (314)	
REF	H699.104 ...
ISO	500 104 466 384 ...
HP (104)	
L - mm	2,7

Toothing | Verzahnung | Denture

 Plain cut fine
Einfachverzahnung fein
Simple coupe fine




 Occlusal drill
Kauflächenbohrer
Foret de surface occlusale

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 =  Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

TUNGSTEN CARBIDE | HARTMETALL | CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBIDE CUTTERS

COLOUR CODING FARB CODIERUNG CODE COULEUR	APPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	TOOTHING VERZÄHNUNG DENTURE
 E	Non-precious, acrylics, plaster, model cast NEM, Modellguss, Prothesenkunststoffe, Gips Non-précieux, stellites, prothèses en résine et plâtre	Standard cross cut Kreuzverzahnung Standard Denture croisée standard
 EF	Precious and non-precious metall alloys NEM, Edelmetalle, Modellguss, Verblendkunststoffe Non-précieux, métaux précieux, stellites, résines et céramo-métalliques	Fine staggered cross cut Feine Kreuzverzahnung Denture croisée fine
 VF	Soft ceramics and precious metal alloys Softkeramik, Edelmetall, NEM, Verblendkunststoffe Céramique basse fusion, métaux précieux, non-précieux et métal céramiques	Super fine cross cutting toothting Superfeine Diamantverzahnung Denture superfine diamant
 GTI	Titaniu - non-precious alloys and model cast Titan - NEM und Modellguss Titane - non-précieux et stellites	Double cross cut toothting Doppel Kreuzverzahnung grob Denture croissée spéciaux grosse
 DF	Precious and non-precious metall alloys Edelmetalle, NEM, Modellguss Métaux précieux, non-précieux et stellites	Fine pyramidshaped toothting Feine Diamantverzahnung Denture fine diamant
 QRF	For Cutting titanium and other non-precious metals Titan-, Edelmetallreduzierte, NEM-Legierungen Titane, non-précieux et semi précieux	Coarse spiral blade toothting Grobe, gewundene Spiralverzahnung Denture spirale fine
 FSQ	Acrylic-veneers and metal alloys NEM, Edelmetalle, Modellguss und Verblendkunststoffe Métaux précieux, non-précieux, stellites et céramo-métalliques	Fine high-efficiency toothting with cross cut Querhieb-Fein-Verzahnung Denture fine surtaillée
 EG EGA	Plaster models (dry) Gipsmodelle (trocken) Modèles en plâtre (secs)	Coarse cross cut Grobe Kreuzverzahnung Denture croisée grosse
 F	Acrylic denture basis acrylics Prothesenkunststoffe und Gips Prothèses en résine et plâtre	Conventional toothting Normale Feinverzahnung Denture classique
 QF	Soft plastics, temporaries, titanium Softkunststoffe, Provisorien, Titan Résines souples, provisoires, titane	Coarse effective blade and spiral toothting Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb Drosse denture surtaillée
 ESG FCA	Plaster models (wet) Gipsmodelle (feucht) Modèles en plâtre (humide)	Supercoarse cross cut Supergrobe Kreuzverzahnung Denture croisée super-grosse
 XMV	Titanium - any hard metal alloys, soft cermics Titan - NEM, Metallkeramik Titane - non-précieux, métal céramique	Carbon coating spiral toothting Carbon Feinverzahnung Denture carbone spéciale

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=






Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

NON-PRECIOUS ACRYLICS PLASTER MODEL CAST	EN	NEM MODELLGUSS PROTHESENKUNSTSTOFFE GIPS	DE	NON-PRÉCIEUX STELLITES PROTHÈSES EN RÉSINE PLÂTRE	FR
Standard cross cut		Kreuzverzahnung Standard		Denture croisée standard	



123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123







=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

			
REF H78-E.104 ... ISO 500 104 257 190 ... 012 HP (104) 3 6 10 L - mm 3,5	REF H79-E.104 ... ISO 500 104 194 190 ... 031 040 050 HP (104) 3 6 10 L - mm 13,0 13,0 13,0	REF H129-E.104 ... ISO 500 104 141 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 8,0	
			
REF H138-E.104 ... ISO 500 104 198 190 ... 016 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 8,0 8,0	REF H139-E.104 ... ISO 500 104 289 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 8,0	REF H251-E.104 ... ISO 500 104 274 190 ... 040 050 060 HP (104) 3 6 10 L - mm 9,0 12,0 14,0	
			
REF H257-RE.104 ... ISO 500 104 257R 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 13,0	REF H261-E.104 ... ISO 500 104 194 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 13,0	REF H283-E.104 ... ISO 500 104 289 080 ... 012 HP (104) 3 6 10 L - mm 8,0	REF H293-E.104 ... ISO 500 104 194 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 15,0
			
REF H295-E.104 ... ISO 500 104 292 190 ... 023 HP (104) 3 6 10 L - mm 15,0	REF H351-E.104 ... ISO 500 104 263 190 ... 040 060 HP (104) 3 6 10 L - mm 8,0 11,0	REF H600-E.104 ... ISO 500 104 196 019 ... 009 010 HP (104) 6 10 L - mm 4,2 4,2	

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=




Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

NON-PRECIOUS METALS PRECIOUS METALS MODEL CASTING VENEERING PLASTICS	EN	NEM EDELMETALLE MODELLGUSS VERBLENDKUNSTSTOFFE	DE	MÉTAUX NON PRÉCIEUX MÉTAUX PRÉCIEUX FONTE SUR MODÈLE RÉSINES DE RECOUVREMENT	FR
---	----	---	----	---	----



REF

H71-EF.104 ...

ISO

500 104 001 140 ...

010 014 023

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

1,0 1,4 2,0



REF

H73-EF.104 ...

ISO

500 104 277 140 ...

014 023

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

3,1 4,2



REF

H74-EF.104 ...

ISO

500 104 197 140 ...


014

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

4,0



REF

H77-EF.104 ...

ISO

500 104 237 140 ...


014 023 029

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

3,0 5,0 5,0



REF

H79-EF.104 ...

ISO

500 104 194 140 ...

031 040

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

13,0 13,0



REF

H89-EF.104 ...

ISO

500 104 263 140 ...

040

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

9,5



REF

H129-EF.104 ...

ISO

500 104 141 140 ...


023

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

8,0



REF

H137-EF.104 ...

ISO

500 104 225 140 ...


016 023

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

4,0 5,0



REF

H138-EF.104 ...

ISO

500 104 198 140 ...

016 023

HP (104)

3 | 6 | 10

L - mm

8,0 8,0

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager

123

=



Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123


=



Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène




123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

SOFT CERAMICS PRECIOUS METAL NON-PRECIOUS METALS VENEERING RESINS	EN	SOFTKERAMIK EDELMETALL NEM VERBLENDKUNSTSTOFFE	DE	CÉRAMIQUE DOUCE MÉTAL PRÉCIEUX MÉTAUX NON PRÉCIEUX RÉSINES DE RECOUVREMENT	FR
Super fine cross cutting toothing		Superfeine Diamantverzahnung		Denture superfine diamant	








123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène









TITANIUM NON-PRECIOUS METALS MODEL CASTING	EN	TITAN NEM MODELLGUSS	DE	TITANE MÉTAUX NON PRÉCIEUX FONTE DE MODÈLE	FR
Double cross cut toothing		Doppel Kreuzverzahnung grob		Denture croissé spéciaux grosse	



carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

NON-PRECIOUS METALS PRECIOUS METALS MODEL CASTING	EN	EDELMETALLE NEM MODELLGUSS	DE	MÉTAUX PRÉCIEUX NEM FONTE SUR MODÈLE	FR
Fine pyramidshaped toothing		Feine Diamantverzahnung		Denture fine diamant	



123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock




123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

TITANIUM PRECIOUS METAL NEM ALLOYS	EN	TITAN EDELMETALL NEM-LEGIERUNGEN	DE	TITANE MÉTAL PRÉCIEUX ALLIAGES NON PRÉCIEUX	FR
Coarse spiral blade toothing		Grobe, gewundene Spiralverzahnung		Denture spirale fine	






123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

NON-PRECIOUS METALS PRECIOUS METALS MODEL CASTING VENEERING PLASTICS	EN	NEM EDELMETALLE MODELLGUSS VERBLENDKUNSTSTOFFE	DE	MÉTAUX NON PRÉCIEUX MÉTAL PRÉCIEUX FONTE SUR MODÈLE RÉSINES DE RECOUVREMENT	FR
Fine high-efficiency toothing with cross cut		Querhieb-Fein-Verzahnung		Denture fine surtaillée	





123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

PLASTER MODELS (DRY)	EN	GIPSMODELLE (TROCKEN)	DE	MODÈLES EN PLÂTRE (SECS)	FR
Coarse cross cut		Grobe Kreuzverzahnung		Denture croisée grosse	






123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

DENTURE ACRYLICS MODEL CAST	EN	PROTHESENKUNSTSTOFFE GIPS	DE	RÉSINES POUR PROTHÈSES PLÂTRE	FR
Conventional toothhing		Normale Feinverzahnung		Denture classique	








123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène





SOFT PLASTICS TEMPORARIES TITANIUM	EN	SOFTKUNSTSTOFFE PROVISORIEN TITAN	DE	RÉSINES SOUPLES PROVISOIRES TITANE	FR
Coarse effective blade and spiral toothing		Grobe Spiralverzahnung mit Querhieb		Drosse denture surtaillée	



carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

PLASTER MODELS (WET)	EN	GIPSMODELLE (FEUCHT)	DE	MODÈLES EN PLÂTRE (HUMIDE)	FR
Supercoarse cross cut		Supergrobe Kreuzverzahnung		Denture croisée super-grosse	



123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock


123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

carbide cutters


Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène


TITANIUM NON-PRECIOUS METALS METAL ALLOYS	EN	TITAN NEM METALLKERAMIK	DE	TITANE MÉTAUX NON PRÉCIEUX ALLIAGES MÉTALLIQUES	FR
Carbon coating spiral toothing		Carbon Feinverzahnung		Denture carbone spéciale	

	
REF	H-73-XMV.104 ...
ISO	500 104 277 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	3,1


	
REF	H-77-XMV.104 ...
ISO	500 104 237 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	2,9 5,0

	
REF	H-79-XMV.104 ...
ISO	500 104 194 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	13,0

	
REF	H-129-XMV.104 ...
ISO	500 104 141 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	8,0

	
REF	H-138-XMV.104 ...
ISO	500 104 198 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	8,0 8,0

	
REF	H-139-XMV.104 ...
ISO	500 104 289 137 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	8,0

	
REF	H-251-XMV.104 ...
ISO	500 104 274 176 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	12,7 14,0

	
REF	H-351-XMV.104 ...
ISO	500 104 263 176 ...
HP (104) 3 1 6 10	
L - mm	8,0

123	=		Bestseller and never out of stock Bestseller und immer auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=	NOS	Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock

parallel carbide cutters

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

VARIOUS MATERIALS	EN	DIVERSE MATERIALIEN	DE	MATÉRIAUX DIVERS	FR
Parallel milling cutter		Parallelfräser		Fraises cylindriques	

	
REF	H293-EF.103 ...
ISO	500 103 137 140 ...
HPk (103) - HPd (123) 3 1 6 10	
L - mm	8,0 10,0 15,0

	
REF	H364-LR.103 ...
ISO	500 103 137 103 ...
HPk (103) - HPd (123) 1	
L - mm	8,0 10,0 15,0

REF	H364-XMV.103 ...
ISO	500 103 137 137 ...
REF	H364-RXE.103 ...
ISO	500 103 137 220 ...
REF	H364-RGE.103 ...
ISO	500 103 137 220 ...
REF	H364-LR.123 ...
ISO	500 123 137 103 ...
REF	H364-XMV.123 ...
ISO	500 123 137 137 ...
REF	H364-RXE.123 ...
ISO	500 123 137 220 ...
REF	H364-RGE.123 ...
ISO	500 123 137 220 ...

123	=		Bestseller and never out of stock Bestseller und im auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=	NOS	Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock

milling tool

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

VARIOUS MATERIALS

EN

DIVERSE MATERIALIEN

DE

MATÉRIAUX DIVERS

FR

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	H21xL.103 ...	007	010	012	015
ISO	500 103 110 006 ...				
REF	H21xL.123 ...	007	010	012	015
ISO	500 123 110 006 ...				
HPk (103) - HPd (123)		3 6 10			
L - mm		7,0	8,0	8,0	8,0

Size (Ø 1/16 mm) Größe Taille					
REF	H206.103 ...	007	010	012	015
ISO	500 103 423 364 ...				
REF	H206.123 ...	007	010	012	-
ISO	500 123 423 364 ...				
HPk (103) - HPd (123)		3 6 10			
L - mm		7,0	10,0	12,0	12,0

Ø 1/16 mm			
REF	H354-A.103 ...	010	015 023
ISO	500 103 137 364 ...		
HPk (103)		3 6 10	
L - mm		8,0	10,0 15,0

Ø 1/16 mm		
REF	H356-A.103 ...	023 031
ISO	500 103 200 364 ...	
HPk (103)		1
L - mm		14,0 14,0
Angle		2° 4°

Toothing Verzahnung Denture	
	Friction pin drill Friktionsstiftbohrer Mèches à friction
	Wax Cutter Wachsfräser Fraises à cire

123	=	 Bestseller and never out of stock Bestseller und immer auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=	 Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock

milling tool

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

VARIOUS MATERIALS

EN

DIVERSE MATERIALIEN

DE

MATÉRIAUX DIVERS

FR

Ø 1/16 mm			
REF	H356-RF.103 ...	023 031	-
ISO	500 103 200 103 ...		
REF	H356-ER.103 ...	023 031 040	
ISO	500 103 200 190 ...		
REF	H356-RGE.103 ...	023 031 040	
ISO	500 103 200 220 ...		
REF	H356-RF.123 ...	023 031	-
ISO	500 123 200 103 ...		
REF	H356-ER.123 ...	023 031 040	
ISO	500 123 200 190 ...		
REF	H356-RGE.123 ...	023 031 040	
ISO	500 123 200 220 ...		
HPk (103) - HPd (123)		3 6 10	
L - mm		14,0	14,0 14,0
Angle		2°	4° 6°

Ø 1/16 mm	
REF	ZR-850-EF.103 ...
ISO	806 103 199 504Z ...
REF	ZR-8850.103 ...
ISO	806 315 199 514Z ...
REF	ZR-850.103 ...
ISO	806 315 199 544Z ...
HPk (103)	
L - mm	

Ø 1/16 mm		
REF	ZR-882-EF.103 ...	012 018
ISO	806 103 142 504Z ...	
REF	ZR-8882.103 ...	012 018
ISO	806 103 142 514Z ...	
REF	ZR-882.103 ...	012 018
ISO	806 314 142 544Z ...	
HPk (103)		
L - mm		

Toothing Verzahnung Denture	
	Chamfering Fasenschliff Taille en chanfrein
	Fine staggered cross cut Feine Kreuzverzahnung Denture croisée fine
	Coarse staggered cross cut Grobe Kreuzverzahnung Denture croisée grossier
Grain Körnung Granulométrie	
	extra fine (25 µ) extra fein extra fin
	fine (46 µ) fein fin
	ultra coarse (180 µ) ultra grob ultra grossier

123	=	 Bestseller and never out of stock Bestseller und im auf Lager Meilleures ventes et toujours en stock
123	=	 Never out of stock Immer auf Lager Toujours en stock

milling tool

Tungsten Carbide | Hartmetall | Carbure de tungstène

VARIOUS MATERIALS

EN

DIVERSE MATERIALIEN

DE

MATÉRIAUX DIVERS

FR

Left-hand twist cone cutters made of sintered carbide can be used depending on the speed due to a NEW cutting angle. Polishing with cotton wool and diamond polishing paste. Moisten with essential oil during the milling process.

Linksdrall-Konusfräser aus Sinterhartmetall können auf Grund eines NEUEN Schneidwinkels drehzahlabhängig eingesetzt werden. Polieren mit Watte und Diamant-Polierpaste. Beim Fräsvorgang mit ätherischem Öl benetzen.

Les fraises coniques à gauche en carbure fritté peuvent être utilisées en fonction de la vitesse de rotation grâce à un NOUVEL angle de coupe.polir avec du coton et de la pâte à polir diamantée. Mouiller avec de l'huile essentielle lors du fraisage.

Ø 1/16 mm		
REF	H347-RF.103 ...	
ISO	500 103 351 103 ...	035
REF	H347-RXE.103 ...	
ISO	500 103 351 220 ...	035
REF	H347-RF.123 ...	
ISO	500 123 351 103 ...	035
REF	H347-RXE.123 ...	
ISO	500 123 351 220 ...	035
HPk (103) - HPd (123)		1
L - mm		9,0

Ø 1/8 mm			
REF	H356-RF.103 ...		
ISO	500 103 200 103 ...	-	029 030
REF	H356-ER.103 ...		
ISO	500 103 200 103 ...	-	029 -
REF	H356-RXE.103 ...		
ISO	500 103 200 220 ...	023	029 030
REF	H356-RF.123 ...		
ISO	500 123 200 103 ...	-	029 030
REF	H356-ER.123 ...		
ISO	500 123 200 103 ...	-	029 -
REF	H356-RXE.123 ...		
ISO	500 123 200 220 ...	023	029 030
HPk (103) - HPd (123)		3 6 10	
L - mm		14,0	14,0 14,0

Ø 1/16 mm		
REF	H364-KRF.123 ...	
ISO	500 123 137 103 ...	060
REF	H364-KRE.103 ...	
ISO	500 103 137 180 ...	060
REF	H364-KRE.123 ...	
ISO	500 123 137 180 ...	060
HPk (103) - HPd (123)		1
L - mm		12,0

Ø 1/16 mm		
REF	A-10.103 ...	060
ISO	658 103 113 523 ...	
REF	B-10.103 ...	060
ISO	658 103 113 513 ...	
REF	C-10.103 ...	060
ISO	658 103 113 503 ...	
HPk (103)		6 12
L - mm		13,0

+ rotatec

POLIERER | POLISSOIR

POLISHERS



Toothing | Verzahnung | Denture

- Chamfering
Fasenschliff | Taille en chanfrein
- Fine staggered cross cut
Feine Kreuzverzahnung
Denture croisée fine
- Coarse staggered cross cut
Grobe Kreuzverzahnung
Denture croisée grossier

123 = Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



cerdia

Polishers | Polierer | Polisseur

FELDSPAR CERAMIC
LITHIUM DISILICATE
ZIRCONIA

EN

- 3-step polishing system for all porcelain materials
- Diamond grit for highest efficiency
- Surface corrections without additional glazing

FELDSPATKERAMIK
LITHIUM-DISILIKAT
ZIRKONOXID

DE

- Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
DISILICATE DE LITHIUM
ZIRCONÉ

FR

- Système de polissage en 3 étapes pour tous les matériaux en porcelaine
- Grain de diamant pour une efficacité maximale
- Corrections de surface sans glaçage supplémentaire

Grain | Körnung | Granulométrie

1

coarse

grob | grossier

2

medium

mittel | moyen

3

fine

fein | fin

Smoothing

Glätten
Lisser

REF	CG-16.104.170	BD-6.104.050	BD-19.104.200	BD-3.104.110	BD-25.104.260
ISO 803 104 ...	543 534 170	292 534 050	303 534 200	372 534 110	303 534 260
Size Größe Taille (mm)	17 x 1,6	5 x 15	20 x 1	11 x 2	26 x 2
7.000-12.000 upm/tpm	HP 104				1

Pre-polishing

Vorpolitur
Pré-polissage

REF	CM-16.104.170	RD-6.104.050	RD-19.104.200	RD-3.104.110	RD-25.104.260
ISO 803 104 ...	543 524 170	292 524 050	303 524 200	044 524 110	303 524 260
Size Größe Taille (mm)	17 x 1,6	5 x 15	20 x 1	11 x 2	26 x 2
7.000-12.000 upm/tpm	HP 104				1

High-shine polishing

Hochglanzpolitur
Polissage haute brillance

REF	CF-16.104.170	GD-6.104.050	GD-19.104.200	GD-3.104.110	GD-25.104.260
ISO 803 104 ...	543 514 170	292 514 050	303 514 200	044 514 110	303 514 260
Size Größe Taille (mm)	17 x 1,6	5 x 15	20 x 1	11 x 2	26 x 2
7.000-12.000 upm/tpm	HP 104				1

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

megapol

Polishers | Polierer | Polisseur

FELDSPAR CERAMIC
NEM ALLOYS
GOLD

EN

- Smooths all dental restorative materials
- Soft silicone bond adapts to the surface
- Silicon carbide grit

FELDSPATKERAMIK
NEM-LEGIERUNGEN
GOLD

DE

- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
- Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- Siliziumcarbidkörnung

CÉRAMIQUE FELDSPATHIQUE
ALLIAGES NON PRÉCIEUX
OR

FR

- Lisse tous les matériaux de restauration dentaire
- Liaison souple en silicone s'adaptant à la surface
- Grain en carbure de silicium

Smoothing

Glätten
Lisser

REF	22-RS.900.220	22-LS.900.220	20-WS.900.070
ISO 658 900 ...	372 533 220	303 533 220	114 533 070
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 4	7 x 20
7.000-10.000 upm/tpm			25 100

Polishing

Politur
Polissage

REF	22-R.900.220	22-L.900.220	20-W.900.070
ISO 658 900 ...	372 523 220	372 523 220	114 523 070
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 4	7 x 20
7.000-10.000 upm/tpm			25 100

Grain | Körnung | Granulométrie

1

medium

mittel | moyen

2

fine

fein | fin

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

chromix

Polishers | Polierer | Polisseur

NEM ALLOYS
GOLD

EN

- For efficient material removal on chrome alloys
- Removes casting skin and smoothes the surface
- Hard bonding for long durability

NEM-LEGIERUNGEN
GOLD

DE

- Für effizienten Materialabtrag auf Chrom-Kobalt-Legierungen
- Entfernt die Guss Haut und glättet die Oberfläche
- Harte Bindung für lange Standzeit

ALLIAGES NON PRÉCIEUX
OR

FR

- Pour un enlèvement efficace des matières sur les alliages de chrome-cobalt.
- Supprime la coulée de peau et lisse la surface
- Liant dur pour une longue durée de vie.

Grain | Körnung | Granulométrie

coarse
grob | grossier



REF	2014.900.220	2015.900.220	2016.900.060	
ISO	653 900 ...	372 504 220	303 504 220	114 504 060
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 4	6 x 22	
5.000-12.000 upm/tpm			25	

flexpol

Polishers | Polierer | Polissoir

NEM ALLOYS
GOLD

EN

A Polishers for aesthetics. Particularly suitable for high gloss on: Non-precious alloys and gold.

- Synthetic bond
- Silicon carbide grain

NEM-LEGIERUNGEN
GOLD

DE

Ein Polierer für die Ästhetik. Besonders geeignet für Hochglanz auf: NEM-Legierungen und Gold.

- Synthetische Bindung
- Siliziumcarbidkörnung

ALLIAGES NON PRÉCIEUX
OR

FR

Un polissoir pour l'esthétique. Particulièrement adapté à la haute brillance sur: les alliages non précieux et l'or.

- Liant synthétique
- Grains de carbure de silicium

Grain | Körnung | Granulométrie

extrafine
extrafein | extra fin



REF	2014.900.220	2015.900.220	2016.900.060	
ISO	653 900 ...	372 504 220	303 504 220	114 504 060
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 4	6 x 22	
5.000-12.000 upm/tpm			25	

123

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

minipol

Polishers | Polierer | Polisseur

NEM ALLOYS
GOLD

EN

- For polishing hard to reach areas
- To be used with the corresponding mandrel
- Different grits, sizes and bondings
- With or without mandrel available

NEM-LEGIERUNGEN
GOLD

DE

- Für die Politur schwer zugänglicher Stellen
- Anwendung im passenden Mandrell
- Verschiedene Körnungen, Durchmesser und Bindungen
- Mit oder ohne Halter erhältlich

ALLIAGES NON PRÉCIEUX
OR

FR

- Pour le polissage des endroits difficiles d'accès
- Application dans le mandrin adapté
- Différents grains, diamètres et liants
- Disponible avec ou sans support



REF	2302.900.020	2304.900.020	2301.900.020	2303.900.020	
ISO	653 900 ...	114 534 020	114 525 020	114 513 020	114 503 020
Size Größe Taille (mm)	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	
15.000 upm/tpm				100	

Grain | Körnung | Granulométrie

1

coarse
grob | grossier

2

medium
mittel | moyen

3

fine
fein | fin

4

extrafine
extrafein | extra fin



REF	2202.900.030	2204.900.030	2201.900.030	2203.900.030	
ISO	653 900 ...	114 534 030	114 525 030	114 513 030	114 503 030
Size Größe Taille (mm)	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	
15.000 upm/tpm				100	

Mandrell

Mandrell
Mandrin



REF	SP-10.104.030	SP-20.104.020	
ISO	330 104 ...	612 432 030	612 432 020
Size Größe Taille (mm)	3	2	
15.000 upm/tpm	HP 104	1	

123

Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

arcyline

Polishers | Polierer | Polissoir

PLASTIC	EN	KUNSTSTOFF	DE	PLASTIQUE	FR
- For smoothing, pre-polishing and polishing - Various shapes for different areas of application - Silicon carbide abrasive		- Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren - Verschiedene Formen für unterschiedliche Anwendungsbereiche - Siliziumkarbid-Schleifmittel		- Pour le lissage, le pré-polissage et le polissage - Différentes formes pour différents domaines d'application - Abrasif en carbure de silicium	

Grain | Körnung | Granulométrie

- 1 **x-coarse**
extragrob | ultragros
- 2 **coarse**
grob | grossier
- 3 **medium**
mittel | moyen
- 4 **fine**
fein | fin

Smoothing

Glätten
Lisser

REF	0-6SC.104.100	0-8SC.104.100
ISO 658 104 ...	300 533 100	275 543 100
Size Größe Taille (mm)	10 x 20	10 x 24
○ 5.000-7.000 upm/tpm	HP 104	 6

Pre-polishing

Vorpolitur
Pré-polissage

REF	0-6C.104.100	0-8C.104.100
ISO 658 104 ...	275 533 100	275 533 100
Size Größe Taille (mm)	10 x 20	10 x 24
5.000-7.000 upm/tpm	HP 104	 6

123 =  **Bestseller and never out of stock**
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = NOS Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

Polishing

Politur
Polissage

REF	0-6.104.100	0-8.104.100
ISO 658 104 ...	275 523 100	275 523 100
Size Größe Taille (mm)	10 x 20	10 x 24
5.000-7.000 upm/tpm	HP 104	6

High-shine polishing

Hochglanzpolitur
Polissage haute brillance

REF	0-6F.104.100	0-8F.104.100
ISO 658 104 ...	300 513 100	275 513 100
Size Größe Taille (mm)	10 x 20	10 x 24
5.000-7.000 upm/tpm	HP 104	 6

Grain | Körnung | Granulométrie

- 1 **x-coarse**
extragrob | ultragros
- 2 **coarse**
grob | grossier
- 3 **medium**
mittel | moyen
- 4 **fine**
fein | fin

123 =  Bestseller and never out of stock
Bestseller und im auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123 = NOS Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

neopall

Polishers | Polierer | Polissoir

NEM ALLOYS TITANIUM	EN	NEM-LEGIERUNGEN TITAN	DE	ALLIAGES NON PRÉCIEUX TITANE	FR
Removal of the casting skin and polishing.		Abtragen der Gusshaut und Politur.		Enlèvement de la peau de coulée et polissage.	

Grain | Körnung | Granulométrie

1

medium

mittel | moyen


2

fine

fein | fin

Pre-polishing


Vorpolitur
Pré-polissage



REF	2021.900.220	2022.900.220	2023.900.060	2024.900.220
ISO 653 900 ...	372 524 220	371 524 220	114 524 060	303 524 220
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 1	6 x 22	22 x 3,5
8.000-15.000 upm/tpm	HP 104			25 100

Polishing

Politur
Polissage



REF	2017.900.220	2018.900.220	2019.900.060	2020.900.220
ISO 653 900 ...	372 513 220	371 513 220	114 513 060	303 513 220
Size Größe Taille (mm)	22 x 3	22 x 1	6 x 22	22 x 3,5
8.000-15.000 upm/tpm	HP 104			25 100

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock

123

=

Bestseller and never out of stock
Bestseller und immer auf Lager
Meilleures ventes et toujours en stock

123

=

NOS

Never out of stock
Immer auf Lager
Toujours en stock



rotatec GmbH

Rütistr. 6 · CH-9050 Appenzell

T +41 71 788 20 42
F +41 71 788 20 49
E info@rotatec-gmbh.ch

www.rotatec-gmbh.ch