

PHYSIOSELECT® TCR

Zahnformenkarte

Tooth mould guide

Carte de formes

Tabella di forme denti

Carta de formas dentales

Tandvormenkaart

Форм-карта зубов

HOHE VIELFALT AN JUNGEN,
AUTHENTISCHEN FORMEN FÜR
EIN NEUES LEBENSGEFÜHL.

HIGH DIVERSITY OF YOUNG,
AUTHENTIC MOLDS FOR A NEW
ATTITUDE TO LIFE.



PHYSIOSELECT® TCR

PHYSIOSELECT® TCR		BONSELECT TCR	BONARTIC® TCR
OBERE/UPPERS	UNTERE/LOWERS	OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS	OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS
GRAZIL			
560	62 64	04 06	04 06
562	66	04 06	04 06
564	60	02 04	02 04
566	62 64	04 06	04 06
UNIVERSELL			
670	62 64	04 06	04 06
672	62 64	04 06	04 06
674	66	06 08	06 08
676	62 64	06 08	06 08
678	66	06 08	06 08
680	60	02 04	02 05
682	62 64	04	04 05

PHYSIOSELECT® TCR		BONSELECT TCR	BONARTIC® TCR
OBERE/UPPERS	UNTERE/LOWERS	OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS	OBERE UND UNTERE/UPPERS AND LOWERS
MARKANT			
780	60	04	04
782	62 64	06 08	06 08
784	60	02 04	02 05
786	62 64	04	04
788	66	04 06	04 06
790	62 64	06 08	06 08
792	66	06 08	06 08

PHYSIOSELECT® TCR Farbsystem/Shade system

16 A–D Farben/Shades: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 Bleach Farben/Shades: BL2, BL4



PHYSIOSELECT® TCR

OBERKIEFER/UPPER JAW
FRONTZÄHNE/ANTERIOR

GRAZIL/DELICATE

560			12.78
	45.58	8.41	
562			13.72
	48.68	9.02	
564			11.55
	41.56	7.48	
566			12.34
	44.10	7.94	


UNIVERSELL/UNIVERSAL

670			12.22
	44.86	8.49	
672			12.04
	44.96	8.20	
674			12.90
	48.06	8.76	
676			11.64
	44.70	8.46	
678			11.65
	48.50	8.64	
680			10.52
	41.14	7.86	
682			11.56
	45.62	8.73	

PHYSIOSELECT® TCR

UNTERKIEFER/LOWER JAW
FRONTZÄHNE/ANTERIORS

MARKANT/VIGOROUS

780			12.44
	42.66	7.87	
782			13.74
	46.94	8.68	
784			10.83
	42.52	7.94	
786			11.62
	45.86	8.56	
788			12.03
	47.54	8.86	
790			13.40
	46.58	8.80	
792			14.43
	50.26	9.44	

60			10.41
	32.90	4.81	
62			11.48
	35.28	5.37	
64			10.77
	36.22	5.42	
66			12.97
	39.56	5.74	

BONSELECT TCR

OBER- UND UNTERKIEFER/UPPER AND LOWER JAW
SEITENZÄHNE/POSTERIOIRS

| 29.80 | | 9.90 |



| 32.43 | | 8.70 |

| 32.09 | | 10.75 |



| 35.30 | | 9.47 |

| 33.43 | | 11.08 |




| 36.48 | | 9.75 |

| 34.94 | | 11.43 |



| 38.07 | | 10.20 |

TOOTHSCOUT APP



WWW.TOOTHSCOUT.DE

Die App ist ein Hilfsmittel für Zahnärzte, Zahntechniker und Prothetiker, das die Auswahl von Zahnformen erleichtert. Typgerecht können so die passenden ästhetischen, natürlich wirkenden Zähne ausgewählt werden.

So einfach geht's.

Nasenflügelbreite mit Hilfe einer Schieblehre messen, in die ToothScout App eingeben und aus einer Vielfalt an Zahnformen auswählen. Wir geben Ihnen die richtigen Referenzen von Oberkieferformen zu Unterkieferformen und den passenden Seitenzähnen. Ob Zahn-zu-Zwei-Zahn oder Zahn-zu-Zahn Aufstellung, es ist alles dabei.

Die ausgewählten Zahnformen können unter dem angelegten Patientenprofil abgespeichert und die Bestellanfrage direkt aus der App per E-Mail an den ausgewählten Händler verschickt werden.

WWW.TOOTHSCOUT.COM

The App is an aid for dentists, dental technicians and prosthodontists, which facilitates the selection of tooth molds. This allows selection of suitable, esthetic teeth with a natural look for every patient.

And it is so simple.

Measure the width of the alar base using a Sliding Caliper, enter the data in the ToothScout App and choose from a variety of tooth molds. We give you the correct references of maxillary molds to mandibular molds and the matching posterior teeth. Whether tooth-to-two-tooth or tooth-to-tooth setup, everything is available.

The selected tooth molds can be saved under the created patient profile and the order enquiry can be sent directly from the app to the selected dealer by e-mail.



Sicherheitshinweise/Safety instructions

- D Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise für CANDULOR Prothesenzähne auf unserer Website: www.candulor.com
- E Please read the safety instructions for CANDULOR denture teeth on our website: www.candulor.com

CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0)44 805 90 00
F +41 (0)44 805 90 90
candulor.com
candulor@candulor.ch

