



Solutions prothétiques Medentika®

CATALOGUE


2026

VOICI MEDENTIKA®			<u>5</u>
INNOVATIONS MEDENTIKA®			<u>13</u>
POINTS MARQUANTS DES PRODUITS			<u>21</u>
INFORMATIONS UTILES			<u>41</u>
Anthogyr	Axiom®* Bone Level	<u>AB Serie</u>	<u>51</u>
	Axiom®* Tissue Level	<u>AT Serie</u>	<u>59</u>
BEGO Implant Systems	Semados®* S/SC/SCX/RS/RSX/RI	<u>BS Serie</u>	<u>73</u>
BioHorizons Camlog	Camlog®*	<u>C Serie</u>	<u>79</u>
	Conelog®*	<u>D Serie</u>	<u>115</u>
	BioHorizons Tapered System	<u>R Serie</u>	<u>377</u>
Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	<u>B Serie</u>	<u>63</u>
Dentium	SuperLine Implantium, Implantium II	<u>DT Serie</u>	<u>129</u>
DENTSPLY SIRONA	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	<u>EV Serie</u>	<u>163</u>
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	<u>S Serie</u>	<u>399</u>
	XiVE®* S	<u>T Serie</u>	<u>421</u>
	ANKYLOS®* C/X	<u>Y Serie</u>	<u>441</u>
HiOssen Implant®*	ET System	<u>OT Serie</u>	<u>363</u>
MEDENTiKA®	PROCONE	<u>C Serie</u>	<u>79</u>
	MICROCONE, QUATTROCONE, QUATTROCONE30	<u>IPS Serie</u>	<u>249</u>
Medentis Medical	ICX®*-Active, ICX®*-Premium	<u>CX Series</u>	<u>107</u>
MegaGen	AnyRidge®*	<u>MG Serie</u>	<u>321</u>
MIS	SEVEN Internal Hex	<u>R Serie</u>	<u>377</u>
Neodent®*	Grand Morse®*	<u>GM Serie</u>	<u>209</u>
NEOSS®*	ProActive®*	<u>NE Serie</u>	<u>353</u>
Nobel Biocare	NobelReplace®*, Replace Select™, NobelSpeedy®* Replace	<u>E Serie</u>	<u>141</u>
	NobelActive®* CC, NobelReplace®* CC, NobelParallel™ CC	<u>F Serie</u>	<u>185</u>
	Brånemark System®*, NobelSpeedy®*, Groovy®*	<u>K Serie</u>	<u>277</u>
OSSTEM Implants	TS System	<u>OT Serie</u>	<u>363</u>
Straumann	Bone Level, Bone Level Tapered	<u>L Serie</u>	<u>291</u>
	BLX, BLC	<u>LX Serie</u>	<u>313</u>
	Tissue Level	<u>N Serie</u>	<u>333</u>
T-Plus Implant Tech	A+ Implant, ST Implant	<u>OT Serie</u>	<u>363</u>
ZimVie*	Biomet 3i Certain®* Internal Connection	<u>H Serie</u>	<u>217</u>
	Biomet 3i External Hex	<u>I Serie</u>	<u>237</u>
	Zimmer Tapered Screw-Vent®*	<u>R Serie</u>	<u>377</u>
Novaloc® und Optiloc®			<u>453</u>

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

Outils	<u>461</u>
Accessoires	<u>471</u>

MEDENTIKA® – AU-DELÀ DES
SOLUTIONS ORIGINALES.



VOICI MEDENTiKA®

Medentika fournit aux techniciens dentaires et aux dentistes des implants et des solutions prothétiques conçus avec précision, qui sont durables et entièrement compatibles avec tous les principaux systèmes implantaires, et le tout à un prix abordable.

Chez Medentika, nous sommes plus qu'un fabricant – nous sommes votre partenaire dans la réussite. Nos solutions innovantes, nos produits fabriqués avec précision et notre engagement à satisfaire nos clients garantissent que vous disposez des outils dont vous avez besoin pour exceller en dentisterie implantaire et prothétique.



Principal fabricant de produits compatibles

Compatible avec tous les principaux systèmes implantaires.



Made in Germany

Une longue tradition d'ingénierie de précision et de production industrielle.



UNE Passion pour la précision

Un engagement envers le perfectionnement des produits et la mise à disposition des innovations technologiques.



Garantie à vie

Garantie à vie pour les prothèses et les implants. Une sécurité et une fiabilité maximale pour votre sérénité.

AU-DELÀ DES SOLUTIONS ORIGINALES

LE MOT « ORIGINAL » VIENT DU LATIN ET SIGNIFIE « LE PREMIER » OU « LA SOURCE ». UNE SOLUTION ORIGINALE EST DONC UN PROTOTYPE À PARTIR DUQUEL QUELQUE CHOSE ÉMERGE ET ÉVOLUE. AT MEDENTIKA®, NOUS ALLONS PLUS LOIN QUE LES SOLUTIONS PROTHÉTIQUES ORIGINALES.



Nous considérons les composants d'origine comme une difficulté. Une démarche consistant à simplement copier un produit ou un système existant serait inutile et peu motivante. Les composants d'origine doivent être améliorés et perfectionnés, sinon nous utiliserions encore des téléphones à cadran rotatif plutôt que des smartphones. L'objectif de Medentika est de fournir des solutions prothétiques repensées. À cette fin, nous analysons les constructions et les qualités des matériaux des différents fabricants, nous tenons compte de l'expérience pratique des utilisateurs et, dans la mesure du possible, nous optimisons la conception. Le cas échéant, nous affinons les propriétés mécaniques dans nos usines de production et garantissons une compatibilité et une précision totales.



NOUS FOURNISSONS
DES SOLUTIONS
PROTHÉTIQUES
REPENSÉES.

C'est ainsi que nous allons au-delà des solutions prothétiques originales. Notre engagement de qualité est inébranlable. Mais cela ne nous empêche pas d'offrir des produits plus rentables que d'autres fabricants. Nous veillons à ce que ces économies profitent directement à nos clients. Bien que cela puisse paraître inattendu, notre réussite valide constamment notre approche.

À ce jour, des millions de piliers Medentika ont été vendus dans le monde. Notre gamme de produits est désormais distribuée dans plus de 50 pays. Nous sommes transparents et attachons beaucoup d'importance à nos nombreux partenariats de coopération avec de grandes entreprises dentaires renommées.

CONÇU POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

A man with glasses and a dark shirt stands with his arms crossed in a dental laboratory setting, with various dental equipment visible in the background.

TOUS LES PRODUITS ET
COMPOSANTS MEDENTIKA®
SONT FABRIQUÉS EN
ALLEMAGNE ET RÉPONDENT
À DES NORMES DE QUALITÉ
STRICTES, DE SORTE QUE
NOUS POUVONS OFFRIR UNE
GARANTIE À VIE POUR VOTRE
SÉRÉNITÉ.

Lorsque vous choisissez les composants Medentika, vous avez la garantie de travailler avec une marque réputée, qui attache une grande importance à la qualité et la satisfaction de ses clients. Notre garantie à vie couvre non seulement la qualité et la durabilité de nos piliers Medentika et MedentiCAD, mais également les implants d'autres fabricants utilisés avec nos piliers – implants pour lesquels nous avons approuvé la compatibilité.



GARANTIE À VIE
UNE SÉCURITÉ ET UNE
FIABILITÉ MAXIMALE POUR
VOTRE SÉRÉNITÉ.

Vous trouverez les conditions de notre garantie sur le site web www.medentika.com

Cette garantie étendue est particulièrement utile, car d'autres fabricants peuvent ne pas couvrir leurs implants s'ils sont utilisés avec un pilier Medentika. Grâce à notre garantie étendue, vous pouvez être sûr que votre investissement dans les implants et piliers dentaires est protégé à long terme.

GARANTIE À VIE

POUR UNE SÉCURITÉ ABSOLUE
ET UNE FIABILITÉ MAXIMALE

Medentika reconnaît que votre réussite est notre réussite. Notre programme de garantie complet protège à la fois le dentiste et le laboratoire.



NOUS VOULONS QUE NOS CLIENTS UTILISENT
NOS PRODUITS EN TOUTE CONFIANCE :



Garantie à vie

Nous offrons une garantie prothétique à vie* sur nos piliers en titane, y compris la vis



Pour nos implants Medentika :
Remplacement par un implant équivalent**



Protection élargie des implants

Si un fabricant d'implants refuse de couvrir la garantie de son implant lorsqu'il est utilisé avec un pilier Medentika, nous offrirons les mêmes conditions de garantie.

Nos produits, y compris nos implants et nos solutions prothétiques, sont soumis à des contrôles de qualité stricts et certifiés aux normes les plus rigoureuses au monde :

- ISO, CE, RDM (Réglementation relative aux dispositifs médicaux)
- Health Canada,
- FDA (Food and Drug Administration), et
- MDSAP (Medical Device Single Audit Program).



*Garantie de 3 ans (Pilier MedentiLOC™, remplacement par un pilier MedentiLOC™ équivalent)

*Garantie de 10 ans (Pilier Novaloc®/Optiloc®, remplacement par un pilier Novaloc®/Optiloc® équivalent)

*À l'exception des parties femelles et des inserts, en raison de l'usure naturelle à laquelle ils sont soumis.

**Chaque cas relatif à la garantie de l'implant MINICONE sera examiné en raison de son système de rétention prothétique intégré et de l'éventuelle abrasion associée.

CENTRE DE FORMATION ET D'ÉDUCATION MEDENTIKA®



MedentiTEC
TRAINING & EDUCATION CENTER



VENEZ PARTAGER NOTRE ENGAGEMENT
À AMÉLIORER LES NORMES DES SOINS
DENTAIRES EN SUIVANT UNE
FORMATION CONTINUE.

PLONGEZ AU COEUR DE L'INNOVATION ET DE L'ÉDUCATION CHEZ MEDENTIKA®

MedentiTEC, le centre de formation et d'éducation de Medentika, est dédié à la formation continue et au développement professionnel des acteurs du domaine dentaire. Avec des locaux Ultra modernes et un large éventail de formation et d'ateliers, le centre offre une excellente plate-forme pour les dentistes, les techniciens dentaires et les autres professionnels pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences à tous les niveaux.

Situé directement au-dessus de notre zone de production, le centre offre un aperçu direct de la production en cours grâce aux immenses murs de verre qui l'entourent.

Nos programmes de formation sont conçus pour vous permettre de rester à la pointe de l'innovation dentaire. Nous proposons une formation complète adaptée aux besoins de votre cabinet et reflétant les progrès dans le domaine. Notre objectif est de vous doter des compétences pour fournir des prestations exceptionnelles à vos patients.





LE SITE DE PRODUCTION DE MEDENTIKA® A TRIPLÉ SA CAPACITÉ

QUALITÉ ET PRÉCISION ALLEMANDES

Chez Medentika, l'ensemble de nos produits et composants sont fabriqués en Allemagne et satisfont à des normes de qualité rigoureuses. En 2020, nous avons ouvert un site de production ultra moderne à Calw, au cœur de la Forêt-Noire.

Ces locaux renforcent nos capacités de production et reflètent l'importance que nous accordons à l'innovation et à la précision. Notre site est situé dans une région connue pour son ingénierie, à proximité de grandes entreprises horlogères et automobiles, telles

que Mercedes et Porsche. Cet environnement soutient notre objectif de fournir des solutions prothétiques fiables et bien conçues.

En 2025, Medentika a agrandi ses usines de production de 9 000 mètres carrés supplémentaires, renforçant ainsi notre capacité à répondre à la demande mondiale croissante. Cette croissance reflète notre engagement continu envers l'innovation, l'efficacité et la prestation de solutions de haute qualité aux professionnels dentaires du monde entier.



CLIQUEZ OU
SCANNEZ-MOI

Regardez la vidéo de nos locaux Ultra modernes et observez nos ingénieurs compétents à l'œuvre.

 **MEDENTIKA®**
A Straumann Group Brand

INNOVATIONS MEDENTIKA®

EN TANT QUE LEADER DANS LE SECTEUR, MEDENTIKA® EST À L'ORIGINE DE LA CRÉATION DES COMPOSANTS INNOVANTS SUIVANTS. CES INVENTIONS ONT PERMIS DE METTRE SUR LE MARCHÉ DES SOLUTIONS PLUS PRATIQUES ET D'ÉTABLIR DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE SOINS DENTAIRES.

2007

Base en titane

Le pionnier : première base en titane sur le marché.



2018

Base en titane ASC Flex

Flexibilité maximale grâce à un puits de vissage angulé, quatre hauteurs de fût variables et un profil d'émergence optimisé et mince.



2007

2011

2013

2016

2018



2011

Base en titane 2^e génération

Avec ses deux hauteurs de fût et son profil d'émergence adapté, elle offre une plus grande polyvalence.

2013

Pilier PreFace

Le produit numérique révolutionnaire – disponible en CoCr ou en titane.



2016

Novaloc® Optiloc®

Grande durabilité, grande flexibilité et manipulation simple.



NOUVEAU



2025

MedentiWINGS

Révolutionner le scannage intra-oral pour les arcades complètes et les cas complexes avec un flux de travail rentable et garantissant la précision.



2024

Nouvelle conception de scanbodies (-SB) et scanbody RevEX™

L'efficacité et la précision des performances séduisent les professionnels dentaires à la recherche de flux de travail simplifié.

2025

Base en titane SSC Flex & Base en titane SSC Flex Molar

Solutions polyvalentes pour des restaurations dentaires plus réussies.



2024



2024

Novaloc® / MedentiLOC™ Digital

Précision numérique pour les prothèses amovibles.

2025



2025

Implants de laboratoire CFAO-CS

Conçu pour un positionnement précis et sûr pour des modèles stables et fiables.

EXCELLENCE DENTAIRE AVEC LES COMPOSANTS MEDENTIKA® POUR FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES


BIENVENUE DANS LE FUTUR DE LA DENTISTERIE

En tant que pionniers de la dentisterie numérique, nous nous engageons à transformer la prestation des soins dentaires et l'expérience des patients.

Avec notre technologie de pointe et à nos solutions innovantes, nous permettons aux professionnels dentaires de gagner en précision et en efficacité, pour la plus grande satisfaction de leurs patients.

Que vous cherchiez à simplifier vos flux de travail, à améliorer les résultats de vos traitements ou l'expérience de vos patients, Medentika est votre partenaire de confiance à chaque étape avec ses composants pour flux de travail numériques.

Rejoignez-nous pour un parcours au-delà de la dentisterie classique et découvrez les possibilités illimitées de l'innovation numérique pour transformer les sourires et les vies.



Efficacité

Un flux de travail numérique unique compatible avec plus de 100 connexions d'implants



Flexibilité

Une gamme complète de prothèses pour répondre à tous les besoins



Intégrité


Des bibliothèques CFAO constamment mises à jour et accessibles



Confiance

Une confiance à vie dans l'ingénierie allemande de haute précision et 20 ans d'expertise

AMÉLIORER LA PRÉCISION ET LA
SATISFACTION DES PATIENTS. AVEC
MEDENTIKA®, OFFREZ DES SOINS
DE QUALITÉ EN TOUTE CONFIANCE.



LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

Les systèmes implantaires
et les solutions prothétiques
Medentika® sont inclus dans
tous les principaux logiciels
de planification.

SCANBODIES



Au niveau de l'implant



Au niveau du pilier



Novaloc® /
MedentiLOC™



RevEX™



MedentiWINGS

Les systèmes implantaires
et les solutions prothétiques
Medentika® sont inclus dans
tous les principaux logiciels
de conception.

PLAN



SCAN



CONCEPTION



coDiagnostiX®

exocad

3shape

PLANMECA

smOp
powered by swissmeda

Dentsply
Sirona

Carestream
DENTAL

Zirkonzahn
Human Zirconium Technology

blenderfordental

... et bien d'autres encore



Caméras intra-orales



Scanners de laboratoire

AMANNGIRRBACH

exocad

3shape

PROMADENT
Quality Dentalware

hypocad

dental wings
A Straumann Group Brand

blenderfordental

CARES® Visual

... et bien d'autres encore

IMPLANTS DE LABORATOIRE



CFAO-CS



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

PILIERS CATALOGUES



Base en titane SSC Flex



Base en titane ASC Flex



Base en titane 2^e génération



Multi-unit / MedentiBASE



Novaloc® / MedentiLOC™

USINAGE CENTRALISÉ



Pilier personnalisé



Pilier personnalisé SA

USINAGE LOCAL



Pilier PreFace



Pilier TI-Forms

MODÈLE



PROTHÈSE DÉFINITIVE



Impression 3-D

Dentsply
Sirona

imes-icore®
Dental & Medical Solutions

vhf

YENADENT

ivoclar

röders
TEC

DGSHAPE
A Roland DG Group Company



... et bien d'autres encore

BIBLIOTHÈQUES CFAO



CLIQUEZ OU
SCANNEZ-MOI

VÉRIFIEZ LES BIBLIOTHÈQUES
MISES À JOUR POUR LES
NOUVEAUX PRODUITS



Des flux de travail simplifiés pour une plus
grande productivité et de meilleurs
résultats pour les patients



Conçu pour améliorer votre flux de travail
numérique



Entièrement compatible avec 3Shape
Dental System et exocad




TROUVEZ LA BIBLIOTHÈQUE CFAO APPROPRIÉE ET
EXPLOREZ NOTRE VASTE COLLECTION DE TUTORIELS



CLIQUEZ OU
SCANNEZ-MOI





POINTS MARQUANTS DES PRODUITS

NOUVELLE CONCEPTION DE SCANBODIES

CONÇUE POUR LA PRÉCISION
ET LA DURABILITÉ.



**Compatible avec les caméras
intra-orales et les scanners de
laboratoire**



Marquage laser
Pour l'identification aisée de la
compatibilité des implants



**Traitement de surface non
réfléchissant spécial**
Élimine le besoin d'utiliser une
vaporisation ou une poudre de
scannage



Performance fiable
Parfait pour les professionnels
dentaires recherchant des flux
de travail simplifiés



NOUVELLE CONCEPTION AMÉLIORÉE DES SCANBODIES (-SB)

Nettoyable et stérilisable

Puisqu'ils sont stérilisables,
ils peuvent être utilisés pour
de nombreux scannages

Diamètre réduit

Plus d'espace pour
les dents adjacentes

La nouvelle conception
de scanbodies Multi-unit
Medentika est désormais
disponible pour toutes
les séries.



Bords arrondis

Prise en charge de la
précision du scannage
dans les logiciels de CFAO

Corps plus haut

Parties plus visibles pour
la caméra intra-orale

Conception prolongée et contournée *

Pour la gestion du profil d'émergence
(pression réduite sur les tissus mous,
impact limité sur les tissus durs en cas
de surcroissance osseuse, permettant
un positionnement définitif adéquat à
l'intérieur de l'implant)

*Cette partie du scanbody peut varier
légèrement d'une série à une autre pour
correspondre à l'implant individuel.



SCANNEZ OU CLIQUEZ
POUR ACCÉDER À NOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE

À noter : MedentiWINGS sont compatibles avec le nouveau modèle de scanbody de Medentika (-SB). Pour chaque scanbody / ScanPost utilisé, veuillez à sélectionner et à utiliser la bibliothèque numérique correspondante afin de garantir des résultats précis et réussis.

MEDENTIWINGS

SIMPLIFIEZ LE SCANNAGE DES CAS ÉDENTÉS.

MedentiWINGS est un nouveau produit de la gamme Medentika, conçu pour garantir la précision et éviter tout problème lors du scannage intraoral.

MedentiWINGS permet de connecter des scanbodies éloignés afin de fournir plus de points de référence, particulièrement pour les cas édentés.



Améliore la qualité des scans



Réduit le nombre de reprises et de rescannages



Permet un meilleur ajustement de la prothèse




Utilisé avec les nouveaux scanbodies métalliques Medentika



Permet d'utiliser un flux de travail numérique rentable avec une flexibilité totale



Disponible en cinq configurations pour un ajustement optimal à la situation clinique de chaque patient



Lien vers le guide utilisateur



CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR PLUS DE DÉTAILS

À noter : Pour chaque scanbody / ScanPost utilisé, veuillez à sélectionner et à utiliser la bibliothèque numérique correspondante afin de garantir des résultats précis et réussis.

NOVALOC® / MEDENTILOC™ DIGITAL

PRÉCISION NUMÉRIQUE POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES

Novaloc® / MedentiLOC™ Digital représente notre innovation qui fait passer la prothèse amovible dans l'ère numérique de la dentisterie.

Ce flux de travail entièrement numérique comprend des scanbodies pour piliers Novaloc® et MedentiLOC™, des analogues repositionnables en titane stérilisables et des vis de fixation, tous conçus pour la précision et l'efficacité.

La bibliothèque disponible pour 3Shape et exocad simplifie le stockage et le partage des données, élimine la nécessité d'utiliser des matériaux d'empreinte classique et réduit le nombre de visites avec les patients. Novaloc® / MedentiLOC™ Digital est un outil polyvalent et indispensable pour les cabinets dentaires modernes. Il est compatible avec les principaux systèmes de scannage intra-oral.

CLIQUEZ OU SCANNEZ
POUR PLUS DE DÉTAILS



exocad
Flux de travail numérique
dans exocad



3Shape
Flux de travail numérique
dans 3Shape

FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER

1 Scannage au
niveau du pilier

2 Conception de
la prothèse

3 Fabrication de
la prothèse



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER AVEC MODÈLE IMPRIMÉ

1 Scannage au
niveau du pilier

2 Conception de
la prothèse

3 Conception
du modèle

4 Fabrication
du modèle

5 Fabrication de
la prothèse

SCANBODY REVEX™

NUMÉRISEZ VOS RESTAURATIONS D'ARCADE COMPLÈTE

Simplifiez votre flux de travail avec le scanbody RevEX™ pour réaliser des restaurations d'arcade complète avec précision.

Cette solution innovante permet le scannage extra-buccal des prothèses provisoires et la transmission numérique de l'occlusion correspondante, éliminant ainsi la nécessité d'une prise d'empreinte classique et d'un processus d'enregistrement de l'occlusion.

3 VISITES AU LIEU DE 5

Technique analogue de référence



1^{ère} visite
Empreinte



2^e visite
Relations entre les mâchoires



3^e visite
Montage esthétique



4^e visite
Essai de la structure



5^e visite
Livraison

Numérique avec scanbody RevEX™



1^{ère} visite
Empreinte numérique et relation entre les mâchoires



2^e visite
Essai du prototype et du gabarit de vérification



3^e visite
Livraison

Passez au numérique

Passage sans effort aux empreintes numériques avec un minimum d'étapes.

Gagnez du temps

Réduction de la durée du traitement avec RevEX™ (3 visites contre 5).

Un plus grand confort

Élimine la nécessité d'utiliser des porte-empreintes encombrants pour le confort du patient.

Maintenir l'occlusion

Transfert d'une position d'occlusion existante.

Bon rapport coût-efficacité

RevEX™ permet de réaliser des économies de temps et d'argent avec moins de visites et aucun équipement supplémentaire nécessaire.

Intégration homogène

Fonctionne avec vos scanners existants – aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire.

Scanbodies durables

Les scanbodies RevEX™ métalliques sont réutilisables à long terme.



NOUVELLE CONCEPTION D'IMPLANTS DE LABORATOIRE CFAO-CS

DÉCOUVREZ LA SUITE

Conçus par des spécialistes pour une intégration transparente dans votre flux de travail numérique, nos nouveaux implants de laboratoire CFAO sont dotés d'un dispositif de vissage par le bas conçu avec précision pour un positionnement exact et stable dans les modèles. Une fois insérés, les analogues restent fermement en place, ce qui élimine le besoin d'ajustements.

En outre, ils disposent d'un dispositif d'encliquetage, offrant aux clients un double système de sécurité.



Efficacité

Gestion simplifiée des inventaires pour faciliter vos procédures.



Précision

Garantit un positionnement précis et minimise les micro-mouvements.



Flexibilité

Doté d'un dispositif de vissage par le bas et d'encliquetage.



NOUVEAUTÉS EN 2025

Code couleur et marquage laser pour une identification facile

Taille compacte pour éviter les collisions avec les implants adjacents

Dispositif d'encliquetage

Une seule vis à tête fraisée et un seul instrument de vissage pour toutes les séries

Fabriqué en titane de grade 5



VIS À TÊTE FRAISÉE UNIVERSELLE AVEC INSTRUMENT DE VISSAGE HEX 1.26

**COMPATIBLE AVEC TOUTES LES SÉRIES MEDENTIKA POUR UNE
MANIPULATION AISÉE AVEC PLUSIEURS CONNEXIONS D'IMPLANTS.**



Pour insérer et encliqueter l'implant de laboratoire CFAO-CS dans le modèle, veuillez utiliser l'instrument de vissage correspondant.



Pour fixer la vis à tête fraisée, seul l'instrument de vissage Hex 1.26 est nécessaire.



UN OUTIL – PLUSIEURS
SYSTÈMES.

BASE EN TITANE SSC FLEX

S'appuyant sur la technologie avancée de l'ASC Flex, et grâce à ses caractéristiques améliorées, la base SSC Flex* en titane permet à notre gamme de bases en titane d'atteindre de nouveaux sommets. Avec son puits de vissage droit et sa plus grande flexibilité pour les restaurations unitaires et avec bridges, elle est disponible en version indexée et non indexée. Sa conception innovante comprend plus d'options de hauteur gingivale et une cheminée découpable plus haute pour la personnalisation.



NOUVEAU EN 2025,
BIENTÔT DISPONIBLE
POUR TOUTES LES
SÉRIES

Vis d'origine et instrument de vissage

Compatible avec les vis et tournevis d'origine.

Hauteur de fût de collage personnalisée

Bien que la hauteur du fût de collage de 8,0 mm puisse également soutenir des restaurations élevées, elle peut être réduite à 7,0/6,0/5,0/4,0 mm dans certains cas.

NOUVEAU

Verrouillage indexé

Conçu pour empêcher les mouvements de rotation non souhaités de la couronne.

Une hauteur gingivale plus importante

Une hauteur maximale allant jusqu'à 3,0 mm** pour plus de flexibilité.



* Puits de vissage droit



OFFRANT DES TÊTES DE VIS D'ORIGINE ET UNE COMPATIBILITÉ AVEC LES PRINCIPALES CONNEXIONS D'IMPLANTS, LA SSC FLEX EN TITANE ÉTABLIT UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE RESTAURATION DENTAIRE.



►► NOUVEAU

Rainures

Conçues pour augmenter les forces de rétention indispensables à la stabilité de la couronne.

Plus d'options de hauteur de gencive pour les bases rotatives en titane**


Pour une gamme plus diversifiée de restaurations avec bridges et barres.

Col légèrement conique

Plate-forme légèrement conique pour maintenir le matériau de fixation et réduire ainsi l'espace de liaison dans la région gingivale transitoire.

Profil d'émergence optimisé

Pour une gamme plus diversifiée de restaurations avec bridges et barres.



** tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans toutes les séries. Consultez notre catalogue pour obtenir plus d'informations.

BASE EN TITANE SSC FLEX MOLAR



CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR LES
COURONNES DE LARGES MOLAIRES



*Comparé à notre base en titane SSC Flex

PAS DE SABLAGE NÉCESSAIRE

GAGNEZ DU TEMPS SANS SACRIFIER LA RÉTENTION

Le nouveau design des rainures de la base en titane SSC Flex est conçu pour une rétention mécanique optimale – sans nécessiter de sablage.

Contrairement aux piliers classiques qui nécessitent un traitement de surface pour améliorer le scellement, la SSC Flex comporte des micro-rainures conçues avec précision qui garantissent une rétention élevée.


Cela permet d'éliminer une étape de traitement supplémentaire, de réduire le temps de préparation et de garantir des résultats fiables sans risque de traitement excessif ou de dommage.

- Pas de sablage nécessaire
- Flux de travail plus rapide
- Rétention mécanique constante
- L'intégrité de la surface reste intacte



LA BASE EN TITANE SSC FLEX
ASSURE UNE RÉTENTION
FIABLE SANS AVOIR À
RECOURIR À UN SABLAGE.

RÉTENTION FIABLE – EN TOUTE SIMPLICITÉ



Base en titane SSC Flex
présente une plus grande rétention sans sablage par rapport à la base en titane de 2^e génération ayant subi un sablage.

BASE EN TITANE ASC FLEX

INGÉNIERIE DE PRÉCISION POUR LES CAS PROTHÉTIQUES COMPLEXES DANS LA ZONE ESTHÉTIQUE

Ce modèle de pointe a été méticuleusement conçu pour des puits de vissage angulés, adaptés pour vos cas prothétiques complexes dans la zone esthétique.

Versions indexées et non indexées disponibles.*

ASC : Puits de vissage angulé



* tous les produits ne sont pas toujours disponibles dans toutes les séries.
Consultez notre catalogue pour obtenir plus d'informations.

Instrument de vissage Tête sphérique Torx


Permet une angulation allant jusqu'à 25°.
Garantit un serrage facile et fiable.

Puits de vissage

Compatible avec des puits de
vissage angulés et droits.

Col légèrement conique

Plate-forme légèrement conique
pour maintenir le matériau de
fixation et réduire ainsi l'espace de
liaison dans la région gingivale
transitoire.



SUPPORTS ET PILIERS PREFACE

FAITES PASSER VOTRE CABINET AU NIVEAU
SUPÉRIEUR EN RÉALISANT LA PRODUCTION
PRÉCISE DE VOS PILIERS EN INTERNE

En réduisant les délais d'usinage grâce à deux options de diamètre, les piliers PreFace offrent une flexibilité et une précision de conception exceptionnelles, ainsi qu'une efficacité optimale.



LA GAMME MEDENTiKA®
PREFACE VOUS PERMET DE
PRENDRE EN CHARGE ET DE
LANCER VOTRE PRODUCTION
DE PILIERS EN INTERNE.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA POLYVALENCE ET DE LA
PRÉCISION AVEC LES PILIERS MEDENTiKA® PREFACE :



Liberté de conception maximale

Choisissez parmi deux diamètres de bloc (11,5 mm et 16 mm) pour créer facilement une large gamme de solutions de piliers personnalisées.



Conception simplifiée

La conception spéciale permet de personnaliser facilement le profil d'émergence, afin de satisfaire vos besoins spécifiques.



Connexion précise

Connexion implant-pilier pré-fabriquée de haute précision avec la garantie Medentika.



Matériaux disponibles

Choisissez entre deux matériaux biocompatibles (titane ou CoCr) pour répondre à vos besoins spécifiques.

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTION AVEC LES SUPPORTS POUR PILIERS PREFACE

La conception innovante monobloc des supports pour piliers PreFace est conçue pour garantir une grande précision. Ces supports offrent de nombreux avantages :



Flux de travail simplifié

Usinez jusqu'à six blocs en même temps lors d'un même processus pour réaliser des économies de temps considérables.



Réduction du nombre de composants

Une conception simple avec moins de pièces minimise les erreurs de production et réduit les coûts.



Fixation simplifiée du pilier

Fixez le pilier avec une seule vis pour un flux de travail rapide et efficace.



Protection renforcée

Comme pour les piliers PreFace, la conception du support pour pilier protège l'interface de l'implant pendant le serrage.



Investissement rentable

La conception simple élimine la nécessité d'utiliser des pièces onéreuses soumises à l'usure, faisant des supports pour piliers PreFace un investissement intéressant.



GAMME MEDENTIKA® PREFACE – FABRIQUÉE
AVEC PRÉCISION ET INNOVATION.
DÉBLOQUEZ UN MONDE DE POSSIBILITÉS
ET FAITES PASSER VOTRE PRODUCTION DE
PARTIES SECONDAIRES AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

PILIER MULTI-UNIT

DES SOLUTIONS POLYVALENTES POUR LES CONFIGURATIONS PROTHÉTIQUES COMPLEXES

En offrant un éventail d'angulations et de hauteurs gingivales pour corriger l'alignement des implants, et assurant ainsi un positionnement précis et la stabilité de la prothèse, nos piliers Multi-unit sont conçus pour être polyvalents.

En répartissant uniformément les forces occlusales sur plusieurs implants, ils offrent un soutien fiable pour une plus grande réussite à long terme.

LES PILIER MULTI-UNIT SONT
DISPONIBLES AVEC DEUX
ANGULATIONS : 17° ET 30°.

Options de traitement

Divers composants prothétiques sont disponibles pour les différentes options de traitement.

Hauteur gingivale

Les piliers Multi-unit sont disponibles en diverses hauteurs gingivales.




Connexion d'implant

Compatible avec les connexions
d'implants des principaux
fabricants d'implants.

INSTRUMENT DE VISSAGE

La vis de bridge fournie présente la fente éprouvée pour l'instrument de vissage Ball-Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.



COIFFE EN TITANE FLEX

La coiffe en titane Flex offre une hauteur de fût de collage variable. La hauteur de fût de collage de 14,5 mm est également compatible avec les restaurations présentant une hauteur importante, qu'il s'agisse d'une restauration provisoire ou définitive. Toutefois, elles peuvent être raccourcies individuellement par incréments de 2 mm à 4,5 mm. Les différentes hauteurs de fût de collage sont définies dans la bibliothèque CFAO.



BASE EN TITANE DROITE ET ASC

Pour les implants mal positionnés ou les cas difficiles d'un point de vue esthétique, le puits de vissage peut être déplacé vers la région non visible.

►► NOUVEAU



SCANBODY

Scanbody Multi-Unit pour prise d'empreintes de piliers droits et angulés Multi-Unit.

►► NOUVEAU



IMPLANTS DE LABORATOIRE CFAO-CS

Pour une utilisation lors de l'élaboration de modèles numériques (modèles d'impression).

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES AMOVIBLES



NOVALOC®

PILIERS NOVALOC®

Le pilier Novaloc® fournit une surface presque sans usure, lisse comme un miroir, qui est presque aussi dure que le diamant. La plus petite ouverture possible au niveau de la tête empêche l'accumulation de résidus alimentaires.

Les piliers Novaloc® sont disponibles en version droite et angulée, ainsi qu'en différentes hauteurs gingivales.

SYSTÈME DE PARTIE FEMELLE NOVALOC®

Le système de partie femelle Novaloc® avec sa technologie de pointe est un connecteur préfabriqué pour la rétention de restaurations amovibles sur les piliers MedentiLOC™ et Novaloc®. Le boîtier de partie femelle est disponible en titane ou en PEEK couleur neutre.



NOUVEAU



SCANBODIES NOVALOC®*

Le scanbody en PEEK Novaloc® est compatible avec tous les principaux systèmes et logiciels CFAO, permettant de l'intégrer facilement dans des flux de travail existants. Il s'agit d'un composant unitaire, permettant une manipulation facile pendant le scannage.

Analogue CFAO Novaloc®

L'analogue CFAO Novaloc® est conçu pour s'adapter facilement dans un modèle imprimé 3D avec un clic audible. Une vis à tête fraisée garantit un ajustement précis et sûr, alors que le matériau en titane hautement résistant peut être réutilisé et même raccourci, permettant de réaliser des économies de matériau lors de l'impression des modèles en résine. Les analogues Novaloc® sont disponibles en paquets de 4 et de 10 unités.

*Le scanbody Novaloc® est également compatible avec le pilier MedentiLOC™ et l'analogue Novaloc® peut également être utilisé à l'intérieur du modèle pour représenter le pilier MedentiLOC™.

OPTILOC®

PILIERS OPTILOC®

Le pilier Optiloc® associe les avantages du pilier Novaloc® avec l'espace minimal requis pour une fixation boule. Il fournit une surface sans usure, lisse comme un miroir, qui est presque aussi dure que le diamant. Les piliers Optiloc® sont disponibles en cinq hauteurs gingivales différentes.




SYSTÈME DE MATRICE OPTILOC®

Le système de partie femelle Optiloc® avec sa technologie de pointe est un connecteur préfabriqué pour la rétention de restaurations amovibles sur des piliers Optiloc®. Le boîtier de partie femelle est disponible en titane ou en PEEK couleur neutre. La taille minimale offre des avantages considérables. Les inserts de rétention sont fabriqués en PEEK, un plastique haute performance, avec une extrême précision et, grâce à leur conception brevetée innovante, peuvent absorber la pression latérale de façon optimale.



PILIERS MEDENTILOC™

Le pilier MedentiLOC™ est très précis et compatible avec le système de parties femelles Novaloc®. Le pilier MedentiLOC™ est une alternative particulièrement rentable à la rétention d'overdentures. Cette approche simple avec l'option d'administrer le traitement dans le fauteuil du dentiste est une caractéristique remarquable du pilier MedentiLOC™. Les piliers MedentiLOC™ sont disponibles en version droite et angulée, ainsi qu'en différentes hauteurs gingivales.





INFORMATIONS UTILES

DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR GINGIVALE

Dans ce catalogue, vous trouverez deux hauteurs gingivales différentes.

- La première dimension montre la HG 1 **1** dans le schéma.
- La deuxième dimension est HG 2 **2**.


Exemple d'informations contenues dans le catalogue :

**Pilier Multi-Unit
angulé à 17 °**


- Titane de grade 5 KV
- conditionné stérile
- avec vis de pilier
- Couple recommandé : 15 Ncm

Connexion d'implant		/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Hauteur gingivale (mm)		1,1/2,5	2,1/3,5	4,1/5,5
Instrument de vissage		Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Référence		Y 8100X	Y 8101X	Y 8102X


PILIERS MULTI-UNIT



PILIERS NOVALOC®



PILIERS MEDENTILOC™



GUIDE RAPIDE SUR L'INSTRUMENT DE VISSAGE

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UN GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE NOS PILIERS ET DE LEURS INSTRUMENTS DE VISSAGE CORRESPONDANTS.


	Pilier	Angulation	Instruments de vissage compatibles
	Base en titane SSC Flex	Droit	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Pilier standard/ Pilier massif	Droit / Angulé	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Base en titane ASC Flex	Droit	Instrument de vissage Ball-Torx 6-13-06 M 03-8 M 10-8
	Base en titane 2 ^e génération	Droit	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Pilier PreFace en titane / CoCr	—	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Pilier MedentiBASE	Droit	Instrument de vissage de pilier MedentiBASE M 11-6
	Pilier Multi-unit	Droit	Instrument de vissage pour pilier Multi-unit droit M 11-11
	Pilier Multi-unit	Angulé	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Partie mâle à visser Multi-unit MedentiLOC™ / Novaloc®	—	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	MedentiLOC™	Droit	Instrument de vissage Hex 1.26 M 03-1 M 09-1 M 10-1 M 11-1
	MedentiLOC™	Angulé	Instrument de vissage Ball Hex M 03-7 M 10-7
	Novaloc®	Droit	Instrument de vissage Medentika correspondant ou instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif
	Novaloc®	Angulé	Instrument de vissage Ball-Torx 6-13-06 M 03-8 M 10-8
	Optiloc®	Droit	Instrument de vissage Optiloc® M 59 M 79

GUIDE RAPIDE SUR LES SCANBODIES

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UN GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE SUR LA COMPATIBILITÉ DE NOS SCANBODIES AVEC LES CODES DES ARTICLES.

Système implantaire		Gamme d'implants	Interface	Scanbody	Diamètre	
Marques Straumann Group	MEDENTiKA®	MICROCONE	Multi-unit	0-31-21	4.5 ■	
			MedentiBASE	0-28-23	3.7 ▲	
			NI	1-09-11	3.7 ▲	
			RI	2-09-25	4.0 ●	
		QUATTROCONE	Multi-unit	0-31-21	4.5 ■	
			MedentiBASE	0-28-23	3.7 ▲	
			RI	2-09-25	4.0 ●	
			AI	4-09-02	4.5 ■	
		PROCONE	Multi-unit	C 8500-SB	4.5 ■	
			MedentiBASE	C 4900-SB	3.7 ▲	
			D 3.3	C 1400-SB	3.7 ▲	
			D 3.8	C 1410-SB	4.0 ●	
			D 4.3	C 1420-SB	4.5 ■	
			D 5.0	C 1430-SB	5.0 ⬠	
			D 6.0	C 1430-SB	5.0 ⬠	
		Straumann	Bone Level et Bone Level Tapered	Multi-unit	L 8500-SB	4.5 ■
				MedentiBASE	L 4900-SB	3.7 ▲
				SC	L 1420-SB	3.7 ▲
				NC	L 1400-SB	4.0 ●
				RC	L 1410-SB	4.5 ■
			Tissue Level	Multi-unit	N 8500-SB	4.5 ■
	MedentiBASE			N 4900-SB	3.7 ▲	
	MedentiBASE			NNC 4900-SB	3.7 ▲	
	NNC			N 1430-SB	3.7 ▲	
	RN			N 1410-SB	5.0 ⬠	
	WN			N 1420-SB	5.5 ▲	
	BLX / BLC		RB/WB	LX 1400-SB	4.0 ●	
Anthogyr	Axiom®* Bone Level		D 3.4-5.2	AB 1400-SB	3.7 ▲	
	Axiom®* Tissue Level		N	AT 1400-SB	4.0 ●	
			R	AT 1410-SB	5.0 ⬠	
Neodent®*	Grand Morse®*		D 3.5-5.0	GM 1400-SB	4.0 ●	

* est une marque déposée d'une tierce partie indépendante



Système implantaire	Gamme d'implants	Interface	Scanbody	Diamètre
Systèmes implantaires Bego	SEMADOS® S / SC / SCX / RS / RSX / RI	D 3.25 / 3.75 / 4.1 / 4.5 / 5.5	BS 1400-SB	4.5 ■
BioHorizons Camlog	Camlog*	Multi-unit	C 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	C 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.3	C 1400-SB	3.7 ▲
		D 3.8	C 1410-SB	4.0 ●
		D 4.3	C 1420-SB	4.5 ■
		D 5.0/D 6.0	C 1430-SB	5.0 ♠
	Conelog*	MedentiBASE	D 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.3	D 1400-SB	3.7 ▲
		D 3.8/4.3	D 1410-SB	4.0 ●
	BioHorizons Tapered System	MedentiBASE	R 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.5	R 1400-SB	4.0 ●
		D 4.5	R 1410-SB	4.5 ■
		D 5.7	R 1420-SB	5.5 ♠
Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	MedentiBASE	B 4900-SB	3.7 ▲
	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	NP	B 1400-SB	4.0 ●
	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	RP	B 1400-SB	4.0 ●
Dentium	SuperLine, Implantium, Implantium II	Multi-unit	DT 8500-SB	4.5 ■
		D 3.6-7.0	DT 1400-SB	4.0 ●
Dentsply Sirona	ANKYLOS® C/X	Multi-unit	Y 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	Y 4900-SB	3.7 ▲
		C / 3.5-7.0	Y 1400-SB	4.0 ●
		X / 3.5-7.0	Y 1400X-L	S/O
	ASTRA TECH OsseoSpeed® EV	Multi-unit	EV 8500-SB	4.5 ■
		D 3.0	EV 1400-SB	3.7 ▲
		D 3.6	EV 1410-SB	4.0 ●
		D 4.2	EV 1420-SB	4.5 ■
		D 4.8	EV 1430-SB	5.0 ♠
		D 5.4	EV 1440-SB	5.5 ▲

GUIDE RAPIDE SUR LES SCANBODIES


Système implantaire	Gamme d'implants	Interface	Scanbody	Diamètre
Dentsply Sirona	ASTRA TECH OsseoSpeed® TX	Multi-unit	S 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	S 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.0	S 1430-SB	3.7 ▲
		D 3.5/4.0	S 1400-SB	4.0 ●
		D 4.5/5.0	S 1420-SB	5.0 ⬠
	XiVE® S	MedentiBASE	T 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.4	T 1400-SB	4.0 ●
		D 3.8	T 1405-SB	4.5 ■
		D 4.5/5.5	T 1410-SB	5.0 ⬠
HiOssen Implant®	Système ET	Multi-unit	OT 8500-SB	4.5 ■
		M	OT 1400-SB	4.0 ●
		R	OT 1410-SB	4.5 ■
Medical Medentis	ICX®-ACTIVE ICX®-PREMIUM	D 3.75-4.8	CX 1400-SB	4.0 ●
MegaGen	ANYRIDGE®	Multi-unit	MG 8500-SB	4.5 ■
		D 3.5-8.0	MG 1400-SB	4.0 ●
MIS	SEVEN Internal Hex	Multi-unit	R 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	R 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.5	R 1400-SB	4.0 ●
		D 4.5	R 1410-SB	4.5 ■
		D 5.7	R 1420-SB	5.5 ▲
NEOSS®	ProActive®	Multi-unit	NE 8500-SB	4.5 ■
		SP D 3.5-6.5	NE 1400-SB	5.0 ⬠
Nobel Biocare	Brånemark System®, NobelSpeedy®, Groovy®	MedentiBASE	K 4900-SB	3.7 ▲
		NP	K 1400-SB	4.0 ●
		RP	K 1410-SB	4.5 ■
		WP	K 1420-SB	5.5 ▲
	NobelActive®, NobelReplace®CC, NobelParallel TM® CC	Multi-unit	F 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	F 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.0	F 1420-SB	3.7 ▲
		NP	F 1400-SB	4.0 ●
		RP	F 1410-SB	4.5 ■
		WP	F 1430-SB	5.0 ⬠




Système implantaire	Gamme d'implants	Interface	Scanbody	Diamètre
Nobel Biocare	NobelReplace [®] *, Replace Select [™] *, NobelSpeedy [®] * Replace	Multi-unit	E 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	E 4900-SB	3.7 ▲
		NP	E 1400-SB	4.0 ●
		RP	E 1410-SB	4.5 ■
		WP	E 1420-SB	5.0 ⬆
		D 6.0	E 1430-SB	5.5 ▲
OSSTEM	Système TS	Multi-unit	OT 8500-SB	4.5 ■
		M	OT 1400-SB	4.0 ●
		R	OT 1410-SB	4.5 ■
T-Plus Implant Tech	A+ Implant, Implant ST	Multi-unit	OT 8500-SB	4.5 ■
		M	OT 1400-SB	4.0 ●
		R	OT 1410-SB	4.5 ■
ZimVie	BIOMET 3i Certain [®] *	Multi-unit	H 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	H 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.4	H 1400-SB	4.0 ●
		D 4.1	H 1410-SB	5.5 ▲
		D 5.0	H 1410-SB	5.5 ▲
	BIOMET 3i External Hex	MedentiBASE	I 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.4	I 1400-SB	4.0 ●
		D 4.1	I 1410-SB	4.5 ■
		D 5.0	I 1410-SB	4.5 ■
	Zimmer Tapered Screw-Vent [®] *	Multi-unit	R 8500-SB	4.5 ■
		MedentiBASE	R 4900-SB	3.7 ▲
		D 3.5	R 1400-SB	4.0 ●
		D 4.5	R 1410-SB	4.5 ■
		D 5.7	R 1420-SB	5.5 ▲

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADLC	Carbone sous forme de diamant amorphe
Ncm	Newton centimètre, mesure des couples
PEEK	Polyéther éther cétone
POM	Polyoxyméthylène
CF	Cold-formed (formé à froid)
CET	Coefficient d'expansion thermique
HFA	Alliage fortement fusible
NPM	Métal non précieux
PC	Polycarbonate
CoCr	Cobalt-chrome
Ti	Titane
Au	Or
Pd	Palladium
Pt	Platine
Ir	Iridium
Mo	Molybdène
C	Carbone
Si	Silicium
Mn	Manganèse
Fe	Fer



AB-SERIE




Les piliers AB-Serie sont compatibles avec

Anthogyr


Axiom^{®*} Bone Level

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1
angulé sur plat



TYPE 2
angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2
Instrument de vissage	Hex 1,18
Vis de fixation	AB 60 SB
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	AB 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

gauche court 20°

D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		AB 80 T
Référence	AB 50	AB 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2
Référence	AB 80 T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L	AB 60 L
Référence	AB 1600-S	AB 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex molaire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L	AB 60 L
Référence	AB 1700-S	AB 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L	AB 60 L
Référence	AB 1800-S	AB 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé
molaire**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**




Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L	AB 60 L
Référence	AB 1900-S	AB 1901-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	AB 61	AB 61
Référence Type 1	AB 1600-1-SF	AB 1700-1-SF
Référence Type 2	AB 1600-2-SC	AB 1700-2-SC

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	AB 61
Référence	AB 1800

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2	D 3,4-5,2
Diamètre	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L	AB 60 L
Référence	AB 9000-R	AB 9000-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4-5,2
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,18
Vis de pilier	AB 60
Vis de laboratoire	AB 60 L
Référence	AB 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

AT-SERIE




Les piliers AT-Serie sont compatibles avec

Anthogyr

Axiom[®]* Tissue Level

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de fixation

MedentiWINGS

Symbole de compatibilité

Référence

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.



N



R

Hex 1,18

Hex 1,18

AT 60 SB

AT 60 SB

D 4,0

D 5,0



AT 1400-SB

AT 1410-SB

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0



6-09-48V4

6-09-49V4

6-09-50V4

6-09-51V4

6-09-52V4

D 5,0



6-09-58V4

6-09-59V4

6-09-60V4

6-09-61V4

6-09-62V4

À noter :

Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau



N



N



R



R

Connexion de l'implant

Modèle

Instrument de vissage

Vis à tête fraisée

Référence

CFAO-CS

CFAO-CS

AT 80 T

AT 81 T

Hex 1,26

Hex 1,26

AT 50

AT 80-CS

AT 51

AT 81-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



N



R

Connexion de l'implant

Référence

AT 80 T

AT 81 T

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
	N	N	R	R
Connexion de l'implant				
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AT 60	AT 60	AT 60	AT 60
Vis de laboratoire	AT 60 L	AT 60 L	AT 60 L	AT 60 L
Référence	AT 9000-R	AT 9000-16R	AT 9010-R	AT 9010-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

		
	N	R
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,18	Hex 1,18
Vis de pilier	AT 60	AT 60
Vis de laboratoire	AT 60 L	AT 60 L
Référence	AT 9000-ST	AT 9010-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

B-SERIE




Les piliers B-Serie sont compatibles avec

Bredent Medical
narrow SKY
blue SKY
classic SKY

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé côté méplat

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



NP

Connexion de l'implant	
Instrument de vissage	Torx
Vis de fixation	B 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	B 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



RP



RP

Connexion de l'implant	
Modèle	CFAO-CS
Instrument de vissage	B 80 T
Vis à tête fraisée	Hex 1,26
Référence	B 50

B 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



RP

Connexion de l'implant	
Référence	B 80 T

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



NP



NP

Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 1,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	B 63	B 63
Vis de laboratoire	B 63 L	B 63 L
Référence	B 1600-S	B 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Type 1



Type SF



NP

Connexion de l'implant	
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	B 62
Référence Type 1	B 1600-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



NP

Connexion de l'implant	
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	B 62
Référence	B 1800

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP



NP

3,5 mm

5,5 mm

GH 0,3

GH 0,3

Torx

Torx

B 60

B 60

B 60 L

B 60 L

B 1000

B 1100

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP

3,5 mm

GH 0,3

Torx

B 60

B 60 L

B 1500

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP



RP



RP

D 11,5

D 11,5

D 16,0

Torx

Torx

Torx

B 60

B 60

B 60

B 60 L

B 60 L

B 60 L

B 9000-R

B 9001-R

B 9000-16R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



■
RP

Connexion de l'implant	
Diamètre	D 16,0
Instrument de vissage	Torx
Vis de pilier	B 60
Vis de laboratoire	B 60 L
Référence	B 9800-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



■
NP

Connexion de l'implant	
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Torx
Vis de pilier	B 60
Vis de laboratoire	B 60 L
Référence	B 9000-ST

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm



■
RP



■
RP



■
RP



■
RP



■
RP

Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	B 4000	B 4100	B 4200	B 4300	B 4400

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	6-28-01	B 7600	B 7600
Référence	6-28-02	B 4730	B 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis pour bridge	B 7600	B 7600
Référence	B 4710	B 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	B 7600		B 7600	
Référence	B 4800	B 4810	B 4820	B 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Torx
Vis pour bridge	B 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	B 4900-SB
Attention :	Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
À noter :		Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.				

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6

0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert d'empreinte

Référence

B 4610

B 4620

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm



NP

NP

NP

NP

NP

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

B 2000

B 2100

B 2200

B 2300

B 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Titane
- revêtement en TiN
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



					
	RP	RP	RP	RP	RP
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	B 61	B 61	B 61	B 61	B 61
Référence Type 1	B 2500-1	B 2600-1	B 2700-1	B 2800-1	B 2900-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC


- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

BS-SERIE




Les piliers BS-Serie sont compatibles avec

BEGO Implant Systems

Semados[®]* S/SC/SCX/RS/RSX/RI

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



D 3,25-5,5

Connexion de l'implant	
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de fixation	BS 60 SB
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	BS 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,25/3,75	D 4,1	D 4,5	D 5,5
Modèle	CFAO-CS	CFAO-CS	CFAO-CS	CFAO-CS
Instrument de vissage	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T
Vis à tête fraisée	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	BS 80-PS-CS	BS 81-PS-CS	BS 82-PS-CS	BS 83-PS-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO


- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,25-5,5
Référence	BS 80 T

**Base titane
ASC Flex**

- Switching Platform design
- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- Couple de serrage: 30 Ncm



	D 3,25/3,75-PS	D 4,1-PS	D 4,5-PS	D 5,5-PS
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,45	GH 0,15	GH 0,3
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Référence Type 1	BS 1600-1-SF	BS 1610-1-SF	BS 1620-1-SF	BS 1630-1-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

	D 3,25/3,75-PS	D 4,1-PS	D 4,5-PS	D 5,5-PS
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,45	GH 0,15	GH 0,3
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Référence	BS 1800	BS 1810	BS 1820	BS 1830
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.			

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

	D 4,1	D 4,1	D 4,5	D 4,5
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,1	GH 0,1	GH 0,1	GH 0,1
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	BS 60	BS 60	BS 60	BS 60
Vis de laboratoire	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L
Référence	BS 1010	BS 1110	BS 1020	BS 1120

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 5,5

3,5 mm

GH 0,1

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 1030



D 5,5

5,5 mm

GH 0,1

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 1130

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 4,1

3,5 mm

GH 0,15

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 1510



D 4,5

3,5 mm

GH 0,15

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 1520

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,25-5,5

D 11,5

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 9000-R



D 3,25-5,5

D 16,0

Hex 1,26

BS 60

BS 60 L

BS 9000-16R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm




D 3,25-5,5

Connexion de l'implant	
Diamètre	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	BS 60
Vis de laboratoire	BS 60 L
Référence	BS 9800-16R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm





D 3,25-5,5

Connexion de l'implant	
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	BS 60
Vis de laboratoire	BS 60 L
Référence	BS 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

C-SERIE



Les piliers C-Serie sont compatibles avec

BioHorizons Camlog


Camlog®*

MEDENTiKA®

PROCONE


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur la came

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
			
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 4,2	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 70-2	C 70-4	C 70-6

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
			
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 5,0	D 5,3	D 5,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 71-2	C 71-4	C 71-6

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
			
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 5,5	D 5,8	D 5,8
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 72-2	C 72-4	C 72-6

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
			
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 6,2	D 6,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 73-2	C 73-4	C 73-6

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 10	C 20	C 11	C 21

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 12	C 22	C 13	C 23

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62
Référence	C 30	C 31	C 32	C 33

Analogue d'implant

- Titane

		Nouveau	Nouveau
			
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,8
Modèle		CFAO-CS	CFAO-CS
Instrument de vissage		C 80 T	C 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 50	C 80-CS	C 51

Analogue d'implant

- Titane

		Nouveau	Nouveau	
				
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		C 82 T		C 83 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	C 52	C 82-CS	C 53	C 83-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable

				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0/6,0
Référence	C 80 T	C 81 T	C 82 T	C 83 T

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

	Nouveau	Nouveau	Nouveau	Nouveau
				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0/6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Symbole de compatibilité	▲	●	■	◆
Référence	C 1400-SB	C 1410-SB	C 1420-SB	C 1430-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

		Nouveau				
						
		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
À noter :		Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.				

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Diamètre	D 4,2	D 4,5	D 5,0	D 5,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 61
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Référence	C 100-1	C 100-3	C 110-1	C 110-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Diamètre	D 4,8	D 4,5	D 5,0	D 5,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 61
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Référence Type 1	C 200-1-1	C 200-1-3	C 210-1-1	C 210-1-3
Référence Type 2	C 200-2-1	C 200-2-3	C 210-2-1	C 210-2-3


Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Diamètre	D 5,5	D 5,8	D 6,2	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 120-1	C 120-3	C 130-1	C 130-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5	GH 1,0/1,8	GH 3,0/4,5
Diamètre	D 5,5	D 5,8	D 6,2	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence Type 1	C 220-1-1	C 220-1-3	C 230-1-1	C 230-1-3
Référence Type 2	C 220-2-1	C 220-2-3	C 230-2-1	C 230-2-3

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Connexion de l'implant				
Poids d'or (g)	0,40	0,52	0,73	0,89
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Référence	C 300	C 310	C 320	C 330

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Connexion de l'implant				
Poids d'or (g)	0,28	0,38	0,48	0,59
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Référence	C 300 R	C 310 R	C 320 R	C 330 R

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 700	C 710	C 720	C 730	C 740
Attention :	Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.				

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 700 R	C 710 R	C 720 R	C 730 R	C 740 R
Attention :	Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.				

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 1600-S	C 1610-S	C 1620-S	C 1630-S	C 1640-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.				

Base titane SSC Flex

- Switching Platform design
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt)



D 3,8-PS

à venir
(bientôt)



D 4,3-PS

à venir
(bientôt)



D 5,0-PS

Connexion de l'implant	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Référence	C 1610P-S	C 1620P-S	C 1630P-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt)



D 3,3

à venir
(bientôt)



D 3,8

à venir
(bientôt)



D 4,3

à venir
(bientôt)



D 5,0

à venir
(bientôt)



D 6,0

Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 1800-S	C 1810-S	C 1820-S	C 1830-S	C 1840-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Base titane SSC Flex non indexé

- Switching Platform design
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir (bientôt) à venir (bientôt) à venir (bientôt)



D 3,8-PS



D 4,3-PS



D 5,0-PS

Connexion de l'implant	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Référence	C 1810P-S	C 1820P-S	C 1830P-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTiKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



D 3,3



D 3,8



D 4,3




D 5,0

Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 67	C 67	C 67	C 68
Référence Type 1	C 1600-1-SC	C 1610-1-SC	C 1620-1-SC	C 1630-1-SC
Référence Type 2	C 1600-2-SF	C 1610-2-SF	C 1620-2-SF	C 1630-2-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Switching Platform design
- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
	D 3,8-PS	D 4,3-PS	D 5,0-PS
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 67	C 67	C 68
Référence Type 1	C 1610P-1-SC	C 1620P-1-SC	C 1630P-1-SC
Référence Type 2	C 1610P-2-SF	C 1620P-2-SF	C 1630P-2-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 67	C 67	C 67	C 68
Référence	C 1800	C 1810	C 1820	C 1830
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.			

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 61
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Référence	C 1000	C 1100	C 1010	C 1110

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 5,0	D 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 1020	C 1120	C 1030	C 1130

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

		
		
Connexion de l'implant	D 6,0	D 6,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 62 L	C 62 L
Référence	C 1040	C 1140

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 60	C 60	C 60
Référence	C 1500	C 1510	C 1520

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,8	D 3,8	D 4,3
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 61	C 61
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Référence	C 9000-R	C 9000-16R	C 9010-R	C 9010-16R	C 9020-R

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,3	D 5,0	D 5,0	D 6,0	D 6,0
Diamètre	D 16,0	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 62	C 62	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 62 L	C 62 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 9020-16R	C 9030-R	C 9030-16R	C 9040-R	C 9040-16R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Diamètre	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 9800-16R	C 9810-16R	C 9820-16R	C 9830-16R	C 9840-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0	D 6,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Vis de laboratoire	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Référence	C 9000-ST	C 9010-ST	C 9020-ST	C 9030-ST	C 9040-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	C 4000	C 4100	C 4200	C 4300	C 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	C 4010	C 4110	C 4210	C 4310	C 4410

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	C 4020	C 4120	C 4220	C 4320	C 4420

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-28-01	C 7600	C 7600
Référence	6-28-02	C 4730	C 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	C 7600	C 7600
Référence	C 4710	C 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	C 7600	C 7600	C 7600	C 7600
Référence	C 4800	C 4810	C 4820	C 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	C 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	C 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

	droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

**Scanbody MedentiBASE
RevEX**

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

C 4610

C 4620

**Analogue d'implant
MedentiBASE**

Nouveau

- Titane



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm



D 3,3

D 3,3

D 3,3

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 3,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Référence

C 8000

C 8001

C 8002

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2



D 3,3



D 3,3




D 3,3

GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
C 64	C 64	C 64
C 8100	C 8101	C 8102
C 8200	C 8201	C 8202

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2



D 3,3



D 3,3



D 3,3

GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
C 64	C 64	C 64
C 8300	C 8301	C 8302
C 8400	C 8401	C 8402

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence



D 3,8



D 3,8



D 3,8

GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
M 11-11	M 11-11	M 11-11
C 8010	C 8011	C 8012

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2



D 3,8



D 3,8



D 3,8

GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
C 64	C 64	C 64
C 8110	C 8111	C 8112
C 8210	C 8211	C 8212

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 64	C 64	C 64
Référence Type 1	C 8310	C 8311	C 8312
Référence Type 2	C 8410	C 8411	C 8412

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	C 8020	C 8021	C 8022

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 64	C 64	C 64
Référence Type 1	C 8120	C 8121	C 8122
Référence Type 2	C 8220	C 8221	C 8222

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 64	C 64	C 64
Référence Type 1	C 8320	C 8321	C 8322
Référence Type 2	C 8420	C 8421	C 8422


Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	C 8030	C 8031	C 8032

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
			
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 3,6/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 65	C 65	C 65
Référence Type 1	C 8130	C 8131	C 8132
Référence Type 2	C 8230	C 8231	C 8232

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Emballage stérile
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



			
			
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	C 65	C 65	C 65
Référence Type 1	C 8330	C 8331	C 8332
Référence Type 2	C 8430	C 8431	C 8432

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-31-01		C 8501	C 8501
Référence	6-31-02	8510	C 8508	C 8519

Attention : La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	C 8501	C 8501
Référence	C 8506	C 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	MedentiLOC	Novaloc®
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 8517	C 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	C 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	C 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

Multi-unit

Référence

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

C 8502

C 8503

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle

CFAO-CS

droit

angulé 17°

angulé 30°

Instrument de vissage

M 11-11
0-13-76

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

6-31-03

8504

8514-17

8514-30

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

C 2000

C 2100

C 2200

C 2300

C 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 2010	C 2110	C 2210	C 2310	C 2410
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 2020	C 2120	C 2220	C 2320	C 2420
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 2030	C 2130	C 2230	C 2330	C 2430
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 6,0	D 6,0	D 6,0	D 6,0	D 6,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 2040	C 2140	C 2240	C 2340	C 2440
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

C 6000

C 6100

C 6200

C 6300

C 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

Hauteur gingivale

GH 1,0/2,0

GH 2,0/3,0

GH 3,0/4,0

GH 4,0/5,0

GH 5,0/6,0

Instrument de vissage

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Vis de pilier

C 67

C 67

C 67

C 67

C 67

Référence Type 1

C 6500-1

C 6600-1

C 6700-1

C 6800-1

C 6900-1

Référence Type 2

C 6500-2

C 6600-2

C 6700-2

C 6800-2

C 6900-2

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 6010	C 6110	C 6210	C 6310	C 6410

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



					
					
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Référence Type 1	C 6510-1	C 6610-1	C 6710-1	C 6810-1	C 6910-1
Référence Type 2	C 6510-2	C 6610-2	C 6710-2	C 6810-2	C 6910-2

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Pilier Novaloc droit


- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 6020	C 6120	C 6220	C 6320	C 6420

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



					
					
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Référence Type 1	C 6520-1	C 6620-1	C 6720-1	C 6820-1	C 6920-1
Référence Type 2	C 6520-2	C 6620-2	C 6720-2	C 6820-2	C 6920-2

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	C 6030	C 6130	C 6230	C 6330	C 6430
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	C 68	C 68	C 68	C 68	C 68
Référence Type 1	C 6530-1	C 6630-1	C 6730-1	C 6830-1	C 6930-1
Référence Type 2	C 6530-2	C 6630-2	C 6730-2	C 6830-2	C 6930-2
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable

Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	C 5000	C 5100	C 5200	C 5300	C 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	C 5010	C 5110	C 5210	C 5310	C 5410

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	C 5020	C 5120	C 5220	C 5320	C 5420

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	C 5030	C 5130	C 5230	C 5330	C 5430

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs

Référence

5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.



Optiloc® Analogue, Al


Référence

2102.0024-OPT



AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

CX-SERIE



Les piliers CX-Serie sont compatibles avec


Medentis Medical

ICX[®]*-Active

ICX[®]*-Premium

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
				Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de fixation	CX 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	CX 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		CX 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	CX 50	CX 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Référence	CX 80 T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L
Référence	CX 700

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L
Référence	CX 700 R

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

à venir (bientôt) **à venir (bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 1600-S	CX 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex molaire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 1700-S	CX 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 1800-S	CX 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé
molaire**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm


**à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)**

Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 1900-S	CX 1901-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,1	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	CX 61	CX 61
Référence Type 1	CX 1600-1-SF	CX 1700-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,1
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	CX 61
Référence	CX 1800

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 1000	CX 1200	CX 1100	CX 1300

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

	
Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Hauteur de la cheminée	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L
Référence	CX 1500

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

		
Connexion de l'implant	D 3,75-4,8	D 3,75-4,8
Diamètre	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,4	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L	CX 60 L
Référence	CX 9000-R	CX 9000-16R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Diamètre	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L
Référence	CX 9800-16R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**


- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,75-4,8
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,4
Vis de pilier	CX 60
Vis de laboratoire	CX 60 L
Référence	CX 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

D-SERIE




Les piliers D-Serie sont compatibles avec

BioHorizons Camlog Conelog®*


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur la came

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau

		
		
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de fixation	D 60 SB	D 60 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0
Symbole de compatibilité	▲	●
Référence	D 1400-SB	D 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau Nouveau

				
				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Modèle			CFAO-CS	CFAO-CS
Instrument de vissage			D 80 T	D 81 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	D 50	D 51	D 80-CS	D 81-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable

		
		
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3
Référence	D 80 T	D 81 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,3

D 3,8/4,3

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Vis de pilier

D 60

D 60

Vis de laboratoire

D 60 L

D 60 L

Référence

D 3500**D 3510****Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)

D 3,3

D 3,8/4,3

D 3,3

D 3,8/4,3

Connexion de
l'implant

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

Hauteur de la
cheminée

GH 1,0

GH 1,0

GH 2,0

GH 2,0

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Vis de pilier

D 65

D 65

D 65

D 65

Vis de laboratoire

D 65 L

D 65 L

D 65 L

D 65 L

Référence

D 1600-S**D 1610-S****D 1601-S****D 1611-S**

À noter :

Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt) à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 65	D 65
Vis de laboratoire	D 65 L	D 65 L
Référence	D 1710-S	D 1711-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt) à venir
(bientôt) à venir
(bientôt) à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 65	D 65	D 65	D 65
Vis de laboratoire	D 65 L	D 65 L	D 65 L	D 65 L
Référence	D 1800-S	D 1810-S	D 1801-S	D 1811-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**




Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 65	D 65
Vis de laboratoire	D 65 L	D 65 L
Référence	D 1910-S	D 1911-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3	D 3,3	D 3,8/4,3
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	D 62		D 63	
Référence Type 1	D 1600-1-SC	D 1610-1-SC	D 1700-1-SC	D 1710-1-SC
Référence Type 2	D 1600-2-SF	D 1610-2-SF	D 1700-2-SF	D 1710-2-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

		
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	D 62	D 62
Référence	D 1800	D 1810
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.	

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 60	D 60	D 60	D 60
Vis de laboratoire	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Référence	D 1000	D 1200	D 1100	D 1300

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 60	D 60	D 60	D 60
Vis de laboratoire	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Référence	D 1010	D 1210	D 1110	D 1310

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur de la cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,3



D 3,8/4,3

3,5 mm

3,5 mm

GH 0,65

GH 0,65

Hex 1,26

Hex 1,26

D 60

D 60

D 60 L

D 60 L

D 1500

D 1510

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,3



D 3,8/4,3



D 3,8/4,3

D 11,5

D 11,5

D 16,0

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

D 60

D 60

D 60

D 60 L

D 60 L

D 60 L

D 9000-R

D 9010-R

D 9010-16R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,3



D 3,8/4,3

D 11,5

D 16,0

Hex 1,26

Hex 1,26

D 60

D 60

D 60 L

D 60 L

D 9800-R

D 9810-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

		
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,8/4,3
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	D 60	D 60
Vis de laboratoire	D 60 L	D 60 L
Référence	D 9000-ST	D 9010-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.		

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	D 4000	D 4100	D 4200	D 4300	D 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	D 4010	D 4110	D 4210	D 4310	D 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-28-01	D 7600	D 7600
Référence	6-28-02	D 4730	D 4840

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	D 7600	D 7600
Référence	D 4710	D 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	D 7600		D 7600	
Référence	D 4800	D 4810	D 4820	D 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	D 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	D 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.**MedentiWINGS**

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

D 4610

D 4620

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

D 3,3

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

D 2000

D 2100

D 2200

D 2300

D 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	D 2010	D 2110	D 2210	D 2310	D 2410

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	D 6000	D 6100	D 6200	D 6300	D 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	D 6010	D 6110	D 6210	D 6310	D 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	D 5000	D 5100	D 5200	D 5300	D 5400

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3	D 3,8/4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	D 5010	D 5110	D 5210	D 5310	D 5410

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence


5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.
Optiloc® Analogue, Al

Référence

2102.0024-OPT

DT-SERIE




Les piliers DT-Serie sont compatibles avec

Dentium
SuperLine
Implantium
Implantium II

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé côté méplat

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de fixation	DT 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	DT 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		DT 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	DT 50	DT 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0
Référence	DT 80 T

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)**


D 3,6-7,0



D 3,6-7,0

Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 64	DT 64
Vis de laboratoire	DT 64 L	DT 64 L
Référence	DT 1600-S	DT 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)**


D 3,6-7,0



D 3,6-7,0

Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 64	DT 64
Vis de laboratoire	DT 64 L	DT 64 L
Référence	DT 1700-S	DT 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 64	DT 64
Vis de laboratoire	DT 64 L	DT 64 L
Référence	DT 1800-S	DT 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 64	DT 64
Vis de laboratoire	DT 64 L	DT 64 L
Référence	DT 1900-S	DT 1901-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence Type 1**

D 3,6-7,0



D 3,6-7,0

3,5-6,5 mm

3,5-6,5 mm

GH 1,0

GH 2,5

Bola Torx

Bola Torx

DT 61

DT 61

DT 61 L

DT 61 L

DT 1600-1-SF

DT 1700-1-SF

Attention :

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence**

D 3,6-7,0

3,5-6,5 mm

GH 1,0

Bola Torx

DT 61

DT 61 L

DT 1800

Attention :

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant****Diamètre****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence**

D 3,6-7,0

D 11,5

Hex 1,26

DT 60

DT 60 L

DT 9000-R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 60
Vis de laboratoire	DT 60 L
Référence	DT 9800-R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 60
Vis de laboratoire	DT 60 L
Référence	DT 9000-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.	

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	DT 8000	DT 8001	DT 8002

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	DT 63	DT 63	DT 63
Référence Type 1	DT 8100	DT 8101	DT 8102

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Référence Type 1**

D 3,6-7,0



D 3,6-7,0



D 3,6-7,0

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

GH 3,1/5,5

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

DT 63

DT 63

DT 63

DT 8300**DT 8301****DT 8302****Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Vis pour bridge****Référence**Base en titane
ASCGaine
calcinable

Base titane

Coiffe en titane
Flex

Bola Torx

Hex 1,26

Hex 1,26

6-31-01

DT 8501

DT 8501

6-31-02**DT 8508****DT 8519****Attention :**

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Vis pour bridge****Référence**Coiffe en alliage
haute fusion

Coiffe CoCr

Hex 1,26

Hex 1,26

DT 8501

DT 8501

DT 8506**DT 8507****Partie mâle à visser Multi-
unit pour**

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Référence**

MedentiLOC



Novaloc®

Hex 1,26

Hex 1,26

DT 8517**DT 8518**

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	DT 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	DT 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau


Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description		
Référence	DT 8502	DT 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	DT 2000	DT 2100	DT 2200	DT 2300	DT 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable

Modèle	
Référence	droit 56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	DT 6000	DT 6100	DT 6200	DT 6300	DT 6400
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



					
Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	DT 62	DT 62	DT 62	DT 62	DT 62
Référence Type 1	DT 6500-1	DT 6600-1	DT 6700-1	DT 6800-1	DT 6900-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable

		
Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0	D 3,6-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	DT 5000	DT 5100	DT 5200	DT 5300	DT 5400

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Optiloc® Ensemble, Ti /
PEEK / Silicone**

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.**Optiloc® Analogue, Al**

Référence

2102.0024-OPT

E-SERIE




Les piliers E-Serie sont compatibles avec

Nobel Biocare
NobelReplace®*
Replace Select™
NobelSpeedy®* Replace


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur la came

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Transfert d'empreinte
Porte-empreinte à
fenêtres**

- Titane
- avec vis de rétention

				
	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Connexion de l'implant				
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Référence	E 10	E 11	E 20	E 21


**Transfert d'empreinte
Porte-empreinte à
fenêtres**

- Titane
- avec vis de rétention

			
		WP 5,0	WP 5,0
Connexion de l'implant			
Longueur Type		court	long
Instrument de vissage		UG	UG
Référence		E 12	E 22

**Transfert d'empreinte
porte-empreinte fermé**

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

			
	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Connexion de l'implant			
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Référence	E 30	E 31	E 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

				
	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Connexion de l'implant				
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de fixation	E 60 SB	E 61 SB	E 61 SB	E 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,0	D 5,5
Symbole de compatibilité	●	■	▲	▲
Référence	E 1400-SB	E 1410-SB	E 1420-SB	E 1430-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5	▲	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant

NP 3,5

RP 4,3

NP 3,5

RP 4,3

Modèle

CFAO-CS

CFAO-CS

Instrument de vissage

E 80 T

E 81 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

E 50

E 51

E 80-CS

E 81-CS

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant

WP 5,0

D 6,0

WP 5,0

D 6,0

Modèle

CFAO-CS

CFAO-CS

Instrument de vissage

E 82 T

E 83 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

E 52

E 53

E 82-CS

E 83-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant

NP 3,5

RP 4,3

WP 5,0

D 6,0

Référence

E 80 T

E 81 T

E 82 T

E 83 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 3500	E 3510	E 3520

Pilier provisoire non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 3700	E 3710	E 3720

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 3,7	D 4,5	D 4,5	D 5,3
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 60	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Référence	E 100-1	E 110-1	E 100	E 110

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

	■	■	■	■
Connexion de l'implant	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,6	D 6,2	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 61	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 120-1	E 130-1	E 120	E 130

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	■	■	■	■
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 3,7	D 4,5	D 4,5	D 4,8
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 60	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Référence Type 1	E 200-1-1	E 210-1-1	E 200-1	E 210-1
Référence Type 2	E 200-2-1	E 210-2-1	E 200-2	E 210-2

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	■	■	■	■
Connexion de l'implant	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,2	D 6,2	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 61	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence Type 1	E 220-1-1	E 230-1-1	E 220-1	E 230-1
Référence Type 2	E 220-2-1	E 230-2-1	E 220-2	E 230-2

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Connexion de l'implant				
Poids d'or (g)	0,37	0,63	0,77	1,33
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 300	E 310	E 320	E 330

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Connexion de l'implant			
Poids d'or (g)	0,30	0,48	0,56
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 300 R	E 310 R	E 320 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Connexion de l'implant			
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 700	E 710	E 720

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier CoCr
non indexé**

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



RP 4,3



WP 5,0

Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 700 R	E 710 R	E 720 R

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

**Pilier massif
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



RP 4,3



WP 5,0



D 6,0

Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	D 6,0
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,8	D 5,0	D 5,8	D 6,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 400	E 410	E 420	E 430

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

**Pilier massif
angulé 18°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



RP 4,3




WP 5,0

Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,6	D 5,0	D 5,8
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence Type 1	E 500-1	E 510-1	E 520-1
Référence Type 2	E 500-2	E 510-2	E 520-2

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



			
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	E 68	E 69	E 69
Référence Type 1	E 1600-1-SF	E 1610-1-SF	E 1620-1-SF
Référence Type 2	E 1600-2-SC	E 1610-2-SC	E 1620-2-SC
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	E 68	E 69	E 69
Référence	E 1800	E 1810	E 1820
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.		

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	NP 3,5	RP 4,3
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 60	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 60 L	E 61 L
Référence	E 1000	E 1010	E 1100	E 1110

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	■	■	■	■
Connexion de l'implant	WP 5,0	D 6,0	WP 5,0	D 6,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 61	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 1020	E 1030	E 1120	E 1130

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 1500	E 1510	E 1520

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Connexion de l'implant	NP 3,5	RP 4,3	WP 5,0	RP 4,3	WP 5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	E 60	E 61	E 61	E 61	E 61
Vis de laboratoire	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Référence	E 9000-R	E 9010-R	E 9020-R	E 9010-16R	E 9020-16R

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 6,0

D 16,0

UG

E 61

E 61 L

E 9030-16R
**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP 3,5



RP 4,3



WP 5,0

D 11,5

D 16,0

D 16,0

UG

UG

UG

E 60

E 61

E 61

E 60 L

E 61 L

E 61 L

E 9800-R
E 9810-16R
E 9820-16R
**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP 3,5



RP 4,3



WP 5,0

D 11,5

D 11,5

D 11,5

UG

UG

UG

E 60

E 61

E 61

E 60 L

E 61 L

E 61 L

E 9000-ST
E 9010-ST
E 9020-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.
**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



NP 3,5



NP 3,5



NP 3,5



NP 3,5

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence

GH 0,5

GH 1,5

GH 2,5

GH 3,5

GH 4,5

M 11-6

M 11-6

M 11-6

M 11-6

M 11-6

E 4000
E 4100
E 4200
E 4300
E 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	E 4010	E 4110	E 4210	E 4310	E 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	UG	UG
Vis pour bridge	6-28-01	E 7600	E 7600
Référence	6-28-02	E 4730	E 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	UG	UG
Vis pour bridge	E 7600	E 7600
Référence	E 4710	E 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Gaine à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis pour bridge	E 7600		E 7600	
Référence	E 4800	E 4810	E 4820	E 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Instrument de vissage	UG
Vis pour bridge	E 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	E 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	MedentiBASE
Référence	4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau


Modèle	droit	CFAO-CS
Instrument de vissage		M 11-6 0-13-37
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	4630	6-28-03

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Accessoires MedentiBASE

- Titane

Description

Référence



Cover cap

E 4610

Transfert
d'empreinte

E 4620

Pilier Multi-unit
droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



NP 3,5

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence

GH 1,5

GH 3,5

M 11-11

M 11-11

E 8000

E 8001

Please note:

To screw in the Multi-unit abutment straight you need the Placement instrument M 11-11.

Pilier Multi-unit
angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



NP 3,5

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2

GH 1,1/2,5

GH 2,1/3,5

UG

UG

E 601

E 601

E 8100

E 8101

E 8200

E 8201

Pilier Multi-unit
angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP 3,5



NP 3,5

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

UG

UG

E 601

E 601

E 8300

E 8301

E 8400

E 8401

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



RP 4,3



RP 4,3

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Référence

GH 1,5

GH 3,5

M 11-11

M 11-11

E 8010
E 8011
Please note:
To screw in the Multi-unit abutment straight you need the Placement instrument M 11-11.
**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

Type 1



Type 2



RP 4,3



RP 4,3

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1
Référence Type 2

GH 1,1/2,5

GH 2,1/3,5

UG

UG

E 602

E 602

E 8110
E 8111
E 8210
E 8211
**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

Type 1



Type 2



RP 4,3



RP 4,3

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1
Référence Type 2

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

UG

UG

E 602

E 602

E 8310
E 8311
E 8410
E 8411

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



WP 5,0



WP 5,0

Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11
Référence	E 8020	E 8021

Please note: To screw in the Multi-unit abutment straight you need the Placement instrument M 11-11.

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



WP 5,0



WP 5,0

Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	E 602	E 602
Référence Type 1	E 8120	E 8121
Référence Type 2	E 8220	E 8221

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm



WP 5,0



WP 5,0

Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	E 602	E 602
Référence Type 1	E 8320	E 8321
Référence Type 2	E 8420	E 8421

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Base en titane
ASCGaine
calcinable

Base titane

Coiffe en titane
Flex

Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		UG	UG
Vis pour bridge	6-31-01		E 8501	E 8501
Référence	6-31-02	8510	E 8508	E 8519

Attention : La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence


Coiffe en alliage
haute fusion


Coiffe CoCr

UG

UG

E 8501

E 8501

E 8506
E 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Référence



MedentiLOC



Novaloc®

UG

UG

E 8517
E 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage

Vis pour bridge

MedentiWINGS

Symbole de compatibilité

Référence



UG

E 8501

D 4,5


E 8500-SB
Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5



6-09-53V4

6-09-54V4

6-09-55V4

6-09-56V4

6-09-57V4

À noter :

Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

**Scanbody Multi-unit
RevEX**

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

Multi-unit

Référence

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

E 8502

E 8503

**Pilier MedentiLOC
droit**

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	E 2000	E 2100	E 2200	E 2300

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	E 64	E 64	E 64	E 64	E 64
Référence Type 1	E 2500-1	E 2600-1	E 2700-1	E 2800-1	E 2900-1
Référence Type 2	E 2500-2	E 2600-2	E 2700-2	E 2800-2	E 2900-2
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm

	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	E 2010	E 2110	E 2210	E 2310
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.			

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	E 65	E 65	E 65	E 65	E 65
Référence Type 1	E 2510-1	E 2610-1	E 2710-1	E 2810-1	E 2910-1
Référence Type 2	E 2510-2	E 2610-2	E 2710-2	E 2810-2	E 2910-2
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0	WP 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	E 2020	E 2120	E 2220	E 2320	E 2420

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Référence	E 6000	E 6100	E 6200	E 6300	E 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Référence	E 6010	E 6110	E 6210	E 6310	E 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5	NP 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	E 5000	E 5100	E 5200	E 5300	E 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3	RP 4,3
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	E 5010	E 5110	E 5210	E 5310	E 5410

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence


5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.
Optiloc® Analogue, Al

Référence

2102.0024-OPT

EV-SERIE




Les piliers EV-Serie sont compatibles avec

DENTSPLY SIRONA

ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur la came

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de fixation	EV 60 SB	EV 61 SB	EV 62 SB	EV 63 SB	EV 63 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0	D 5,5
Symbole de compatibilité					
Référence	EV 1400-SB	EV 1410-SB	EV 1420-SB	EV 1430-SB	EV 1440-SB
Attention :	Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.				

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

						
		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7		6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0		6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5		6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0		6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5		6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4
À noter :	Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.					

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau

				
				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		EV 80 T		EV 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	EV 50	EV 80-CS	EV 51	EV 81-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
				
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		EV 82 T		EV 83 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	EV 52	EV 82-CS	EV 53	EV 83-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

			
			
Connexion de l'implant		D 5,4	D 5,4
Modèle			CFAO-CS
Instrument de vissage			EV 84 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26
Référence		EV 54	EV 84-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

• acier inoxydable

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Référence	EV 80 T	EV 81 T	EV 82 T	EV 83 T	EV 84 T

Pilier standard
droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Référence	EV 100-1	EV 100-3	EV 110-1	EV 110-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Référence Type 1	EV 200-1-1	EV 200-1-3	EV 210-1-1	EV 210-1-3

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 7,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 120-1	EV 120-3	EV 130-1	EV 130-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 7,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence Type 1	EV 220-1-1	EV 220-1-3	EV 230-1-1	EV 230-1-3

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 5,4	D 5,4
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 7,0	D 7,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 140-1	EV 140-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Type 1



Connexion de l'implant	D 5,4	D 5,4
Hauteur gingivale	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5
Diamètre	D 7,0	D 7,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 63 L	EV 63 L
Référence Type 1	EV 240-1-1	EV 240-1-3

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,6	D 4,2	D 4,8
Poids d'or (g)	0,35	0,48	0,67
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 61	EV 62	EV 63
Vis de laboratoire	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Référence	EV 310	EV 320	EV 330

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,6



D 4,2



D 4,8

0,31

0,44

0,60

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

EV 61

EV 62

EV 63

EV 61 L

EV 62 L

EV 63 L

EV 310 R

EV 320 R

EV 330 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 3,0



D 3,6



D 4,2



D 4,8



D 5,4

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

EV 60

EV 61

EV 62

EV 63

EV 63

EV 60 L

EV 61 L

EV 62 L

EV 63 L

EV 63 L

EV 700

EV 710

EV 720

EV 730

EV 740

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 3,0



D 3,6



D 4,2



D 4,8



D 5,4

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

EV 60

EV 61

EV 62

EV 63

EV 63

EV 60 L

EV 61 L

EV 62 L

EV 63 L

EV 63 L

EV 700 R

EV 710 R

EV 720 R

EV 730 R

EV 740 R

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 602	EV 602	EV 603	EV 603	EV 603
Vis de laboratoire	EV 602 L	EV 602 L	EV 603 L	EV 603 L	EV 603 L
Référence	EV 1600-S	EV 1601-S	EV 1610-S	EV 1611-S	EV 1612-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Diamètre	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 604	EV 604	EV 604
Vis de laboratoire	EV 604 L	EV 604 L	EV 604 L
Référence	EV 1620-S	EV 1621-S	EV 1622-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

				
	D 4,8	D 4,8	D 5,4	D 5,4
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Diamètre	D 5,0	D 5,0	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 605	EV 605	EV 605	EV 605
Vis de laboratoire	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L
Référence	EV 1630-S	EV 1631-S	EV 1640-S	EV 1641-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau

		
	D 3,6	D 3,6
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 603	EV 603
Vis de laboratoire	EV 603 L	EV 603 L
Référence	EV 1810-S	EV 1811-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.	

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau

D 4,2



D 4,2

Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Diamètre	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 604	EV 604
Vis de laboratoire	EV 604 L	EV 604 L
Référence	EV 1820-S	EV 1821-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

D 4,8



D 4,8



D 5,4



D 5,4

Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Diamètre	D 5,0	D 5,0	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 605	EV 605	EV 605	EV 605
Vis de laboratoire	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L	EV 605 L
Référence	EV 1830-S	EV 1831-S	EV 1840-S	EV 1841-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex


- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



				
	D 3,0	D 3,0	D 3,6	D 3,6
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,15	GH 2,5	GH 1,15	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 70	EV 600	EV 67	EV 601
Référence Type 2	EV 1600-2-SF	EV 1700-2-SF	EV 1610-2-SF	EV 1710-2-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillezvous référer au mode d'emploi.			

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



				
	D 4,2	D 4,2	D 4,8	D 4,8
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,15	GH 2,5	GH 1,15	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 68	EV 68	EV 69	EV 69
Référence Type 2	EV 1620-2-SF	EV 1720-2-SF	EV 1630-2-SF	EV 1730-2-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillezvous référer au mode d'emploi.			

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



		
	D 5,4	D 5,4
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,15	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 69	EV 69
Référence Type 2	EV 1640-2-SF	EV 1740-2-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillezvous référer au mode d'emploi.	

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15	GH 1,15
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 70	EV 67	EV 68	EV 69	EV 69
Référence	EV 1800	EV 1810	EV 1820	EV 1830	EV 1840
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.				

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,0	D 3,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 60	EV 60	EV 60
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L
Référence	EV 1000	EV 1200	EV 1100	EV 1300

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 61	EV 61	EV 61	EV 61
Vis de laboratoire	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L
Référence	EV 1010	EV 1210	EV 1110	EV 1310

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 62	EV 62	EV 62	EV 62
Vis de laboratoire	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L
Référence	EV 1020	EV 1220	EV 1120	EV 1320

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 1030	EV 1230	EV 1130	EV 1330

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 5,4	D 5,4	D 5,4	D 5,4
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 1040	EV 1240	EV 1140	EV 1340

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 0,65	GH 0,65	GH 0,65
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Référence	EV 1500	EV 1510	EV 1520	EV 1530

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 3,6	D 4,2	D 4,2
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 61	EV 61	EV 62	EV 62
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 62 L
Référence	EV 9000-R	EV 9010-R	EV 9010-16R	EV 9020-R	EV 9020-16R

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 5,4	D 5,4
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 9030-R	EV 9030-16R	EV 9040-R	EV 9040-16R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 9800-R	EV 9810-16R	EV 9820-16R	EV 9830-16R	EV 9840-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,6	D 4,2	D 4,8	D 5,4
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Vis de laboratoire	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Référence	EV 9000-ST	EV 9010-ST	EV 9020-ST	EV 9030-ST	EV 9040-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	EV 8010	EV 8011	EV 8012

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 64	EV 64	EV 64
Référence Type 1	EV 8110	EV 8111	EV 8112

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 64	EV 64	EV 64
Référence Type 1	EV 8310	EV 8311	EV 8312

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	EV 8020	EV 8021	EV 8022

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 65	EV 65	EV 65
Référence Type 1	EV 8120	EV 8121	EV 8122

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 65	EV 65	EV 65
Référence Type 1	EV 8320	EV 8321	EV 8322

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	EV 8030	EV 8031	EV 8032

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 66	EV 66	EV 66
Référence Type 1	EV 8130	EV 8131	EV 8132

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	EV 66	EV 66	EV 66
Référence Type 1	EV 8330	EV 8331	EV 8332

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-31-01		EV 8501	EV 8501
Référence	6-31-02	8510	EV 8508	EV 8519

Attention : La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	EV 8501	EV 8501
Référence	EV 8506	EV 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	MedentiLOC	Novaloc®
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	EV 8517	EV 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	EV 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	EV 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

Multi-unit

Référence

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle

CFAO-CS

droit

angulé 17°

angulé 30°

Instrument de vissage

M 11-11
0-13-76

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

6-31-03

8504

8514-17

8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

EV 8502

EV 8503

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,6

D 3,6

D 3,6

D 3,6

D 3,6

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

EV 6010

EV 6110

EV 6210

EV 6310

EV 6410

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Novaloc
angulé 15°**

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 3,6 D 3,6 D 3,6 D 3,6 D 3,6

**Connexion de
l'implant**

Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67
Référence Type 2	EV 6510-2	EV 6610-2	EV 6710-2	EV 6810-2	EV 6910-2

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 4,2 D 4,2 D 4,2 D 4,2 D 4,2

**Connexion de
l'implant**

Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	EV 6020	EV 6120	EV 6220	EV 6320	EV 6420

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

**Pilier Novaloc
angulé 15°**

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 4,2 D 4,2 D 4,2 D 4,2 D 4,2

**Connexion de
l'implant**

Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68
Référence Type 2	EV 6520-2	EV 6620-2	EV 6720-2	EV 6820-2	EV 6920-2

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



D 4,8 D 4,8 D 4,8 D 4,8 D 4,8

**Connexion de
l'implant**

Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	EV 6030	EV 6130	EV 6230	EV 6330	EV 6430

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69
Référence Type 2	EV 6530-2	EV 6630-2	EV 6730-2	EV 6830-2	EV 6930-2
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable

Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6	D 3,6
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	EV 5010	EV 5110	EV 5210	EV 5310	EV 5410

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2	D 4,2
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	EV 5020	EV 5120	EV 5220	EV 5320	EV 5420

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8	D 4,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	EV 5030	EV 5130	EV 5230	EV 5330	EV 5430

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT


Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al

Référence

2102.0024-OPT

F-SERIE




Les piliers F-Serie sont compatibles avec

Nobel Biocare
 NobelActive®* CC
 NobelReplace®* CC
 NobelParallel™ CC


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Transfert d'empreinte
Porte-empreinte à
fenêtres**

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	NP	NP	RP	RP
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Référence	F 10	F 20	F 11	F 21

**Transfert d'empreinte
porte-empreinte fermé**

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

			
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 60	F 61
Référence	F 32	F 30	F 31

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

				
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP	WP
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de fixation	F 66 SB	F 60 SB	F 61 SB	F 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Symbole de compatibilité	▲	●	■	◆
Référence	F 1420-SB	F 1400-SB	F 1410-SB	F 1430-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau


		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		F 82 T		F 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	F 52	F 82-CS	F 50	F 80-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
Connexion de l'implant	RP	RP	WP	WP
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		F 81 T		F 83 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	F 51	F 81-CS	F 53	F 83-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

• acier inoxydable

				
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP	WP
Référence	F 82 T	F 80 T	F 81 T	F 83 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 60	F 61
Vis de laboratoire	F 66 L	F 60 L	F 61 L
Référence	F 3520	F 3500	F 3510

**Pilier provisoire
non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**Connexion de
l'implant**
Instrument de vissage
Vis de pilier
Vis de laboratoire
Référence


NP



RP

UG

UG

F 60

F 61

F 60 L

F 61 L

F 3700
F 3710
**Pilier standard
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP



NP



RP



RP

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Diamètre
Instrument de vissage
Vis de pilier
Vis de laboratoire
Référence

GH 1,5

GH 3,0

GH 1,5

GH 3,0

D 4,5

D 4,5

D 5,5

D 5,5

UG

UG

UG

UG

F 60

F 60

F 61

F 61

F 60 L

F 60 L

F 61 L

F 61 L

F 100
F 100-3
F 110
F 110-3
**Pilier standard
angulé 18°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm


**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Diamètre
Instrument de vissage
Vis de pilier
Vis de laboratoire
Référence Type 1
Référence Type 2


NP



NP



RP



RP

GH 1,5

GH 3,0

GH 1,5

GH 3,0

D 4,5

D 4,5

D 5,5

D 5,5

UG

UG

UG

UG

F 60

F 60

F 61

F 61

F 60 L

F 60 L

F 61 L

F 61 L

F 200-1
F 200-1-3
F 210-1
F 210-1-3
F 200-2
F 200-2-3
F 210-2
F 210-2-3

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP



RP

0,35

0,44

UG

UG

F 60

F 61

F 60 L

F 61 L

F 300

F 310

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP



RP

0,28

0,37

UG

UG

F 60

F 61

F 60 L

F 61 L

F 300 R

F 310 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NP



RP

UG

UG

F 60

F 61

F 60 L

F 61 L

F 700

F 710

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

**Pilier CoCr
non indexé**

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
	NP	RP
Connexion de l'implant		
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 60	F 61
Vis de laboratoire	F 60 L	F 61 L
Référence	F 700 R	F 710 R
Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.		

**Pilier massif
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
	NP	RP
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 5,0	D 5,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 60	F 61
Vis de laboratoire	F 60 L	F 61 L
Référence	F 400	F 410
Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.		

**Pilier massif
angulé 18°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



		
	NP	RP
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 5,0	D 5,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 60	F 61
Vis de laboratoire	F 60 L	F 61 L
Référence Type 1	F 500-1	F 510-1
Référence Type 2	F 500-2	F 510-2
Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.		

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3,0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)**

D 3,0

**à venir
(bientôt)**

D 3,0

**à venir
(bientôt)**

NP

**à venir
(bientôt)**

NP

Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 66	F 604	F 604
Vis de laboratoire	F 66 L	F 66 L	F 604 L	F 604 L
Référence	F 1620-S	F 1621-S	F 1600-S	F 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)**

RP

**à venir
(bientôt)**

RP

**à venir
(bientôt)**

RP

**à venir
(bientôt)**

WP

**à venir
(bientôt)**

WP

Connexion de l'implant	RP	RP	RP	WP	WP
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 3,5	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 605	F 605	F 605	F 605	F 605
Vis de laboratoire	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L
Référence	F 1610-S	F 1611-S	F 1612-S	F 1630-S	F 1631-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)**


RP



RP

Connexion de l'implant		
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 605	F 605
Vis de laboratoire	F 605 L	F 605 L
Référence	F 1710-S	F 1711-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)**


NP



NP

Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 604	F 604
Vis de laboratoire	F 604 L	F 604 L
Référence	F 1800-S	F 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)**

RP



RP



WP



WP

Connexion de l'implant	RP	RP	WP	WP
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 605	F 605	F 605	F 605
Vis de laboratoire	F 605 L	F 605 L	F 605 L	F 605 L
Référence	F 1810-S	F 1811-S	F 1830-S	F 1831-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

**à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)**

RP



RP

Connexion de l'implant	RP	RP
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 605	F 605
Vis de laboratoire	F 605 L	F 605 L
Référence	F 1910-S	F 1911-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm




Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	NP	NP
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	F 69	F 602	F 67	F 67
Référence Type 1	F 1620-1-SF	F 1720-1-SF	F 1600-1-SF	F 1700-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RP	RP	WP	WP
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	F 68	F 68	F 68	F 68
Référence Type 1	F 1610-1-SF	F 1710-1-SF	F 1630-1-SF	F 1730-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm
- Couple de serrage: WP: 35 Ncm

Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP	WP
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0	GH 1,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	F 69	F 67	F 68	F 68
Référence	F 1820	F 1800	F 1810	F 1830

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 0,65
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 66
Vis de laboratoire	F 66 L	F 66 L
Référence	F 1020	F 1120

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	■ NP	■ NP	■ NP	■ NP
Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 60	F 60	F 60	F 60
Vis de laboratoire	F 60 L	F 60 L	F 60 L	F 60 L
Référence	F 1000	F 1200	F 1100	F 1300

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	■ RP	■ RP	■ RP	■ RP
Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,65	GH 1,15	GH 0,65	GH 1,15
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 61	F 61	F 61	F 61
Vis de laboratoire	F 61 L	F 61 L	F 61 L	F 61 L
Référence	F 1010	F 1210	F 1110	F 1310

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur de la cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,0



NP



RP

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

GH 0,65

GH 0,65

GH 0,65

UG

UG

UG

F 66

F 60

F 61

F 66 L

F 60 L

F 61 L

F 1520
F 1500
F 1510

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,0



NP



NP



RP



RP

D 11,5

D 11,5

D 16,0

D 11,5

D 16,0

UG

UG

UG

UG

UG

F 66

F 60

F 60

F 61

F 61

F 66 L

F 60 L

F 60 L

F 61 L

F 61 L

F 9020-R
F 9000-R
F 9000-16R
F 9010-R
F 9010-16R

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



WP

D 11,5

UG

F 603

F 603 L

F 9030-R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm
- Couple de serrage: WP: 35 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP	WP
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 11,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 60	F 61	F 603
Vis de laboratoire	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Référence	F 9820-R	F 9800-16R	F 9810-16R	F 9830-R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: NP: 35 Ncm
- Couple de serrage: RP: 35 Ncm
- Couple de serrage: WP: 35 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,0	NP	RP	WP
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 66	F 60	F 61	F 603
Vis de laboratoire	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Référence	F 9020-ST	F 9000-ST	F 9010-ST	F 9030-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	F 4000	F 4100	F 4200	F 4300	F 4400

**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	F 4010	F 4110	F 4210	F 4310	F 4410

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	UG	UG
Vis pour bridge	6-28-01	F 7600	F 7600
Référence	6-28-02	F 4730	F 4840

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	UG	UG
Vis pour bridge	F 7600	F 7600
Référence	F 4710	F 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis pour bridge	F 7600		F 7600	
Référence	F 4800	F 4810	F 4820	F 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Instrument de vissage	UG
Vis pour bridge	F 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	F 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

Nouveau

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveaudroit unilatéral
longdroit unilatéral
courtdroite bilatérale
courtangulé unilatéral
droit court 20°angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7



6-09-43V4

6-09-44V4

6-09-45V4

6-09-46V4

6-09-47V4

À noter :

Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm

Connexion de
l'implant
Référence

MedentiBASE

4910**Attention :**

Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant
MedentiBASE

- Titane

Nouveau

Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630**6-28-03**

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

F 4610**F 4620**

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	NP	NP	NP	NP
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	F 8000	F 8003	F 8001	F 8002

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP	NP	NP
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 600	F 600	F 600
Référence Type 1	F 8100	F 8101	F 8102

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP	NP	NP
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 600	F 600	F 600
Référence Type 1	F 8300	F 8301	F 8302

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	RP	RP	RP	RP
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	F 8010	F 8013	F 8011	F 8012

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 601	F 601	F 601
Référence Type 1	F 8110	F 8111	F 8112

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 601	F 601	F 601
Référence Type 1	F 8310	F 8311	F 8312

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
	■	■	■	■
Connexion de l'implant	WP	WP	WP	WP
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	F 8030	F 8033	F 8031	F 8032

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	WP	WP	WP
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	F 601	F 601	F 601
Référence Type 1	F 8130	F 8131	F 8132

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1


WP



WP



WP

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

GH 3,1/5,5

UG

UG

UG

F 601

F 601

F 601

F 8330
F 8331
F 8332
**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description
Instrument de vissage
Vis pour bridge
Référence

Base en titane
ASC

Gaine
calcinable


Base titane


Coiffe en titane
Flex


Bola Torx

UG

UG

6-31-01

F 8501

F 8501

6-31-02
8510
F 8508
F 8519
Attention :

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description
Instrument de vissage
Vis pour bridge
Référence

Coiffe en alliage
haute fusion


Coiffe CoCr

UG

UG

F 8501

F 8501

F 8506
F 8507
**Partie mâle à visser Multi-
unit pour**

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description
Instrument de vissage
Référence


MedentiLOC



Novaloc®

UG

UG

F 8517
F 8518

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Instrument de vissage	UG
Vis pour bridge	F 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	F 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description	Cover cap	Transfert d'empreinte
Référence	F 8502	F 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	F 2000	F 2100	F 2200	F 2300	F 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



					
Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	F 64	F 64	F 64	F 64	F 64
Référence Type 1	F 2500-1	F 2600-1	F 2700-1	F 2800-1	F 2900-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	F 2010	F 2110	F 2210	F 2310	F 2410
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

**Pilier MedentiLOC
angulé 15°**

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	RP	RP	RP	RP	RP
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	F 65	F 65	F 65	F 65	F 65
Référence Type 1	F 2510-1	F 2610-1	F 2710-1	F 2810-1	F 2910-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

**Novaloc® Ensemble, Ti /
POM / PEEK / Silicone**

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

**Analogue d'implant
MedentiLOC**

- acier inoxydable

Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

	NP	NP	NP	NP	NP
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Référence	F 6000	F 6100	F 6200	F 6300	F 6400
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

**Pilier Novaloc
angulé 15°**

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	F 67	F 67	F 67	F 67	F 67
Référence Type 1	F 6500-1	F 6600-1	F 6700-1	F 6800-1	F 6900-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Référence	F 6010	F 6110	F 6210	F 6310	F 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

**Pilier Novaloc
angulé 15°**

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	F 68	F 68	F 68	F 68	F 68
Référence Type 1	F 6510-1	F 6610-1	F 6710-1	F 6810-1	F 6910-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

**Novaloc® Ensemble, Ti /
POM / PEEK / Silicone**

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

**Analogue d'implant
Novaloc**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP	NP	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	F 5000	F 5100	F 5200	F 5300	F 5400

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	F 5010	F 5110	F 5210	F 5310	F 5410

**Optiloc® Ensemble, Ti /
PEEK / Silicone**

- Ensemble Optiloc®
- Boîtier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs




Référence	5202.0001-OPT
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al

Référence	2102.0024-OPT
-----------	---------------

GM-SERIE




Les piliers GM-Serie sont compatibles avec

Neodent®*

Grand Morse®*

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
				Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0
Instrument de vissage	Neodent
Vis de fixation	GM 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	GM 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

gauche court 20°

D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		GM 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	GM 50	GM 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0
Référence	GM 80 T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Instrument de vissage	Neodent	Neodent	Neodent
Vis de pilier	GM 63	GM 63	GM 63
Vis de laboratoire	GM 63 L	GM 63 L	GM 63 L
Référence	GM 1600-S	GM 1601-S	GM 1602-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Neodent	Neodent
Vis de pilier	GM 63	GM 63
Vis de laboratoire	GM 63 L	GM 63 L
Référence	GM 1700-S	GM 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Neodent	Neodent
Vis de pilier	GM 63	GM 63
Vis de laboratoire	GM 63 L	GM 63 L
Référence	GM 1800-S	GM 1801-S
À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**




Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Neodent	Neodent
Vis de pilier	GM 63	GM 63
Vis de laboratoire	GM 63 L	GM 63 L
Référence	GM 1900-S	GM 1901-S
À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- Couple de serrage: 20 Ncm



		
Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	GM 62	GM 62
Vis de laboratoire	GM 62 L	GM 62 L
Référence Type 1	GM 1600-1-SF	GM 1700-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	GM 62
Vis de laboratoire	GM 62 L
Référence	GM 1800

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0	D 3,5-5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Neodent	Neodent	Neodent	Neodent
Vis de pilier	GM 61	GM 61	GM 61	GM 61
Vis de laboratoire	GM 61 L	GM 61 L	GM 61 L	GM 61 L
Référence	GM 1000	GM 1200	GM 1100	GM 1300

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**Connexion de
l'implant**

**Hauteur de la
cheminée**

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5-5,0

3,5 mm

GH 1,0

Neodent

GM 61

GM 61 L

GM 1500



D 3,5-5,0

3,5 mm

GH 2,5

Neodent

GM 61

GM 61 L

GM 1600

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**Connexion de
l'implant**

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5-5,0

D 11,5

Neodent

GM 61

GM 61 L

GM 9000-R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

**Connexion de
l'implant**

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5-5,0

D 11,5

Neodent

GM 61

GM 61 L

GM 9800-R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**



- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-5,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Neodent
Vis de pilier	GM 61
Vis de laboratoire	GM 61 L
Référence	GM 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

H-SERIE




Les piliers H-Serie sont compatibles avec

ZimVie*

Biomet 3i Certain®


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence



D 3,4



D 4,1



D 5,0

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

H 60

H 60

H 60

H 30

H 31

H 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau



D 3,4



D 4,1/5,0

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de fixation

MedentiWINGS

Symbole de
compatibilité

Référence

Hex 1,2

Hex 1,2

H 60 SB

H 60 SB

D 4,0

D 5,0



H 1400-SB

H 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0



6-09-48V4

6-09-49V4

6-09-50V4

6-09-51V4

6-09-52V4

D 5,0



6-09-58V4

6-09-59V4

6-09-60V4

6-09-61V4

6-09-62V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



D 3,4



D 3,4

Connexion de
l'implant

Modèle

Instrument de vissage

Vis à tête fraisée

Référence

CFAO-CS

H 80 T

Hex 1,26

H 50

H 80-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau


D 4,1



D 4,1

 Connexion de
l'implant

Modèle

CFAO-CS

Instrument de vissage

H 81 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

H 51

H 81-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau


D 5,0



D 5,0

 Connexion de
l'implant

Modèle

CFAO-CS

Instrument de vissage

H 82 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

H 52

H 82-CS

**Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO**

• acier inoxydable



D 3,4



D 4,1



D 5,0

 Connexion de
l'implant

Référence

H 80 T

H 81 T

H 82 T

Pilier provisoire

 • Titane
 • vis de pilier incluse
 • Couple de serrage: 20 Ncm


D 3,4



D 4,1

 Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Hex 1,2

Hex 1,2

Vis de pilier

H 60

H 60

Vis de laboratoire

H 60 L

H 60 L

Référence

H 3500

H 3510

Pilier provisoire non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 3700	H 3710	H 3720

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Diamètre	D 4,2	D 4,5	D 4,7	D 5,2
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 100	H 100-3	H 110	H 110-3

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

		
		
Connexion de l'implant	D 5,0	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0
Diamètre	D 5,9	D 6,2
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L
Référence	H 120	H 120-3

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier standard
angulé 18°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0	GH 1,5	GH 3,0
Diamètre	D 4,2	D 4,5	D 4,7	D 5,2
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence Type 1	H 200-1	H 200-1-3	H 210-1	H 210-1-3
Référence Type 2	H 200-2	H 200-2-3	H 210-2	H 210-2-3

**Pilier standard
angulé 18°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 5,0	D 5,0
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0
Diamètre	D 5,7	D 6,2
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L
Référence Type 1	H 220-1	H 220-1-3
Référence Type 2	H 220-2	H 220-2-3

**Pilier en alliage haute
fusion**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Poids d'or (g)	0,43	0,63	0,88
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 300	H 310	H 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Poids d'or (g)	0,35	0,54	0,79
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 300 R	H 310 R	H 320 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 700	H 710	H 720

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 700 R	H 710 R	H 720 R

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,7	D 5,4	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 400	H 410	H 420

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Pilier massif angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,7	D 5,4	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence Type 1	H 500-1	H 510-1	H 520-1
Référence Type 2	H 500-2	H 510-2	H 520-2

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm



	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	H 63	H 63	H 63
Référence Type 1	H 1600-1-SF	H 1610-1-SF	H 1620-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	H 63	H 63	H 63
Référence	H 1800	H 1810	H 1820
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.		

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 1000	H 1100	H 1010	H 1110

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

		
	D 5,0	D 5,0
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L
Référence	H 1020	H 1120

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 1500	H 1510	H 1520

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
	D 3,4	D 4,1	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant				
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 9000-R	H 9010-R	H 9010-16R	H 9020-16R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 9800-R	H 9810-16R	H 9820-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 60	H 60	H 60
Vis de laboratoire	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Référence	H 9000-ST	H 9010-ST	H 9020-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.			

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	H 4000	H 4100	H 4200	H 4300	H 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	H 4010	H 4110	H 4210	H 4310	H 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	6-28-01	H 7600	H 7600
Référence	6-28-02	H 4730	H 4840

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	H 7600	H 7600
Référence	H 4710	H 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	H 7600		H 7600	
Référence	H 4800	H 4810	H 4820	H 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis pour bridge	H 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	H 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.**MedentiWINGS**

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

H 4610

H 4620

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm



D 3,4

D 3,4

D 3,4

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 3,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Référence

H 8000

H 8001

H 8002

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 0,6/2,0	GH 1,6/3,0	GH 3,6/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 62	H 62	H 62
Référence Type 1	H 8100	H 8101	H 8102

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 2,4/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 62	H 62	H 62
Référence Type 1	H 8300	H 8301	H 8302

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	H 8010	H 8011	H 8012

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 0,6/2,0	GH 1,6/3,0	GH 3,6/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	H 62	H 62	H 62
Référence Type 1	H 8110	H 8111	H 8112

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1



D 4,1



D 4,1



D 4,1

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

GH 2,4/5,0

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

H 62

H 62

H 62

H 8310

H 8311

H 8312

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence

Base en titane
ASC



Gaine
calcinable



Base titane



Coiffe en titane
Flex



Bola Torx

Hex 1,2

Hex 1,2

6-31-01

H 8501

H 8501

6-31-02

8510

H 8508

H 8519

Attention :

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence

Coiffe en alliage
haute fusion



Coiffe CoCr



Hex 1,2

Hex 1,2

H 8501

H 8501

H 8506

H 8507

Partie mâle à visser Multi- unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Référence

MedentiLOC



Novaloc®



Hex 1,2

Hex 1,2

H 8517

H 8518

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis pour bridge	H 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	H 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau

Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description

Référence

Cover cap



H 8502

Transfert d'empreinte



H 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 20 Ncm



D 3,4



D 3,4



D 3,4



D 3,4



D 3,4

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale GH 1,5 GH 2,5 GH 3,5 GH 4,5 GH 5,5

Instrument de vissage Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26

Référence **H 2000 H 2100 H 2200 H 2300 H 2400**

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 20 Ncm



D 4,1



D 4,1



D 4,1



D 4,1



D 4,1

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale GH 1,5 GH 2,5 GH 3,5 GH 4,5 GH 5,5

Instrument de vissage Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26

Référence **H 2010 H 2110 H 2210 H 2310 H 2410**

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	H 6000	H 6100	H 6200	H 6300	H 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	H 6010	H 6110	H 6210	H 6310	H 6410

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
-----------	--------------

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,4

D 3,4

D 3,4

D 3,4

D 3,4

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

Référence

H 5000

H 5100

H 5200

H 5300

H 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 20 Ncm



Connexion de
l'implant

D 4,1

D 4,1

D 4,1

D 4,1

D 4,1

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

Référence

H 5010

H 5110

H 5210

H 5310

H 5410

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boîtier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT

Attention :

Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al





Référence

2102.0024-OPT

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

I-SERIE




Les piliers I-Serie sont compatibles avec

ZimVie*

Biomet 3i External Hex


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau

Connexion de
l'implant

D 3,4

D 4,1/5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Vis de fixation

I 61 SB

I 61 SB

MedentiWINGS

D 4,0

D 4,5

Symbole de
compatibilité



Référence

I 1400-SB

I 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0



6-09-48V4

6-09-49V4

6-09-50V4

6-09-51V4

6-09-52V4

D 4,5



6-09-53V4

6-09-54V4

6-09-55V4

6-09-56V4

6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Connexion de
l'implant

D 5,0

D 5,0

Modèle

CFAO-CS

Instrument de vissage

I 80 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

I 52

I 82-CS

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		I 80 T		I 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	I 50	I 80-CS	I 51	I 81-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	
Référence	I 80 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



		
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L
Référence	I 3500	I 3510

Pilier standard
droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 4,4	D 4,8	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 100	I 110	I 120

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence Type 1

Référence Type 2



D 3,4



D 4,1



D 5,0

GH 2,5

GH 2,5

GH 2,5

D 4,4

D 4,8

D 6,5

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

I 61

I 61

I 61

I 61 L

I 61 L

I 61 L

I 200-1

I 210-1

I 220-1

I 200-2

I 210-2

I 220-2

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



D 3,4



D 4,1



D 5,0

0,37

0,57

0,97

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

I 61

I 61

I 61

I 61 L

I 61 L

I 61 L

I 300

I 310

I 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



D 4,1

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

0,57

Hex 1,26

I 61

I 61 L

I 310 R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils


Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 700	I 710	I 720
Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.			

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Hauteur de la cheminée	GH 0,5	GH 0,5	GH 0,5
Hauteur gingivale	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Instrument de vissage	I 63	I 62	I 62
Vis de pilier	I 1600-1-SF	I 1610-1-SF	I 1620-1-SF
Référence Type 1	I 1600-1-SF	I 1610-1-SF	I 1620-1-SF
Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Connexion de l'implant	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Hauteur de la cheminée	GH 0,5	GH 0,5	GH 0,5
Hauteur gingivale	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Instrument de vissage	I 63	I 62	I 62
Vis de pilier	I 1800	I 1810	I 1820
Référence	I 1800	I 1810	I 1820
Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.			

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 4,1	D 4,1
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 1000	I 1100	I 1010	I 1110

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant		D 5,0	D 5,0
Hauteur de la cheminée		3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale		GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage		Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier		I 61	I 61
Vis de laboratoire		I 61 L	I 61 L
Référence		I 1020	I 1120

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 1500	I 1510	I 1520

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 9000-R	I 9010-R	I 9020-16R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 9800-R	I 9810-R	I 9820-16R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 4,1	D 5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	I 61	I 61	I 61
Vis de laboratoire	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Référence	I 9000-ST	I 9010-ST	I 9020-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	I 4000	I 4100	I 4200

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 4,1	D 4,1	D 4,1
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	I 4010	I 4110	I 4210

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-28-01	I 7600	I 7600
Référence	6-28-02	I 4730	I 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	I 7600	I 7600
Référence	I 4710	I 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	I 7600		I 7600	
Référence	I 4800	I 4810	I 4820	I 4830

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody MedentiBASE

Nouveau

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm



Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	I 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	I 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	MedentiBASE
Référence	4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant
MedentiBASE

Nouveau

- Titane



Modèle	droit	CFAO-CS
Instrument de vissage		M 11-6 0-13-37
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	4630	6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane

Description

Référence

Cover cap

Transfert
d'empreinte



I 4610

I 4620

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,4

D 3,4

D 3,4

D 3,4

D 3,4

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 2,5

GH 3,5

GH 4,5

GH 5,5

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

I 2000

I 2100

I 2200

I 2300

I 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de
l'implant

D 4,1

D 4,1

D 4,1

D 4,1

D 4,1

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 2,5

GH 3,5

GH 4,5

GH 5,5

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

I 2010

I 2110

I 2210

I 2310

I 2410

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de
l'implant

D 5,0

D 5,0

D 5,0

D 5,0

D 5,0

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 2,5

GH 3,5

GH 4,5

GH 5,5

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

I 2020

I 2120

I 2220

I 2320

I 2420

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Novaloc® Ensemble, Ti /
POM / PEEK / Silicone**


- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs

**Référence****2010.601-NOV****Attention :****Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.****Analogue d'implant
MedentiLOC**

- acier inoxydable

**Modèle****droit****Référence****56**

IPS-SERIE




Les piliers IPS-Serie sont compatibles avec

MEDENTiKA®
MICROCONE
QUATTROCONE
QUATTROCONE30


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé côté méplat



TYPE 2

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
	■ NI	■ NI	■ NI
Connexion de l'implant	NI	NI	NI
Hauteur gingivale	GH 2,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	1-03-01	1-03-02	1-03-03

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

	
	■ RI
Connexion de l'implant	RI
Hauteur gingivale	GH 4,0
Diamètre	D 3,0
Instrument de vissage	Hex 1,26
Référence	2-03-14

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

			
	■ RI	■ RI	■ RI
Connexion de l'implant	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-03-18	2-03-19	2-03-20

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

					
	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI
Connexion de l'implant	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-03-02	2-03-03	2-03-15	2-03-04	2-03-05

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

					
	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-03-06	2-03-07	2-03-16	2-03-08	2-03-09

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

					
	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI	■ RI
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 6,0
Diamètre	D 6,5	D 6,5	D 6,5	D 6,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-03-10	2-03-11	2-03-17	2-03-12	2-03-13

Pilier de cicatrisation

- Titane
- Emballage stérile

				
		■ AI	■ AI	■ AI
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale		GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Diamètre		D 4,8	D 4,8	D 4,8
Instrument de vissage		Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence		4-03-04	4-03-05	4-03-06

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
	■ NI	■ RI	■ RI	■ AI
Connexion de l'implant				
Longueur Type	long	court	long	court
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de fixation	1-04-02	2-04-04	2-04-05	2-04-04
Référence	1-04-01	2-04-01	2-04-02	4-04-01

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence



NI



RI

Hex 1,26

Hex 1,26

1-06-01

2-06-03

1-04-08

2-04-17

Transfert d'empreinte personnalisé Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

Connexion de l'implant

Longueur Type

Vis de fixation

Référence



RI



RI

court

long

2-04-04

2-04-05

2-04-07

2-04-08

Transfert d'empreinte personnalisé porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

Connexion de l'implant

Vis de pilier

Référence



RI

2-06-03

2-04-18

Profil d'émergence pour transfert d'empreinte individuel

- PEEK



Ø4,5/1-2



Ø5,5/1-2



Ø4,5/3-6



Ø5,5/3-6

Hauteur gingivale

GH 1-2

GH 1-2

GH 3-6

GH 3-6

Diamètre

D 4,5

D 5,5

D 4,5

D 5,5

Référence

2-04-09

2-04-10

2-04-12

2-04-13

Profil d'émergence pour transfert d'empreinte individuel

- PEEK



Ø6,5/1-2



Ø6,5/3-6

Hauteur gingivale

GH 1-2

GH 3-6

Diamètre

D 6,5

D 6,5

Référence

2-04-11

2-04-14

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Coiffes de positionnement pour pilier d'empreinte fermé

- POM

Connexion de l'implant
Référence



2-04-19

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau



NI



RI



AI

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de fixation

MedentiWINGS

Symbole de compatibilité

Référence

Hex 1,26

1-06-03

D 3,7



1-09-11

Hex 1,26

2-06-06

D 4,0



2-09-25

Hex 1,26

2-06-06

D 4,5



4-09-02

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral long

droit unilatéral court

droite bilatérale court

angulé unilatéral droit court 20°

angulé unilatéral gauche court 20°

D 3,7



6-09-43V4

6-09-44V4

6-09-45V4

6-09-46V4

6-09-47V4

D 4,0



6-09-48V4

6-09-49V4

6-09-50V4

6-09-51V4

6-09-52V4

D 4,5



6-09-53V4

6-09-54V4

6-09-55V4

6-09-56V4

6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau



NI



NI



RI



RI

Connexion de l'implant

Modèle

Instrument de vissage

Vis à tête fraisée

Référence

CFAO-CS

1-05-03

Hex 1,26

1-05-01

CFAO-CS

2-05-03


Hex 1,26

2-05-04

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de
l'implant

Modèle

Instrument de vissage

Vis à tête fraisée

Référence

CFAO-CS

4-05-03

Hex 1,26

4-05-01

4-05-04

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de
l'implant

Référence

NI

RI

AI

1-05-03

2-05-03

4-05-03

Pilier provisoire droit

- Titane / PVDF
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

RI

GH 3,5

D 5,5

Hex 1,26

2-06-03

2-06-04

2-17-08

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier provisoire angulé 18°

- Titane / PVDF
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	
Hauteur gingivale	GH 3,5
Diamètre	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04
Référence Type 1	2-17-09
Référence Type 2	2-17-10

Pilier provisoire droit

- Titane
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm



NI



RI

Connexion de l'implant		
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04
Référence	1-17-04	2-17-07

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



NI



NI



NI

Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0	GH 5,0
Diamètre	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	1-06-01	1-06-01
Vis de laboratoire	1-06-02	1-06-02	1-06-02
Référence	1-07-01	1-07-02	1-07-07

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	GH 0
Hauteur gingivale	D 3,5
Diamètre	Hex 1,26
Instrument de vissage	2-06-03
Vis de pilier	2-06-04
Vis de laboratoire	2-07-20
Référence	

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI



RI



RI

Connexion de l'implant	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5
Hauteur gingivale	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Diamètre	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Instrument de vissage	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de pilier	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Vis de laboratoire	2-07-01	2-07-02	2-07-03
Référence			

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI



RI



RI

Connexion de l'implant	GH 3,0	GH 3,0	GH 3,0
Hauteur gingivale	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Diamètre	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Instrument de vissage	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de pilier	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Vis de laboratoire	2-07-04	2-07-05	2-07-06
Référence			

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

RI

RI

Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 5,0	GH 5,0	GH 5,0
Diamètre	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Référence	2-07-23	2-07-24	2-07-25

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



NI

NI

NI

Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0	GH 5,0
Diamètre	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	1-06-01	1-06-01
Vis de laboratoire	1-06-02	1-06-02	1-06-02
Référence Type 1	1-07-03	1-07-04	1-07-08
Référence Type 2	1-07-05	1-07-06	1-07-09

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

RI

RI

Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5
Diamètre	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Référence Type 1	2-07-07	2-07-08	2-07-09
Référence Type 2	2-07-13	2-07-14	2-07-15

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant

	RI	RI	RI
			
Hauteur gingivale	GH 3,0	GH 3,0	GH 3,0
Diamètre	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Référence Type 1	2-07-10	2-07-11	2-07-12
Référence Type 2	2-07-16	2-07-17	2-07-18

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant

	RI	RI	RI
			
Hauteur gingivale	GH 5,0	GH 5,0	GH 5,0
Diamètre	D 4,5	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Référence Type 1	2-07-26	2-07-27	2-07-28
Référence Type 2	2-07-29	2-07-30	2-07-31

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

Connexion de l'implant

	NI	RI
		
Poids d'or (g)	0,23	0,35
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04
Référence	1-08-01	2-08-01

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	
Poids d'or (g)	0,28
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04
Référence	2-08-02

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm



NI



RI

Connexion de l'implant		
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04
Référence	1-10-01	2-10-02

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	
Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04
Référence	2-10-03

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	GH 3,5
Hauteur gingivale	D 5,5
Diamètre	Hex 1,26
Instrument de vissage	2-06-03
Vis de pilier	2-06-04
Vis de laboratoire	2-07-19
Référence	

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Pilier massif angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI

Connexion de l'implant	GH 3,5
Hauteur gingivale	D 5,5
Diamètre	Hex 1,26
Instrument de vissage	2-06-03
Vis de pilier	2-06-04
Vis de laboratoire	2-07-21
Référence Type 1	2-07-22
Référence Type 2	

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau



NI



NI



RI



RI



RI

Connexion de l'implant	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur de la cheminée	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Hauteur gingivale	D 3,6	D 3,6	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Diamètre	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Instrument de vissage	1-06-01	1-06-01	2-06-09	2-06-09	2-06-09
Vis de pilier	1-06-02	1-06-02	2-06-10	2-06-10	2-06-10
Vis de laboratoire	1-09-12	1-09-13	2-09-26	2-09-27	2-09-28
Référence					

À noter : Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi. À noter : Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Nouveau Nouveau



RI

RI

Connexion de l'implant

Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-09	2-06-09
Vis de laboratoire	2-06-10	2-06-10
Référence	2-09-29	2-09-30

À noter : Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau



NI

NI

RI

RI

RI

Connexion de l'implant

Modèle	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Diamètre	D 3,6	D 3,6	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	1-06-01	2-06-09	2-06-09	2-06-09
Vis de laboratoire	1-06-02	1-06-02	2-06-10	2-06-10	2-06-10
Référence	1-09-14	1-09-15	2-09-32	2-09-33	2-09-34

À noter : Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Nouveau Nouveau

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI



RI

Connexion de l'implant		
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-09	2-06-09
Vis de laboratoire	2-06-10	2-06-10
Référence	2-09-35	2-09-36

À noter : Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm



NI



NI



RI



RI

Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	1-06-04	1-06-05	2-06-07	2-06-08
Référence Type 1 SF	1-09-06	1-09-08	2-09-19	2-09-21
Référence Type 2 SC	1-09-07	1-09-09	2-09-20	2-09-22

Remarque : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments Torx boule 0-13-60, 0-13-59 ou 6-13-06. Pour sélectionner la direction désirée de l'angulation du puit de vissage, veuillez-vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm



NI



RI

Connexion de l'implant	NI	RI
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 1,2
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	1-06-04	2-06-07
Référence	1-09-10	2-09-23
Remarque :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments Torx boule 0-13-60, 0-13-59 ou 6-13-06.	

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



NI



NI

Connexion de l'implant	NI	NI
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,7	GH 1,2
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	1-06-01
Vis de laboratoire	1-06-02	1-06-02
Référence	1-09-01	1-09-02

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



RI



RI



RI



RI

Connexion de l'implant	RI	RI	RI	RI
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-03	2-06-03	2-06-03	2-06-03
Vis de laboratoire	2-06-04	2-06-04	2-06-04	2-06-04
Référence	2-09-11	2-09-13	2-09-12	2-09-14

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant**

**Hauteur de la
cheminée**

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NI



RI

3,5 mm

3,5 mm

GH 0,7

GH 0,6

Hex 1,26

Hex 1,26

1-06-01

2-06-03

1-06-02

2-06-04

1-09-04

2-09-15

Base titane CEREC®*

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**Connexion de
l'implant**

**Hauteur de la
cheminée**

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



RI



RI

4,7 mm

4,7 mm

GH 0,65

GH 2,0

Hex 1,26

Hex 1,26

2-06-03

2-06-03

2-06-04

2-06-04

2-09-17

2-09-24

ScanPost Cerec®

- Titane
- avec vis de rétention



RI

**Connexion de
l'implant**

Vis de fixation

Référence

2-06-03

2-09-18

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm
- Couple de serrage: AI: 25 Ncm

					
	NI	RI	RI	AI	AI
Connexion de l'implant					
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03	2-06-03	4-06-01	4-06-01
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04	2-06-04	4-06-02	4-06-02
Référence	1-90-02	2-90-02	2-90-03	4-90-02	4-90-03

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

		
	NI	RI
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04
Référence	1-90-03	2-90-06

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: NI: 15 Ncm
- Couple de serrage: RI: 25 Ncm

		
	NI	RI
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	1-06-01	2-06-03
Vis de laboratoire	1-06-02	2-06-04
Référence	1-90-05-ST	2-90-07-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
	RI	RI	RI	RI	RI
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	0-13-37	0-13-37	0-13-37	0-13-37	0-13-37
Référence	2-28-01	2-28-02	2-28-03	2-28-04	2-28-05

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base titane	Coiffe en titane Flex	Base en titane ASC
Hauteur de la cheminée		H 4.0-14.0	
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Bola Torx
Vis pour bridge	0-06-03	0-06-03	6-28-01
Référence	0-28-05	0-28-22	6-28-02

Composants prothétiques MedentiBASE

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe en résine
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	0-06-03	0-06-03
Référence	0-28-07	0-28-08

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	0-06-03		0-06-03	
Référence	0-28-14	0-28-16	0-28-15	0-28-17

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	0-06-03
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	0-28-23

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

Nouveau

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7



6-09-43V4

6-09-44V4

6-09-45V4

6-09-46V4

6-09-47V4

À noter :

Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant
Référence

MedentiBASE

4910

Attention :

Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE droit

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

0-28-20

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

0-28-04

0-28-12

Instrument de vissage Pilier MedentiBASE

- acier inoxydable



Modèle

Manuel et clé à
cliquet

Référence

0-13-37

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
	RI	RI	RI	RI
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	0-13-76	0-13-76	0-13-76	0-13-76
Référence	2-31-01	2-31-16	2-31-02	2-31-03

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm



			
	RI	RI	RI
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Référence Type 1	2-31-04	2-31-05	2-31-06
Référence Type 2	2-31-10	2-31-11	2-31-12

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm



			
	RI	RI	RI
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Référence Type 1	2-31-07	2-31-08	2-31-09
Référence Type 2	2-31-13	2-31-14	2-31-15

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
	AI	AI	AI
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	4-06-01	4-06-01	4-06-01
Référence	4-31-01	4-31-02	4-31-03

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base titane	Gaine calcinable	Coiffe en titane Flex	Base en titane ASC
Instrument de vissage	Hex 1,26		Hex 1,26	Bola Torx
Vis pour bridge	0-31-02		0-31-02	6-31-01
Référence	0-31-09	0-31-11	0-31-20	6-31-02
Attention :	La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.			

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	0-31-02	0-31-02
Référence	0-31-07	0-31-08

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement ADLC
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Novaloc®	MedentiLOC
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	0-31-18	0-31-19

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	0-31-02
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	0-31-21
Attention :	Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral long droit unilatéral court droite bilatérale court angulé unilatéral droit court 20° angulé unilatéral gauche court 20°

D 4,5 6-09-53V4 6-09-54V4 6-09-55V4 6-09-56V4 6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant
Référence

Multi-unit

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	droit	angulé 17°	angulé 30°	CFAO-CS
Instrument de vissage				M 11-11 0-13-76
Vis à tête fraisée				Hex 1,26
Référence	0-31-05	0-31-12	0-31-13	6-31-03

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description

Cover cap

Transfert d'empreinte

Référence

0-31-03

0-31-04

Instrument de vissage Pilier Multi-unit

- acier inoxydable



Modèle

Manuel et clé à cliquet

Référence

0-13-76

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant

	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-21-01	2-21-02	2-21-03	2-21-04	2-21-05

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm 0-13-18 ou 0-13-22 ou 0-13-04 ou 0-13-23 ou 0-13-05.

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant

	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	2-06-02	2-06-02	2-06-02	2-06-02	2-06-02
Référence Type 1	2-21-06	2-21-07	2-21-08	2-21-09	2-21-10
Référence Type 2	2-21-11	2-21-12	2-21-13	2-21-14	2-21-15

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage Hex ronds 1.26 mm 0-13-39 ou 0-13-38.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Instrument de vissage Tête sphérique Hex

- acier inoxydable



Longueur Type

long (L 28 mm) long (L 24 mm)

Modèle

Manuel et clé à cliquet Contre-angle

Référence

0-13-38 0-13-39

Suitable for: MedentiLOC abutment angled

Analogue d'implant MedentiLOC

- Titane

Modèle
Référence



droit
0-21-01

angulé
0-21-02

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	2-23-01	2-23-02	2-23-03	2-23-04	2-23-05

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	2-06-05	2-06-05	2-06-05	2-06-05	2-06-05
Référence Type 1	2-23-06	2-23-07	2-23-08	2-23-09	2-23-10
Référence Type 2	2-23-11	2-23-12	2-23-13	2-23-14	2-23-15

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux Torx boule 0-13-60 ou 0-13-59.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Instrument de vissage Tête sphérique Torx

- acier inoxydable



Longueur Type	long (L 28 mm)	long (L 24 mm)	long (L 30 mm)
Modèle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Contre-angle
Référence	0-13-59	0-13-60	6-13-06
Convient pour: Pilier Novaloc angulé, Base titane ASC Flex			

Analogue d'implant Novaloc

- Titane



Modèle	droit	angulé
Référence	0-23-01	0-23-02

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	RI	RI	RI	RI	RI
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82	0-13-61 0-13-82
Référence	2-22-01	2-22-02	2-22-03	2-22-04	2-22-05

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boîtier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence	5202.0001-OPT
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Instrument de vissage Pilier Optiloc

- acier inoxydable



Modèle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle
Référence	0-13-61	0-13-82

Optiloc® Analogue, Al


Référence



2102.0024-OPT

I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

K-SERIE




Les piliers K-Serie sont compatibles avec


Nobel Biocare
Brånemark System®*
NobelSpeedy®*
Groovy®*

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1
angulé sur plat



TYPE 2
angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
Connexion de l'implant	NP	RP	WP
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de fixation	K 60 SB	K 61 SB	K 62 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,5
Symbole de compatibilité	●	■	▲
Référence	K 1400-SB	K 1410-SB	K 1420-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,5	▲	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau

				
Connexion de l'implant	NP	NP	RP	RP
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		K 80 T		K 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	K 50	K 80-CS	K 51	K 81-CS

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Connexion de
l'implant

WP



WP

Modèle

CFAO-CS

Instrument de vissage

K 82 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

K 52

K 82-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

- acier inoxydable

Connexion de
l'implant

NP



RP



WP

Référence

K 80 T

K 81 T

K 82 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

NP



RP

Instrument de vissage

UG

UG

Vis de pilier

K 60

K 61

Vis de laboratoire

K 60 L

K 61 L

Référence

K 3500

K 3510

Pilier standard
droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

NP



RP



WP

Hauteur gingivale

GH 2,5

GH 2,5

GH 2,5

Diamètre

D 4,4

D 4,8

D 6,5

Instrument de vissage

UG

UG

UG

Vis de pilier

K 60

K 61

K 62

Vis de laboratoire

K 60 L

K 61 L

K 62 L

Référence

K 100

K 110

K 120

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence Type 1

Référence Type 2



NP



RP



WP

GH 2,5

GH 2,5

GH 2,5

D 4,4

D 4,8

D 6,5

UG

UG

UG

K 60

K 61

K 62

K 60 L

K 61 L

K 62 L

K 200-1

K 210-1

K 220-1

K 200-2

K 210-2

K 220-2

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NP



RP



WP

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

0,45

0,57

0,80

UG

UG

UG

K 60

K 61

K 62

K 60 L

K 61 L

K 62 L

K 300

K 310

K 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



RP

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

0,57

UG

K 61

K 61 L

K 310 R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP	RP	WP
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 61	K 62
Vis de laboratoire	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Référence	K 700	K 710	K 720

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RP
Instrument de vissage	UG
Vis de pilier	K 61
Vis de laboratoire	K 61 L
Référence	K 710 R

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NP	RP
Hauteur de la cheminée	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 0,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	K 63	K 64
Référence Type 1	K 1600-1-SF	K 1610-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
Connexion de l'implant	NP	RP
Hauteur de la cheminée	4,5-6,5 mm	4,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 0,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	K 63	K 64
Référence	K 1800	K 1810
Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.		

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

				
Connexion de l'implant	NP	NP	RP	RP
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 60	K 61	K 61
Vis de laboratoire	K 60 L	K 60 L	K 61 L	K 61 L
Référence	K 1000	K 1100	K 1010	K 1110

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
Connexion de l'implant	WP	WP
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	UG	UG
Vis de pilier	K 62	K 62
Vis de laboratoire	K 62 L	K 62 L
Référence	K 1020	K 1120

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP	RP	WP
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 61	K 62
Vis de laboratoire	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Référence	K 1500	K 1510	K 1520

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP	RP	WP
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 61	K 62
Vis de laboratoire	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Référence	K 9000-R	K 9010-R	K 9020-16R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NP	RP	WP
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 61	K 62
Vis de laboratoire	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Référence	K 9800-R	K 9810-R	K 9820-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	NP	RP	WP
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	UG	UG	UG
Vis de pilier	K 60	K 61	K 62
Vis de laboratoire	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Référence	K 9000-ST	K 9010-ST	K 9020-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	NP	NP	NP
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	K 4000	K 4100	K 4200

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	K 4010	K 4110	K 4210

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	UG	UG
Vis pour bridge	6-28-01	K 7600	K 7600
Référence	6-28-02	K 4730	K 4840

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	UG	UG
Vis pour bridge	K 7600	K 7600
Référence	K 4710	K 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG
Vis pour bridge	K 7600		K 7600	
Référence	K 4800	K 4810	K 4820	K 4830

Scanbody MedentiBASE**Nouveau**

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm



Instrument de vissage	UG
Vis pour bridge	K 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	K 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.**MedentiWINGS**

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert d'empreinte

Référence

K 4610

K 4620

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant

NP

NP

NP

NP

NP

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 2,5

GH 3,5

GH 4,5

GH 5,5

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

K 2000

K 2100

K 2200

K 2300

K 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	K 2010	K 2110	K 2210	K 2310	K 2410

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	WP	WP	WP	WP	WP
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	K 2020	K 2120	K 2220	K 2320	K 2420

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	UG	UG	UG	UG	UG
Référence	K 6010	K 6110	K 6210	K 6310	K 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RP	RP	RP	RP	RP
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	K 5010	K 5110	K 5210	K 5310	K 5410

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence


5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.**Optiloc® Analogue, Al**

Référence

2102.0024-OPT

L-SERIE



Les piliers L-Serie sont compatibles avec


Straumann

Bone Level

Bone Level Tapered


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé côté méplat



TYPE 2

angulé côté arête

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	NC	NC	RC	RC
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	L 10	L 20	L 11	L 21

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- vis de pilier incluse
- coiffe de positionnement incluse

		
Connexion de l'implant	NC	RC
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	L 60	L 60
Référence	L 30	L 31

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
Connexion de l'implant	SC	NC	RC
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de fixation	L 62 SB	L 61 SB	L 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 4,5
Symbole de compatibilité	▲	●	■
Référence	L 1420-SB	L 1400-SB	L 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

						
		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
	■	■	■	■
Connexion de l'implant	SC	SC	NC	NC
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		L 82 T		L 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	L 52	L 82-CS	L 50	L 80-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

			
		■	■
Connexion de l'implant		RC	RC
Modèle			CFAO-CS
Instrument de vissage			L 81 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26
Référence		L 51	L 81-CS


Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

• acier inoxydable

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	SC	NC	RC
Référence	L 82 T	L 80 T	L 81 T

Pilier provisoire

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
	■	■
Connexion de l'implant	NC	RC
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	L 60	L 60
Vis de laboratoire	L 60 L	L 60 L
Référence	L 3500	L 3510

Pilier provisoire non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NC



RC

Torx

L 60

L 60 L

L 3700

Torx

L 63

L 63 L

L 3710

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NC



NC



RC



RC

GH 1,5

D 4,2

Torx

L 60

L 60 L

L 100

GH 3,0

D 4,2

Torx

L 60

L 60 L

L 100-3

GH 1,5

D 5,0

Torx

L 60

L 60 L

L 110

GH 3,0

D 5,0

Torx

L 60

L 60 L

L 110-3

Pilier standard angulé 18°

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence Type 1

Référence Type 2



NC



NC



RC



RC

GH 1,5

D 4,2

Torx

L 60

L 60 L

L 200-1

L 200-2

GH 3,0

D 4,2

Torx

L 60

L 60 L

L 200-1-3

L 200-2-3

GH 1,5

D 5,0

Torx

L 60

L 60 L

L 210-1

L 210-2

GH 3,0

D 5,0

Torx

L 60

L 60 L

L 210-1-3

L 210-2-3

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NC



RC

0,31

0,53

Torx

Torx

L 60

L 60

L 60 L

L 60 L

L 300**L 310****Pilier en alliage haute fusion non indexé**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NC



RC

0,23

0,38

Torx

Torx

L 60

L 63

L 60 L

L 63 L

L 300 R**L 310 R****Pilier CoCr**

- CoCr
- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



NC



RC

Torx

Torx

L 60

L 60

L 60 L

L 60 L

L 700**L 710****Attention :**

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- pour coulée de raccord
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.



NC



RC

Torx

Torx

L 60

L 63

L 60 L

L 63 L

L 700 R

L 710 R

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Attention :

Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.



NC



RC

GH 3,5

GH 3,5

D 5,0

D 5,5

Torx

Torx

L 60

L 60

L 60 L

L 60 L

L 400

L 410

Pilier massif angulé 18°

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence Type 1

Référence Type 2

Attention :

Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.



NC



RC

GH 3,5

GH 3,5

D 5,0

D 5,5

Torx

Torx

L 60

L 60

L 60 L

L 60 L

L 500-1

L 510-1

L 500-2

L 510-2

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant	SC	SC	NC	NC	NC
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 68	L 68	L 602	L 602	L 602
Vis de laboratoire	L 68 L	L 68 L	L 602 L	L 602 L	L 602 L
Référence	L 1620-S	L 1621-S	L 1600-S	L 1601-S	L 1602-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

Connexion de l'implant	RC	RC	RC
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 603	L 603	L 603
Vis de laboratoire	L 603 L	L 603 L	L 603 L
Référence	L 1610-S	L 1611-S	L 1612-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau



RC



RC

Connexion de l'implant		
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	L 603	L 603
Vis de laboratoire	L 603 L	L 603 L
Référence	L 1710-S	L 1711-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau



NC



NC



RC



RC

Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 4,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 602	L 602	L 603	L 603
Vis de laboratoire	L 602 L	L 602 L	L 603 L	L 603 L
Référence	L 1800-S	L 1801-S	L 1810-S	L 1811-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau

RC

RC

**Connexion de
l'implant**

Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	L 63	L 63
Vis de laboratoire	L 63 L	L 63 L
Référence	L 1910-S	L 1911-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- Couple de serrage: 35 Ncm



SC

SC

NC

NC


**Connexion de
l'implant**

Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,1	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	L 69	L 69	L 64	L 67
Vis de laboratoire	L 69 L	L 69 L		
Référence Type 1	L 1620-1-SC	L 1720-1-SC	L 1600-1-SF	L 1700-1-SF
Référence Type 2	L 1620-2-SF	L 1720-2-SF	L 1600-2-SC	L 1700-2-SC

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur de la cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.



RC



RC

3,5-6,5 mm

3,5-6,5 mm

GH 1,0

GH 2,5

Bola Torx

Bola Torx

L 64

L 64

L 1610-1-SF

L 1710-1-SF

L 1610-2-SC

L 1710-2-SC

Base titane ASC Flex non indexé

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NC



RC

Connexion de l'implant

Hauteur de la cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

3,5-6,5 mm

3,5-6,5 mm

GH 1,0

GH 1,0

Bola Torx

Bola Torx

L 64

L 64

L 1800

L 1810

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



NC



NC



RC



RC

Connexion de l'implant

Hauteur de la cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

3,5 mm

5,5 mm

3,5 mm

5,5 mm

GH 1,0

GH 1,0

GH 0,8

GH 0,8

Torx

Torx

Torx

Torx

L 60

L 60

L 60

L 60

L 60 L

L 60 L

L 60 L

L 60 L

L 1000

L 1100

L 1010

L 1110

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
	NC	RC
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 0,8
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	L 60	L 63
Vis de laboratoire	L 60 L	L 63 L
Référence	L 1500	L 1510

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
	SC	NC	NC	RC	RC
Connexion de l'implant					
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 68	L 60	L 60	L 60	L 60
Vis de laboratoire	L 68 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Référence	L 9020-R	L 9000-R	L 9000-16R	L 9010-R	L 9010-16R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	SC	NC	RC
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 68	L 60	L 60
Vis de laboratoire	L 68 L	L 60 L	L 60 L
Référence	L 9820-R	L 9800-16R	L 9810-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	SC	NC	RC
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 68	L 60	L 60
Vis de laboratoire	L 68 L	L 60 L	L 60 L
Référence	L 9020-ST	L 9000-ST	L 9010-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.			

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	NC	NC	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	L 4000	L 4100	L 4200	L 4300	L 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RC	RC	RC	RC	RC
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	L 4010	L 4110	L 4210	L 4310	L 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	6-28-01	L 7600	L 7600
Référence	6-28-02	L 4730	L 4840

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis pour bridge	L 7600	L 7600
Référence	L 4710	L 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	L 7600		L 7600	
Référence	L 4800	L 4810	L 4820	L 4830

**Scanbody MedentiBASE****Nouveau**

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Instrument de vissage	Torx
Vis pour bridge	L 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	L 4900-SB

**Attention :** Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.**MedentiWINGS**

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

L 4610

L 4620

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile



■
NC

■
NC

■
NC

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 3,5

GH 5,5

Instrument de vissage

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Référence

L 8000

L 8001

L 8002

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 65	L 65	L 65
Référence Type 1	L 8100	L 8101	L 8102
Référence Type 2	L 8200	L 8201	L 8202

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 65	L 65	L 65
Référence Type 1	L 8300	L 8301	L 8302
Référence Type 2	L 8400	L 8401	L 8402

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile

			
	■	■	■
Connexion de l'implant	RC	RC	RC
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	L 8010	L 8011	L 8012

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile



			
	■	■	■
Connexion de l'implant	RC	RC	RC
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	L 65	L 65	L 65
Référence Type 1	L 8110	L 8111	L 8112
Référence Type 2	L 8210	L 8211	L 8212

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm
- Emballage stérile



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Référence Type 1

Référence Type 2



RC



RC



RC

GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Torx	Torx	Torx
L 65	L 65	L 65
L 8310	L 8311	L 8312
L 8410	L 8411	L 8412

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence

Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Bola Torx		Torx	Torx
6-31-01		L 8501	L 8501
6-31-02	8510	L 8508	L 8519

Attention :

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence

Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Torx	Torx
L 8501	L 8501
L 8506	L 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage

Référence

MedentiLOC	Novaloc®
Torx	Torx
L 8517	L 8518

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Torx
Vis pour bridge	L 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	L 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau

Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description	Cover cap	Transfert d'empreinte
Référence	L 8502	L 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	NC	NC	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	L 2000	L 2100	L 2200	L 2300	L 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



					
Connexion de l'implant	NC	NC	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Référence Type 1	L 2500-1	L 2600-1	L 2700-1	L 2800-1	L 2900-1
Référence Type 2	L 2500-2	L 2600-2	L 2700-2	L 2800-2	L 2900-2
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	RC	RC	RC	RC	RC
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	L 2010	L 2110	L 2210	L 2310	L 2410
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

**Pilier MedentiLOC
angulé**

- Titane
- revêtement en TiN
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



	RC	RC	RC	RC	RC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Référence Type 1	L 2510-1	L 2610-1	L 2710-1	L 2810-1	L 2910-1
Référence Type 2	L 2510-2	L 2610-2	L 2710-2	L 2810-2	L 2910-2
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

**Novaloc® Ensemble, Ti /
POM / PEEK / Silicone**

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.
**Analogue d'implant
MedentiLOC**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

	NC	NC	NC	NC	NC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	L 6000	L 6100	L 6200	L 6300	L 6400
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



	NC	NC	NC	NC	NC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	L 64	L 64	L 64	L 64	L 64
Référence Type 1	L 6500-1	L 6600-1	L 6700-1	L 6800-1	L 6900-1
Référence Type 2	L 6500-2	L 6600-2	L 6700-2	L 6800-2	L 6900-2
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

	RC	RC	RC	RC	RC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	L 6010	L 6110	L 6210	L 6310	L 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- vis de pilier incluse
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



	RC	RC	RC	RC	RC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	L 64	L 64	L 64	L 64	L 64
Référence Type 1	L 6510-1	L 6610-1	L 6710-1	L 6810-1	L 6910-1
Référence Type 2	L 6510-2	L 6610-2	L 6710-2	L 6810-2	L 6910-2
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

**Analogue d'implant
Novaloc**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NC	NC	NC	NC	NC
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	L 5000	L 5100	L 5200	L 5300	L 5400

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RC	RC	RC	RC	RC
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	L 5010	L 5110	L 5210	L 5310	L 5410

**Optiloc® Ensemble, Ti /
PEEK / Silicone**

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs




Référence	5202.0001-OPT
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al

Référence	2102.0024-OPT
-----------	---------------

LX-SERIE




Les piliers LX-Serie sont compatibles avec

Straumann
BLX
BLC

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 2

angulé côté arête

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



RB/WB

Connexion de l'implant	
Instrument de vissage	Torx
Vis de fixation	LX 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	LX 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau



RB



RB



WB



WB

Connexion de l'implant				
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		LX 80 T		LX 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	LX 50	LX 80-CS	LX 51	LX 81-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



RB/WB

Connexion de l'implant	
Référence	LX 80 T

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

RB/WB



RB/WB



RB/WB



WB

Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 0,75
Diamètre	D 4,0	D 4,0	D 4,0	D 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	LX 60	LX 60	LX 60	LX 60
Vis de laboratoire	LX 60 L	LX 60 L	LX 60 L	LX 60 L
Référence	LX 1600-S	LX 1601-S	LX 1602-S	LX 1610-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau

RB/WB



RB/WB

Connexion de l'implant		
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	LX 60	LX 60
Vis de laboratoire	LX 60 L	LX 60 L
Référence	LX 1700-S	LX 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
	RB/WB	RB/WB	WB
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 0,7
Diamètre	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	LX 63	LX 63	LX 63
Vis de laboratoire	LX 63 L	LX 63 L	LX 63 L
Référence	LX 1800-S	LX 1801-S	LX 1810-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau

		
	RB/WB	RB/WB
Connexion de l'implant		
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Diamètre	D 5,5	D 5,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	LX 63	LX 63
Vis de laboratoire	LX 63 L	LX 63 L
Référence	LX 1900-S	LX 1901-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.	

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- Couple de serrage: 35 Ncm



	RB/WB	RB/WB	WB	WB
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,1	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	LX 61	LX 61	LX 61	LX 61
Vis de laboratoire	LX 61 L	LX 61 L	LX 61 L	LX 61 L
Référence Type 2	LX 1600-2-SF	LX 1700-2-SF	LX 1610-2-SF	LX 1710-2-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- puits de vissage angulé
- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

	RB/WB	WB
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 0,9
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	LX 62	LX 62
Vis de laboratoire	LX 62 L	LX 62 L
Référence	LX 1800	LX 1810
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.	

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

	RB/WB	WB
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	LX 60	LX 60
Vis de laboratoire	LX 60 L	LX 60 L
Référence	LX 9000-R	LX 9010-R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



RB/WB



WB

D 11,5	D 11,5
Torx	Torx
LX 60	LX 60
LX 60 L	LX 60 L
LX 9800-R	LX 9810-R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



RB/WB



WB

D 11,5	D 11,5
Torx	Torx
LX 60	LX 60
LX 60 L	LX 60 L
LX 9000-ST	LX 9010-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

MG-SERIE




Les piliers MG-Serie sont compatibles avec

MegaGen AnyRidge®*

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1
angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0
Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis de fixation	MG 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0
Symbole de compatibilité	●
Référence	MG 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		MG 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	MG 50	MG 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0
Référence	MG 80 T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60	MG 60	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L	MG 60 L	MG 60 L
Référence	MG 1600-S	MG 1601-S	MG 1602-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L	MG 60 L
Référence	MG 1700-S	MG 1701-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L	MG 60 L
Référence	MG 1800-S	MG 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L	MG 60 L
Référence	MG 1900-S	MG 1901-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence Type 1**

D 3,5-8,0



D 3,5-8,0

3,5-6,5 mm

3,5-6,5 mm

GH 1,0

GH 2,5

Bola Torx

Bola Torx

MG 61

MG 61

MG 61 L

MG 61 L

MG 1600-1-SF**MG 1700-1-SF****Attention :**

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence**

D 3,5-8,0

3,5-6,5 mm

GH 1,0

Bola Torx

MG 61

MG 61 L

MG 1800**Attention :**

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

**Connexion de
l'implant****Diamètre****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence**

D 3,5-8,0

D 11,5

Hex 1,2

MG 60

MG 60 L

MG 9000-R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L
Référence	MG 9800-R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 60
Vis de laboratoire	MG 60 L
Référence	MG 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	MG 8000	MG 8001	MG 8002

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	MG 62	MG 62	MG 62
Référence Type 1	MG 8100	MG 8101	MG 8102

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Référence Type 1**

D 3,5-8,0



D 3,5-8,0



D 3,5-8,0

GH 0,6/3,0

GH 1,6/4,0

GH 3,1/5,5

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

MG 62

MG 62

MG 62

MG 8300**MG 8301****MG 8302****Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Vis pour bridge****Référence**Base en titane
ASCGaine
calcinable

Base titane

Coiffe en titane
Flex

Bola Torx

Hex 1,2

Hex 1,2

6-31-01

MG 8501

MG 8501

6-31-02**8510****MG 8508****MG 8519****Attention :**

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Vis pour bridge****Référence**Coiffe en alliage
haute fusion

Coiffe CoCr

Hex 1,2

Hex 1,2

MG 8501

MG 8501

MG 8506**MG 8507****Partie mâle à visser Multi-
unit pour**

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description**Instrument de vissage****Référence**

MedentiLOC



Novaloc®

Hex 1,2

Hex 1,2

MG 8517**MG 8518**

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis pour bridge	MG 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	MG 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description		
Référence	MG 8502	MG 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	MG 2000	MG 2100	MG 2200	MG 2300	MG 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable

	
Modèle	droit
Référence	56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0	D 3,5-8,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	MG 6000	MG 6100	MG 6200	MG 6300	MG 6400
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant

D 3,5-8,0

D 3,5-8,0

D 3,5-8,0

D 3,5-8,0

D 3,5-8,0

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

M 79

M 79

M 79

M 79

M 79

Référence

MG 5000

MG 5100

MG 5200

MG 5300

MG 5400

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.



Optiloc® Analogue, Al



Référence

2102.0024-OPT

N-SERIE




Les piliers N-Serie sont compatibles avec

Straumann Tissue Level


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé côté méplat



TYPE 2

angulé côté arête

I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	RN	RN	WN	WN
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	N 11	N 21	N 12	N 22

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Référence	N 33	N 31	N 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de fixation	N 64 SB	N 63 SB	N 63 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 5,0	D 5,5
Symbole de compatibilité	▲	◆	▴
Référence	N 1430-SB	N 1410-SB	N 1420-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

						
		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4
D 5,5	▴	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
Connexion de l'implant	NNC	NNC	RN	RN
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		N 83 T		N 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	N 53	N 83-CS	N 51	N 81-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau


			
Connexion de l'implant		WN	WN
Modèle			CFAO-CS
Instrument de vissage			N 82 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26
Référence		N 52	N 82-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

• acier inoxydable

			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Référence	N 83 T	N 81 T	N 82 T

Pilier provisoire
droit• Titane
• Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 3530	N 3510	N 3520

Pilier provisoire droit non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	NNC	RN	WN
Connexion de l'implant			
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 3730	N 3710	N 3720

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	RN	RN	WN
Connexion de l'implant			
Hauteur gingivale	GH 0	GH 0	GH 0
Diamètre	D 3,5	D 3,5	D 4,3
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 61	N 61	N 61
Vis de laboratoire	N 61 L	N 61 L	N 61 L
Référence	N 110	N 110L	N 120

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



		
	RN	WN
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 0	GH 0
Diamètre	D 3,5	D 4,3
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	N 61	N 61
Vis de laboratoire	N 61 L	N 61 L
Référence Type 1	N 210-1	N 220-1
Référence Type 2	N 210-2	N 220-2

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier standard
angulé 21°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



■
RN

Connexion de l'implant	
Hauteur gingivale	GH 0
Diamètre	D 3,5
Instrument de vissage	Torx
Vis de pilier	N 61
Vis de laboratoire	N 61 L
Référence Type 1	N 210-1-21
Référence Type 2	N 210-2-21

**Pilier en alliage haute
fusion**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



■
RN



WN

Connexion de l'implant		
Poids d'or (g)	0,44	0,92
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 62 L	N 62 L
Référence	N 310	N 320

**Pilier en alliage haute
fusion
non indexé**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



■
RN



WN

Connexion de l'implant		
Poids d'or (g)	0,42	0,89
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 62 L	N 62 L
Référence	N 310 R	N 320 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.



RN



WN

Torx

Torx

N 62

N 62

N 62 L

N 62 L

N 710

N 720

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.



RN



WN

Torx

Torx

N 62

N 62

N 62 L

N 62 L

N 710 R

N 720 R

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

Attention :

Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.



RN



WN

GH 0

GH 0

D 4,8

D 6,5

Torx

Torx

N 62

N 62

N 62 L

N 62 L

N 410

N 420

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier massif
en 1 pièce droit**

- Titane
- usage réservé au chirurgien-dentiste
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	RN	RN	RN	WN	WN
Hauteur gingivale	GH 4,0	GH 5,5	GH 7,0	GH 4,0	GH 5,5
Diamètre	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 4,3	D 4,3
Instrument de vissage	046.067 046.068	046.067 046.068	046.067 046.068	Torx	Torx
Référence	N 110-40	N 110-55	N 110-70	N 120-40	N 120-55
À noter :	Pour les produits N 110-40, N 110-55, N 110-70, l'instrument de vissage pour piliers massifs RN (046.067 ou 046.068) est requis.				

**Analogue d'implant
Pilier massif**

- aluminium

					
					
Connexion de l'implant	RN	RN	RN	WN	WN
Référence	N 51-40	N 51-55	N 51-70	N 52-40	N 52-55

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Diamètre	D 4,0	D 5,0	D 7,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 69	N 69
Vis de laboratoire	N 65 L	N 69 L	N 69 L
Référence	N 1630-S	N 1610-S	N 1620-S
À noter :	Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.		

Base titane SSC Flex non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm


Nouveau Nouveau Nouveau

			
	NNC	RN	WN
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Diamètre	D 4,0	D 5,0	D 7,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 69	N 69
Vis de laboratoire	N 65 L	N 69 L	N 69 L
Référence	N 1830-S	N 1810-S	N 1820-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- SC (Scanbody Corner): angulé sur le côté droit du scanbody
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm




	
	NNC
Connexion de l'implant	
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	N 68
Référence Type 1	N 1630-1-SF
Référence Type 2	N 1630-2-SC

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



	 RN	 WN
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,4	GH 0,4
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	N 67	N 67
Référence Type 1	N 1610-1-SF	N 1620-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

	 NNC	 RN	 WN
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,4	GH 0,4
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	N 68	N 67	N 67
Référence	N 1830	N 1810	N 1820

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

	 NNC	 NNC	 RN	 RN
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,1	GH 0,1
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 1030	N 1130	N 1010	N 1110

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

		
Connexion de l'implant	WN	WN
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,1	GH 0,1
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis de pilier	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 62 L	N 62 L
Référence	N 1020	N 1120

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
Connexion de l'implant	NNC	RN	WN
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,1	GH 0,1
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 1530	N 1510	N 1520

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
Connexion de l'implant	NNC	RN	RN	WN	WN
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 9030-R	N 9010-R	N 9010-16R	N 9020-R	N 9020-16R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■ NNC	■ RN	■ WN
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 9830-R	N 9810-16R	N 9820-16R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm

			
	■ NNC	■ RN	■ WN
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx
Vis de pilier	N 65	N 62	N 62
Vis de laboratoire	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Référence	N 9030-ST	N 9010-ST	N 9020-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

					
	■ NNC	■ NNC	■ NNC	■ NNC	■ NNC
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	N 4030	N 4130	N 4230	N 4330	N 4430

**Pilier MedentiBASE
droit**

- Titane
- Couple de serrage: 35 Ncm

	
	■ RN
Connexion de l'implant	
Hauteur gingivale	GH 0
Instrument de vissage	M 11-6
Référence	N 4010

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	6-28-01	N 7600	NNC 7600	NNC 7600
Référence	6-28-02	N 4730	NNC 4730	NNC 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	N 7600	N 7600	NNC 7600	NNC 7600
Référence	N 4710	N 4720	NNC 4710	NNC 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx
Vis pour bridge	NNC 7600		NNC 7600	
Référence	NNC 4800	NNC 4810	NNC 4820	NNC 4830

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis pour bridge	N 7600	
Référence	N 4800	N 4810

AB	AT	B	BS	C	CX	D	DT	E	EV	F	GM	H	I
IPS	K	L	LX	MG	N	NE	OT	R	S	T	Y	Nov Opt	Outils

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau

		
Connexion de l'implant	NNC	RN
Instrument de vissage	Torx	Torx
Vis pour bridge	NNC 7600	N 7600
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,5
Symbole de compatibilité	▲	■
Référence	NNC 4900-SB	N 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	MedentiBASE
Référence	4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant
MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle	droit	CFAO-CS
Instrument de vissage		M 11-6 0-13-37
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	4630	6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane

Description

Référence



Cover cap

NNC 4610



Transfert d'empreinte

NNC 4620

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence



RN



WN

GH 0,9

GH 1,2

M 11-11

M 11-11

N 8010

N 8020

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence



Base en titane
ASC



Gaine
calcinable



Base titane



Coiffe en titane
Flex

Bola Torx

Torx

Torx

6-31-01

N 8501

N 8501

6-31-02

8510

N 8508

N 8519

Attention :

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence



Coiffe en alliage
haute fusion



Coiffe CoCr

Torx

Torx

N 8501

N 8501

N 8506

N 8507

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Partie mâle à visser Multi-unit

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	MedentiLOC	Novaloc®
Instrument de vissage	Torx	Torx
Référence	N 8517	N 8518

**Scanbody Multi-unit****Nouveau**

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Instrument de vissage	Torx
Vis pour bridge	N 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	N 8500-SB



Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

**Scanbody Multi-unit
RevEX**

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm

Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520



Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Nouveau

Analogue d'implant Multi-unit

• Titane



Modèle	CFAO-CS	droit
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76	
Vis à tête fraisée	Hex 1,26	
Référence	6-31-03	8504

Accessoires Multi-unit

• Titane



Description	Cover cap	Transfert d'empreinte
Référence	N 8502	N 8503

Pilier MedentiLOC droit

• Titane
• revêtement en TiN
• Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	N 2030	N 2130	N 2230	N 2330	N 2430

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

• Titane
• revêtement en TiN
• Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RN	RN	RN	RN	RN
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	N 2010	N 2110	N 2210	N 2310	N 2410

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	WN	WN	WN	WN	WN
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	N 2020	N 2120	N 2220	N 2320	N 2420

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC angulé

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RN	RN	RN	RN	RN
Hauteur gingivale	GH 0,5/1,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 3,5/4,5	GH 4,5/5,5
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	N 64	N 64	N 64	N 64	N 64
Référence Type 1	N 2510	N 2610	N 2710	N 2810	N 2910

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence **2010.601-NOV**

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	N 6030	N 6130	N 6230	N 6330	N 6430
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm

Connexion de l'implant	RN	RN	RN	RN	RN
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Référence	N 6010	N 6110	N 6210	N 6310	N 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RN	RN	RN	RN	RN
Hauteur gingivale	GH 0,5/1,5	GH 1,5/2,5	GH 2,5/3,5	GH 3,5/4,5	GH 4,5/5,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	N 66	N 66	N 66	N 66	N 66
Référence Type 1	N 6510	N 6610	N 6710	N 6810	N 6910
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

**Analogue d'implant
Novaloc**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	NNC	NNC	NNC	NNC	NNC
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	N 5030	N 5130	N 5230	N 5330	N 5430

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 35 Ncm



Connexion de l'implant	RN	RN	RN	RN	RN
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	N 5010	N 5110	N 5210	N 5310	N 5410

**Optiloc® Ensemble, Ti /
PEEK / Silicone**

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence	5202.0001-OPT
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al

Référence	2102.0024-OPT
-----------	---------------

NE-SERIE




Les piliers NE-Serie sont compatibles avec

NEOSS®*

ProActive®*

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 2

angulé sur la came

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Instrument de vissage	NEO
Vis de fixation	NE 60 SB
MedentiWINGS	D 5,0
Symbole de compatibilité	◆
Référence	NE 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau


		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau


Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		NE 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	NE 50	NE 80-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Référence	NE 80 T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm

**à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)**

Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 1,0
Instrument de vissage	NEO	NEO
Vis de pilier	NE 63	NE 63
Vis de laboratoire	NE 63 L	NE 63 L
Référence	NE 1600-S	NE 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm

**à venir
(bientôt)****à venir
(bientôt)**

Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 1,0
Instrument de vissage	NEO	NEO
Vis de pilier	NE 63	NE 63
Vis de laboratoire	NE 63 L	NE 63 L
Référence	NE 1800-S	NE 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm



		
Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	NE 61	NE 61
Vis de laboratoire	NE 61 L	NE 61 L
Référence Type 2	NE 1600-2-SF NE 1700-2-SF	
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.	

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm

	
Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35
Instrument de vissage	Bola Torx
Vis de pilier	NE 61
Vis de laboratoire	NE 61 L
Référence	NE 1800
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm

	
Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	NEO
Vis de pilier	NE 60
Vis de laboratoire	NE 60 L
Référence	NE 9000-R

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	NEO
Vis de pilier	NE 60
Vis de laboratoire	NE 60 L
Référence	NE 9800-R

**Pilier TI-Forms personnalisé
pour M-Series**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	NEO
Vis de pilier	NE 60
Vis de laboratoire	NE 60 L
Référence	NE 9000-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	NE 8000	NE 8001	NE 8002

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	NEO	NEO	NEO
Vis de pilier	NE 60	NE 60	NE 60
Référence Type 1	NE 8100	NE 8101	NE 8102

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 32 Ncm

			
Connexion de l'implant	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5	SP D 3,5-6,5
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	NEO	NEO	NEO
Vis de pilier	NE 60	NE 60	NE 60
Référence Type 1	NE 8300	NE 8301	NE 8302

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		NEO	NEO
Vis pour bridge	6-31-01		NE 8501	NE 8501
Référence	6-31-02	8510	NE 8508	NE 8519
Attention :	La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.			

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	NEO	NEO
Vis pour bridge	NE 8501	NE 8501
Référence	NE 8506	NE 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour MedentiLOC

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	MedentiLOC	Novaloc®
Instrument de vissage	NEO	NEO
Référence	NE 8517	NE 8518

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	NEO
Vis pour bridge	NE 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	NE 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit
RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau

Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description

Référence

Cover cap



NE 8502

Transfert d'empreinte



NE 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

NE 2000

NE 2100

NE 2200

NE 2300

NE 2400

Attention :

Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention :

Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

Référence

NE 6000

NE 6100

NE 6200

NE 6300

NE 6400

Attention :

Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.
Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle

droit

Référence

58

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 32 Ncm



Connexion de l'implant

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

SP D 3,5-6,5

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

M 79

M 79

M 79

M 79

M 79

Référence

NE 5000

NE 5100

NE 5200

NE 5300

NE 5400

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence


5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.
Optiloc® Analogue, Al

Référence

2102.0024-OPT

OT-SERIE



Les piliers OT-Serie sont compatibles avec


HiOssen Implant®*
ET System

OSSTEM Implants
TS System

T-Plus Implant Tech
A+ Implant
ST Implant

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1
angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau



M

R

Connexion de l'implant		
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de fixation	OT 60 SB	OT 61 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5
Symbole de compatibilité	●	■
Référence	OT 1400-SB	OT 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau

Nouveau



M

M

R

R

Connexion de l'implant				
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		OT 80 T		OT 81 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	OT 50	OT 80-CS	OT 51	OT 81-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



M

R

Connexion de l'implant		
Référence	OT 80 T	OT 81 T

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)

M

M

R

R

Connexion de
l'implantHauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

GH 1,0

GH 2,0

GH 1,0

GH 2,0

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,2

Hex 1,2

OT 60

OT 60

OT 61

OT 61

OT 60 L

OT 60 L

OT 61 L

OT 61 L

OT 1600-S

OT 1601-S

OT 1610-S

OT 1611-S

À noter :

Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

à venir
(bientôt)à venir
(bientôt)

R

R

Connexion de
l'implant

Modèle

Hauteur de la
cheminée

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence

molaire

molaire

4.0-8.0 mm

4.0-8.0 mm

GH 1,5

GH 2,5

Hex 1,2

Hex 1,2

OT 61

OT 61

OT 61 L

OT 61 L

OT 1710-S

OT 1711-S

À noter :

Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

à venir (bientôt) à venir (bientôt) à venir (bientôt) à venir (bientôt)



M



M



R



R

Connexion de l'implant	M	M	R	R
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 1,0	GH 2,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	OT 60	OT 60	OT 61	OT 61
Vis de laboratoire	OT 60 L	OT 60 L	OT 61 L	OT 61 L
Référence	OT 1800-S	OT 1801-S	OT 1810-S	OT 1811-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

à venir (bientôt) à venir (bientôt)



R



R


Connexion de l'implant	R	R
Modèle	molaire	molaire
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	OT 61	OT 61
Vis de laboratoire	OT 61 L	OT 61 L
Référence	OT 1910-S	OT 1911-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm



				
	M	M	R	R
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,1	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	OT 62	OT 66	OT 63	OT 63
Référence Type 1	OT 1600-1-SF	OT 1700-1-SF	OT 1610-1-SF	OT 1710-1-SF
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

		
	M	R
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,1
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	OT 62	OT 63
Référence	OT 1800	OT 1810
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.	

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

		
	M	R
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	OT 60	OT 61
Vis de laboratoire	OT 60 L	OT 61 L
Référence	OT 9000-R	OT 9010-R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

Connexion de l'implant	 M	 R
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	OT 60	OT 61
Vis de laboratoire	OT 60 L	OT 61 L
Référence	OT 9800-R	OT 9810-R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: M: 20 Ncm
- Couple de serrage: R: 30 Ncm

Connexion de l'implant	 M	 R
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	OT 60	OT 61
Vis de laboratoire	OT 60 L	OT 61 L
Référence	OT 9000-ST	OT 9010-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant	 M	 M	 M
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 5,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	OT 8000	OT 8001	OT 8002

Pilier Multi-unit angulé 17°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm

Type 1



Connexion de l'implant	 M	 M	 M
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	OT 64	OT 64	OT 64
Référence Type 1	OT 8100	OT 8101	OT 8102

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm


**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1


M



M



M

GH 0,6/3,0

Hex 1,2

OT 64

OT 8300

GH 1,6/4,0

Hex 1,2

OT 64

OT 8301

GH 3,1/5,5

Hex 1,2

OT 64

OT 8302

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



R



R



R

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Référence

GH 1,5

M 11-11

OT 8010

GH 3,5

M 11-11

OT 8011

GH 5,5

M 11-11

OT 8012

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



R



R



R

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1

GH 1,1/2,5

Hex 1,2

OT 65

OT 8110

GH 2,1/3,5

Hex 1,2

OT 65

OT 8111

GH 4,1/5,5

Hex 1,2

OT 65

OT 8112

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



R



R



R

**Connexion de
l'implant**
Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1

GH 0,6/3,0

Hex 1,2

OT 65

OT 8310

GH 1,6/4,0

Hex 1,2

OT 65

OT 8311

GH 3,1/5,5

Hex 1,2

OT 65

OT 8312

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	6-31-01		OT 8501	OT 8501
Référence	6-31-02	8510	OT 8508	OT 8519
Attention :	La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.			

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	OT 8501	OT 8501
Référence	OT 8506	OT 8507

Partie mâle à visser Multi- unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	MedentiLOC	Novaloc®
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	OT 8517	OT 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis pour bridge	OT 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	OT 8500-SB
Attention :	Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant
Référence

Multi-unit

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 O-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

OT 8502

OT 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	M	M	M	M	M
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	OT 2000	OT 2100	OT 2200	OT 2300	OT 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	R	R	R	R	R
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	OT 2010	OT 2110	OT 2210	OT 2310	OT 2410
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	56

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	M	M	M	M	M
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	OT 6000	OT 6100	OT 6200	OT 6300	OT 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

Type 1



					
					
Connexion de l'implant	M	M	M	M	M
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	OT 62	OT 62	OT 62	OT 62	OT 62
Référence Type 1	OT 6500-1	OT 6600-1	OT 6700-1	OT 6800-1	OT 6900-1

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	R	R	R	R	R
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	OT 6010	OT 6110	OT 6210	OT 6310	OT 6410

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Type 1



					
					
Connexion de l'implant	R	R	R	R	R
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63
Référence Type 1	OT 6510-1	OT 6610-1	OT 6710-1	OT 6810-1	OT 6910-1

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle

droit

angulé

Référence

58

59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant

M

M

M

M

M

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

M 79

M 79

M 79

M 79

M 79

Référence

OT 5000

OT 5100

OT 5200

OT 5300

OT 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant

R

R

R

R

R

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

M 79

M 79

M 79

M 79

M 79

Référence

OT 5010

OT 5110

OT 5210

OT 5310

OT 5410

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Optiloc® Ensemble, Ti /
PEEK / Silicone**

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence



5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.**Optiloc® Analogue, AI**

Référence

2102.0024-OPT

R-SERIE




Les piliers R-Serie sont compatibles avec

BioHorizons Camlog
BioHorizons Tapered System
MIS
SEVEN Internal Hex

ZimVie*
Zimmer Tapered Screw-Vent®*


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Tableau de correspondance

ZimVie*
MIS
BioHorizons Camlog

I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

ZimVie*
 Zimmer Tapered
 Screw-Vent®*

Implant ø	3,70	4,10	4,70	6,00
Plateforme ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Étiquette	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Couleur	vert	vert	violet	jaune
Analogue d'implant ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Référence	IA3	IA3	IA4	IA5
Medentika® R-Serie				
Analogue d'implant ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Étiquette	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Référence	R 50	R 50	R 51	R 52

MIS
 SEVEN Internal Hex

Implant ø	3,30	3,75	4,20	5,00	6,00
Plateforme ø	3,30	3,75	3,65	4,50	4,50
Étiquette	 NP	 SP	 SP	 WP	 WP
Couleur	jaune	violet	violet	vert	vert
Analogue d'implant ø	3,30	4,20	4,20	4,50	4,50
Référence	MN-RSM10	MD-RSM10	MD-RSM10	MW-RSM10	MW-RSM10
Medentika® R-Serie					
Analogue d'implant ø	XX	3,50	4,50	5,70	5,70
Étiquette	XX	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Référence	XX	R 50	R 50	R 51	R 51

BioHorizons Camlog
 BioHorizons
 Tapered System

Implant ø	3,40	3,80	4,60	5,80
Plateforme ø	3,00	3,50	4,50	5,70
Étiquette	 3,00 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7mm
Couleur	gris	jaune	vert	bleu
Analogue d'implant ø	3,0	3,50	4,50	5,70
Référence	TP3IA	PYIA	PGIA	PBIA
Medentika® R-Serie				
Analogue d'implant ø	XX	3,50	4,50	5,70
Étiquette	XX	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Référence	XX	R 50	R 51	R 52

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	R 10	R 11	R 20	R 21

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

			
Connexion de l'implant		D 5,7	D 5,7
Longueur Type		court	long
Instrument de vissage		Hex 1,26	Hex 1,26
Référence		R 12	R 22

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Référence	R 30	R 31	R 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de fixation	R 60 SB	R 60 SB	R 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,5
Symbole de compatibilité			
Référence	R 1400-SB	R 1410-SB	R 1420-SB
Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.			

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,5	▲	6-09-63V4	6-09-64V4	6-09-65V4	6-09-66V4	6-09-67V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau Nouveau



Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Modèle			CFAO-CS	CFAO-CS
Instrument de vissage			R 80 T	R 81 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	R 50	R 51	R 80-CS	R 81-CS

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	D 5,7	D 5,7
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		R 82 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	R 52	R 82-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable



Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Référence	R 80 T	R 81 T	R 82 T

Pilier provisoire droit

- Titane
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5



D 4,5

Hex 1,26

Hex 1,26

R 60

R 60

R 60 L

R 60 L

R 3500

R 3510

Pilier provisoire non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5



D 4,5



D 5,7

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

R 60

R 60

R 60

R 60 L

R 60 L

R 60 L

R 3700

R 3710

R 3720

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5



D 4,5



D 3,5



D 4,5

GH 1,0

GH 1,0

GH 2,5

GH 2,5

D 4,3

D 5,2

D 4,5

D 5,5

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

R 60

R 60

R 60

R 60

R 60 L

R 60 L

R 60 L

R 60 L

R 100-1

R 110-1

R 100

R 110

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier standard
angulé 16°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



				
	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 1,0	GH 2,5	GH 2,5
Diamètre	D 4,3	D 5,2	D 4,5	D 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence Type 1	R 200-1-1	R 210-1-1	R 200-1	R 210-1
Référence Type 2	R 200-2-1	R 210-2-1	R 200-2	R 210-2

**Pilier standard
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

		
	D 5,7	D 5,7
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 6,0	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L
Référence	R 120-1	R 120

**Pilier standard
angulé 16°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



		
	D 5,7	D 5,7
Connexion de l'implant		
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 6,0	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L
Référence Type 1	R 220-1-1	R 220-1
Référence Type 2	R 220-2-1	R 220-2

Pilier en alliage haute fusion

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Poids d'or (g)	0,36	0,55	1,21
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 300	R 310	R 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Poids d'or (g)	0,35	0,54	0,87
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 300 R	R 310 R	R 320 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 700	R 710	R 720

Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier CoCr
non indexé**

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Connexion de l'implant	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 700 R	R 710 R	R 720 R
Attention : Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.			

**Pilier massif
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Connexion de l'implant	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 400	R 410	R 420
Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.			

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



			
	D 5,7	D 4,5	D 3,5
Connexion de l'implant	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur de la cheminée	GH 0,3	GH 0,4	GH 0,5
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,4	GH 0,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	R 63	R 63	R 63
Référence Type 1	R 1620-1-SF	R 1610-1-SF	R 1600-1-SF
Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.			

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 5,7	D 4,5	D 3,5
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,4	GH 0,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	R 63	R 63	R 63
Référence	R 1820	R 1810	R 1800
Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.			

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 1000	R 1010	R 1100	R 1110

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

		
Connexion de l'implant	D 5,7	D 5,7
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L
Référence	R 1020	R 1120

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 1500	R 1510	R 1520

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Connexion de l'implant					
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 9000-R	R 9010-R	R 9000-16R	R 9010-16R	R 9020-16R

**Pilier PreFace
CoCr**

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 9800-16R	R 9810-16R	R 9820-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 5,7
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 60	R 60	R 60
Vis de laboratoire	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Référence	R 9000-ST	R 9010-ST	R 9020-ST
A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.			

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 0,5	GH 1,5	GH 1,5	GH 2,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	R 4000	R 4010	R 4100	R 4110	R 4200

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 4,5	D 3,5	D 4,5	D 3,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 2,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	R 4210	R 4300	R 4310	R 4400	R 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-28-01	R 7600	R 7600
Référence	6-28-02	R 4730	R 4840

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	R 7600	R 7600
Référence	R 4710	R 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	R 7600		R 7600	
Référence	R 4800	R 4810	R 4820	R 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	R 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	R 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau


		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

R 4610

R 4620

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,5

D 3,5

D 3,5

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 3,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Référence

R 8000

R 8001

R 8002

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 64	R 64	R 64
Référence Type 1	R 8100	R 8101	R 8102

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



			
Connexion de l'implant	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 64	R 64	R 64
Référence Type 1	R 8300	R 8301	R 8302

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm

			
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 3,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	R 8010	R 8011	R 8012

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



			
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	R 64	R 64	R 64
Référence Type 1	R 8110	R 8111	R 8112

Pilier Multi-unit angulé 30°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant

Hauteur gingivale
Instrument de vissage
Vis de pilier
Référence Type 1



D 4,5



D 4,5



D 4,5

GH 0,6/3,0 GH 1,6/4,0 GH 3,1/5,5
Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26
R 64 R 64 R 64
R 8310 R 8311 R 8312

Composants prothétiques Multi-unit

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage
Vis pour bridge
Référence

Base en titane
ASC

Gaine
calcinable

Base titane

Coiffe en titane
Flex

Bola Torx

6-31-01

6-31-02

Hex 1,26

R 8501

R 8508

Hex 1,26

R 8501

R 8519

Attention :

La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage
Vis pour bridge
Référence

Coiffe en alliage
haute fusion

Hex 1,26

R 8501

R 8506

Coiffe CoCr

Hex 1,26

R 8501

R 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description

Instrument de vissage
Référence

MedentiLOC

Hex 1,26

R 8517

Novaloc®

Hex 1,26

R 8518

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	R 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	■
Référence	R 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau


		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau


Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane

Description	Cover cap	Transfert d'empreinte
Référence	R 8502	R 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	R 2000	R 2100	R 2200	R 2300	R 2400
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm



					
Connexion de l'implant	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	R 62	R 62	R 62	R 62	R 62
Référence Type 1	R 2500-1	R 2600-1	R 2700-1	R 2800-1	R 2900-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	R 2010	R 2110	R 2210	R 2310	R 2410
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle

droit

angulé

Référence

56

57

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm



Connexion de l'implant

D 3,5

D 3,5

D 3,5

D 3,5

D 3,5

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

R 6000

R 6100

R 6200

R 6300

R 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Type 1



Connexion de l'implant

D 3,5

D 3,5

D 3,5

D 3,5

D 3,5

Hauteur gingivale

GH 1,0/2,0

GH 2,0/3,0

GH 3,0/4,0

GH 4,0/5,0

GH 5,0/6,0

Instrument de vissage

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Bola Torx

Vis de pilier

R 63

R 63

R 63

R 63

R 63

Référence Type 1

R 6500-1

R 6600-1

R 6700-1

R 6800-1

R 6900-1

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	R 6010	R 6110	R 6210	R 6310	R 6410
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 30 Ncm

Type 1



Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	R 63	R 63	R 63	R 63	R 63
Référence Type 1	R 6510-1	R 6610-1	R 6710-1	R 6810-1	R 6910-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable

Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5	D 3,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	R 5000	R 5100	R 5200	R 5300	R 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 30 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	R 5010	R 5110	R 5210	R 5310	R 5410

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT


Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al


Référence

2102.0024-OPT

S-SERIE



Les piliers S-Serie sont compatibles avec

DENTSPLY SIRONA
ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX

*est une marque déposée d’une tierce partie indépendante

I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	S 10	S 20	S 11	S 21

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

		
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Référence	S 30	S 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de fixation	S 67 SB	S 60 SB	S 61 SB
MedentiWINGS	D 3,7	D 4,0	D 5,0
Symbole de compatibilité	▲	●	◆
Référence	S 1430-SB	S 1400-SB	S 1420-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

						
		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

Nouveau

				
				
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Modèle		CFAO-CS		CFAO-CS
Instrument de vissage		S 83 T		S 80 T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26		Hex 1,26
Référence	S 53	S 83-CS	S 50	S 80-CS

Analogue d'implant

• Titane

Nouveau

			
			
Connexion de l'implant		D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Modèle			CFAO-CS
Instrument de vissage			S 82 T
Vis à tête fraisée			Hex 1,26
Référence		S 52	S 82-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

• acier inoxydable

			
			
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Référence	S 83 T	S 80 T	S 82 T

Pilier provisoire

- Titane
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 67	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Référence	S 3530	S 3500	S 3520

Pilier provisoire non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

S 60

S 61

S 60 L

S 61 L

S 3700

S 3720

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,0



D 3,5/4,0



D 3,5/4,0



D 3,5/4,0



D 3,5/4,0

GH 1,5

GH 1,5

GH 1,5

GH 3,0

GH 3,0

D 3,5

D 4,0

D 5,2

D 4,5

D 5,2

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

S 67

S 60

S 60

S 60

S 60

S 67 L

S 60 L

S 60 L

S 60 L

S 60 L

S 130

S 100

S 110

S 100-3

S 110-3

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm

Connexion de l'implant

Hauteur gingivale

Diamètre

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 4,5/5,0



D 4,5/5,0

GH 1,5

GH 3,0

D 6,0

D 6,5

Hex 1,26

Hex 1,26

S 61

S 61

S 61 L

S 61 L

S 120

S 120-3

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier standard
angulé 16°**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 1,5	GH 1,5	GH 3,0	GH 3,0
Diamètre	D 3,5	D 4,0	D 5,2	D 4,5	D 5,2
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 67	S 60	S 60	S 60	S 60
Vis de laboratoire	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Référence	S 230	S 200	S 210	S 200-3	S 210-3

**Pilier standard
angulé 16°**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm

		
		
Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,0
Diamètre	D 6,0	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 61	S 61
Vis de laboratoire	S 61 L	S 61 L
Référence	S 220	S 220-3

**Pilier en alliage haute
fusion**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

		
		
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Poids d'or (g)	0,36	0,95
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 60 L	S 61 L
Référence	S 300	S 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

0,32

0,90

Hex 1,26

Hex 1,26

S 60

S 61

S 60 L

S 61 L

S 300 R

S 320 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

S 60

S 61

S 60 L

S 61 L

S 700

S 720

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

S 60

S 61

S 60 L

S 61 L

S 700 R

S 720 R

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 5,0	D 6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 60 L	S 61 L
Référence	S 400	S 420

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Pilier massif angulé 18°

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm



D 3,5/4,0



D 4,5/5,0

Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 5,0	D 6,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 60 L	S 61 L
Référence	S 500	S 520

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Base titane SSC Flex

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm

à venir (bientôt) à venir (bientôt) à venir (bientôt) à venir (bientôt)



D 3,0



D 3,0



D 3,5/4,0



D 3,5/4,0

Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 600	S 600	S 601	S 601
Vis de laboratoire	S 600 L	S 600 L	S 601 L	S 601 L
Référence	S 1630-S	S 1631-S	S 1600-S	S 1601-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



D 4,5/5,0

D 4,5/5,0

Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 602	S 602
Vis de laboratoire	S 602 L	S 602 L
Référence	S 1620-S	S 1621-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

à venir
(bientôt)

à venir
(bientôt)



D 3,5/4,0

D 3,5/4,0

Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 601	S 601
Vis de laboratoire	S 601 L	S 601 L
Référence	S 1800-S	S 1801-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
SSC Flex non indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

**à venir
(bientôt)** **à venir
(bientôt)**



Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur de la cheminée	4.0-8.0 mm	4.0-8.0 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 602	S 602
Vis de laboratoire	S 602 L	S 602 L
Référence	S 1820-S	S 1821-S

À noter : Pour visser la base en titane SSC Flex, vous avez besoin de l'instrument de vissage MEDENTIKA® ou de l'instrument de vissage équivalent du système implantaire respectif. Le sablage de la SSC Flex n'est pas recommandé. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajustement du pilier, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	S 70	S 70	S 71	S 71
Référence	S 1630-SF	S 1730-SF	S 1600-SF	S 1700-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,7	GH 2,5
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	S 69	S 69
Référence	S 1620-SF	S 1720-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

			
	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Connexion de l'implant			
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 1,2	GH 1,0	GH 0,7
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	S 70	S 71	S 69
Référence	S 1830	S 1800	S 1820
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.		

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
	D 3,0	D 3,0
Connexion de l'implant		
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 67	S 67
Vis de laboratoire	S 67 L	S 67 L
Référence	S 1030	S 1130

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

				
	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 60	S 60	S 60
Vis de laboratoire	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Référence	S 1000	S 1200	S 1100	S 1300

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
2ème génération**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 1,1	GH 0,6	GH 1,1
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 61	S 61	S 61	S 61
Vis de laboratoire	S 61 L	S 61 L	S 61 L	S 61 L
Référence	S 1020	S 1220	S 1120	S 1320

**Base titane
pour bridges / barres
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

		
		
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 60 L	S 61 L
Référence	S 1500	S 1520

**Pilier PreFace
Titane**

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 67	S 60	S 60	S 61	S 61
Vis de laboratoire	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 61 L	S 61 L
Référence	S 9030-R	S 9000-R	S 9000-16R	S 9020-R	S 9020-16R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.0: 15 Ncm
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

			
	D 3,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Connexion de l'implant			
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 67	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Référence	S 9830-R	S 9800-16R	S 9820-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: D 3.5/4.0: 20 Ncm
- Couple de serrage: D 4.5/5.0: 25 Ncm

		
	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0
Connexion de l'implant		
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 60	S 61
Vis de laboratoire	S 60 L	S 61 L
Référence	S 9000-ST	S 9020-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	S 4000	S 4100	S 4200	S 4300	S 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	S 4020	S 4120	S 4220	S 4320	S 4420

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-28-01	S 7600	S 7600
Référence	6-28-02	S 4730	S 4840

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	S 7600	S 7600
Référence	S 4710	S 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base à coller	Gaine à coller	Gaine à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	S 7600		S 7600	
Référence	S 4800	S 4810	S 4820	S 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Instrument de vissage	Hex 1,26
Vis pour bridge	S 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	S 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

Nouveau

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7



6-09-43V4

6-09-44V4

6-09-45V4

6-09-46V4

6-09-47V4

À noter :

Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant
Référence

MedentiBASE

4910

Attention :

Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

S 4610

S 4620

**Pilier Multi-unit
droit**

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 3,5	GH 1,5	GH 3,5
Instrument de vissage	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Référence	S 8000	S 8001	S 8020	S 8021

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 65	S 65	S 66	S 66
Référence Type 1	S 8100	S 8101	S 8120	S 8121

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 20 Ncm
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Vis de pilier	S 65	S 65	S 66	S 66
Référence Type 1	S 8300	S 8301	S 8320	S 8321

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Gaine calcinable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		Hex 1,26	Hex 1,26
Vis pour bridge	6-31-01		S 8501	S 8501
Référence	6-31-02	8510	S 8508	S 8519

Attention : La gaine calcinable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

Composants prothétiques Multi-unit

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Vis pour bridge

Référence



Coiffe en alliage
haute fusion



Coiffe CoCr

Hex 1,26

Hex 1,26

S 8501

S 8501

S 8506

S 8507

Partie mâle à visser Multi-unit pour

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description

Instrument de vissage

Référence



MedentiLOC



Novaloc®

Hex 1,26

Hex 1,26

S 8517

S 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Instrument de vissage

Vis pour bridge

MedentiWINGS

Symbole de compatibilité

Référence

Hex 1,26

S 8501

D 4,5



S 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



droit unilatéral
long



droit unilatéral
court



droite bilatérale
court



angulé unilatéral
droit court 20°



angulé unilatéral
gauche court 20°

D 4,5



6-09-53V4

6-09-54V4

6-09-55V4

6-09-56V4

6-09-57V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Scanbody Multi-unit
RevEX**

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

Multi-unit

Référence

8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 0-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

S 8502

S 8503

**Pilier MedentiLOC
droit**

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	S 2000	S 2100	S 2200	S 2300	S 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5	GH 5,5
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	S 2020	S 2120	S 2220	S 2320	S 2420
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.				

Pilier MedentiLOC angulé

- Titane
- revêtement en TiN
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	S 65	S 65	S 65	S 65	S 65
Référence	S 2500	S 2600	S 2700	S 2800	S 2900
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable

Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	S 6000	S 6100	S 6200	S 6300	S 6400
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 20 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0	D 3,5/4,0
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	S 68	S 68	S 68	S 68	S 68
Référence	S 6500	S 6600	S 6700	S 6800	S 6900
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0	D 4,5/5,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	S 6020	S 6120	S 6220	S 6320	S 6420
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle

droit

angulé

Référence

58

59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

D 3,5/4,0

D 3,5/4,0

D 3,5/4,0

D 3,5/4,0

D 3,5/4,0

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

Référence

S 5000

S 5100

S 5200

S 5300

S 5400

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

D 4,5/5,0

D 4,5/5,0

D 4,5/5,0

D 4,5/5,0

D 4,5/5,0

Hauteur gingivale

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Instrument de vissage

M 59

M 59

M 59

M 59

M 59

Référence

S 5020

S 5120

S 5220

S 5320

S 5420

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boîtier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs



Référence

5202.0001-OPT

Attention :

Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.


Optiloc® Analogue, Al



Référence

2102.0024-OPT

T-SERIE




Les piliers T-Serie sont compatibles avec

DENTSPLY SIRONA

XiVE®* S


VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat



TYPE 2

angulé sur le coin

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Connexion de l'implant				
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	T 10	T 20	T 15	T 25

Transfert d'empreinte Porte-empreinte à fenêtres

- Titane
- avec vis de rétention

				
	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Longueur Type	court	long	court	long
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	T 11	T 21	T 12	T 22

Transfert d'empreinte porte-empreinte fermé

- Titane
- coiffe de positionnement incluse
- vis de pilier incluse

				
	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Référence	T 30	T 35	T 31	T 32

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau Nouveau Nouveau

			
	D 3,4	D 3,8	D 4,5/5,5
Connexion de l'implant			
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de fixation	T 60 SB	T 60 SB	T 60 SB
MedentiWINGS	D 4,0	D 4,5	D 5,0
Symbole de compatibilité	●	■	◆
Référence	T 1400-SB	T 1405-SB	T 1410-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4
D 4,5	■	6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
D 5,0	◆	6-09-58V4	6-09-59V4	6-09-60V4	6-09-61V4	6-09-62V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau**Nouveau**

Connexion de
l'implant

D 3,4

D 3,4

D 3,8

D 3,8

Modèle

CFAO-CS

CFAO-CS

Instrument de vissage

T 80 T

T 85 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

T 50

T 80-CS

T 55

T 85-CS

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau**Nouveau**

Connexion de
l'implant

D 4,5

D 4,5

D 5,5

D 5,5

Modèle

CFAO-CS

CFAO-CS

Instrument de vissage

T 81 T

T 82 T

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Hex 1,26

Référence

T 51

T 81-CS

T 52

T 82-CS

Instrument d'insertion
pour analogue d'implant
CFAO

- acier inoxydable



Connexion de
l'implant

D 3,4

D 3,8

D 4,5

D 5,5

Référence

T 80 T

T 85 T

T 81 T

T 82 T

Pilier provisoire droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

			
			
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 4,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 3500	T 3505	T 3510

Pilier standard droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 3,8	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 100-1	T 100	T 105-1	T 105

Pilier standard angulé 16°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 3,8	D 4,5	D 4,5	D 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence Type 1	T 200-1-1	T 200-1	T 205-1-1	T 205-1
Référence Type 2	T 200-2-1	T 200-2	T 205-2-1	T 205-2

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier standard
droit**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 5,2	D 5,7	D 6,2	D 6,7
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 110-1	T 110	T 120-1	T 120

**Pilier standard
angulé 16°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



				
				
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,5	GH 1,0	GH 2,5
Diamètre	D 5,2	D 5,7	D 6,2	D 6,7
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence Type 1	T 210-1-1	T 210-1	T 220-1-1	T 220-1
Référence Type 2	T 210-2-1	T 210-2	T 220-2-1	T 220-2

**Pilier en alliage haute
fusion**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Poids d'or (g)	0,47	0,69	0,75	1,02
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 300	T 305	T 310	T 320

Pilier en alliage haute fusion non indexé

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Poids d'or (g)

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,4



D 3,8



D 4,5

0,38

0,54

0,60

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

T 60

T 60

T 60

T 60 L

T 60 L

T 60 L

T 300 R

T 305 R

T 310 R

Pilier CoCr

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,4



D 3,8



D 4,5



D 5,5

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

T 60

T 60

T 60

T 60

T 60 L

T 60 L

T 60 L

T 60 L

T 700

T 705

T 710

T 720

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

Pilier CoCr non indexé

- CoCr
- CET: 14,1
- pour coulée de raccord
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant

Instrument de vissage

Vis de pilier

Vis de laboratoire

Référence



D 3,4



D 3,8



D 4,5

Hex 1,2

Hex 1,2

Hex 1,2

T 60

T 60

T 60

T 60 L

T 60 L

T 60 L

T 700 R

T 705 R

T 710 R

Attention :

Le pilier CoCr peut être coulé avec des alliages non précieux dont le point de fusion n'excède pas 1420°C.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier massif droit

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,6	D 5,0	D 5,5	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 400	T 405	T 410	T 420

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Pilier massif angulé 18°

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Type 2: angulé sur le coin/la came de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Hauteur gingivale	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5	GH 3,5
Diamètre	D 4,6	D 5,0	D 5,7	D 6,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence Type 1	T 500-1	T 505-1	T 510-1	T 520-1
Référence Type 2	T 500-2	T 505-2	T 510-2	T 520-2

Attention : Le pilier massif est également livré avec une vis de laboratoire.

Base titane ASC Flex

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	T 63	T 63	T 63	T 63
Référence Type 1	T 1600-1-SF	T 1605-1-SF	T 1610-1-SF	T 1620-1-SF

Attention : Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Base titane ASC Flex non indexé

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm	3,5-6,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,35	GH 0,35	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	T 63	T 63	T 63	T 63
Référence	T 1800	T 1805	T 1810	T 1820
Attention :	Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.			

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
	D 3,4	D 3,4	D 3,8	D 3,8
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,3
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 1000	T 1100	T 1005	T 1105

Base titane 2ème génération

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
	D 4,5	D 4,5	D 5,5	D 5,5
Connexion de l'implant				
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	5,5 mm	3,5 mm	5,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 1010	T 1110	T 1020	T 1120

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Base titane pour bridges / barres 2ème génération non indexé

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Hauteur de la cheminée	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Hauteur gingivale	GH 0,3	GH 0,3	GH 0,6	GH 0,6
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 1500	T 1505	T 1510	T 1520

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 3,8	D 4,5	D 4,5
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 16,0	D 11,5	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 9000-R	T 9005-R	T 9005-16R	T 9010-R	T 9010-16R

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

	
	
Connexion de l'implant	D 5,5
Diamètre	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L
Référence	T 9020-16R

Pilier PreFace CoCr

- CET: 14,1
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Diamètre	D 11,5	D 16,0	D 16,0	D 16,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 9800-R	T 9805-16R	T 9810-16R	T 9820-16R

Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm

				
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
Diamètre	D 11,5	D 11,5	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis de pilier	T 60	T 60	T 60	T 60
Vis de laboratoire	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Référence	T 9000-ST	T 9005-ST	T 9010-ST	T 9020-ST

A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	T 4000	T 4100	T 4200	T 4300	T 4400

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	T 4005	T 4105	T 4205	T 4305	T 4405

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

					
					
Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	T 4010	T 4110	T 4210	T 4310	T 4410

Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	6-28-01	T 7600	T 7600
Référence	6-28-02	T 4730	T 4840

Composants prothétiques MedentiBASE

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	T 7600	T 7600
Référence	T 4710	T 4720

Coiffe à coller MedentiBASE pour ajustement passif

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Gaine à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Vis pour bridge	T 7600		T 7600	
Référence	T 4800	T 4810	T 4820	T 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau


Instrument de vissage	Hex 1,2
Vis pour bridge	T 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	T 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

droit unilatéral
long

droit unilatéral
court

droite bilatérale
court

angulé unilatéral
droit court 20°

angulé unilatéral
gauche court 20°

D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de l'implant	MedentiBASE
Référence	4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau


Modèle	droit	CFAO-CS
Instrument de vissage		M 11-6 0-13-37
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	4630	6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane

Description

Référence



Cover cap

T 4610

Transfert
d'empreinte

T 4620

Pilier MedentiLOC
droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm

■
D 3,4■
D 3,4■
D 3,4■
D 3,4■
D 3,4Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

T 2000

T 2100

T 2200

T 2300

T 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC
droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm

■
D 3,8■
D 3,8■
D 3,8■
D 3,8■
D 3,8Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

T 2005

T 2105

T 2205

T 2305

T 2405

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC
droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm

■
D 4,5■
D 4,5■
D 4,5■
D 4,5■
D 4,5Connexion de
l'implant

Hauteur gingivale

Instrument de vissage

Référence

GH 1,0

GH 2,0

GH 3,0

GH 4,0

GH 5,0

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

T 2010

T 2110

T 2210

T 2310

T 2410

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Référence Type 1	T 2500-1	T 2600-1	T 2700-1	T 2800-1	T 2900-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Référence Type 1	T 2505-1	T 2605-1	T 2705-1	T 2805-1	T 2905-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Pilier MedentiLOC angulé 15°

- Titane
- revêtement en TiN
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex	Tête sphérique Hex
Vis de pilier	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Référence Type 1	T 2510-1	T 2610-1	T 2710-1	T 2810-1	T 2910-1
Attention :	Pour visser les piliers MedentiLOC angulés, utilisez les instruments spéciaux de vissage à tête sphérique Hex 1,26 mm M 03-7 ou M 0-7.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence

2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

**Analogue d'implant
MedentiLOC**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	56	57

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	T 6000	T 6100	T 6200	T 6300	T 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	T 6005	T 6105	T 6205	T 6305	T 6405

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

**Pilier Novaloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Référence	T 6010	T 6110	T 6210	T 6310	T 6410

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Référence Type 1	T 6500-1	T 6600-1	T 6700-1	T 6800-1	T 6900-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Référence Type 1	T 6505-1	T 6605-1	T 6705-1	T 6805-1	T 6905-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- Couple de serrage: 25 Ncm



	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Connexion de l'implant					
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Vis de pilier	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Référence Type 1	T 6510-1	T 6610-1	T 6710-1	T 6810-1	T 6910-1
Attention :	Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.				

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boîtier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Analogue d'implant
Novaloc**

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4	D 3,4
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	T 5000	T 5100	T 5200	T 5300	T 5400

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	T 5005	T 5105	T 5205	T 5305	T 5405

**Pilier Optiloc
droit**

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5	D 4,5
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79	M 59 M 79
Référence	T 5010	T 5110	T 5210	T 5310	T 5410

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs

Référence

5202.0001-OPT

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.



Optiloc® Analogue, Al


Référence

2102.0024-OPT



AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Y-SERIE




Les piliers Y-Serie sont compatibles avec

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X

VUE DETAILLEE

Vue détaillée de l'angulation (indexation) de tous les piliers angulés.



TYPE 1

angulé sur plat

*est une marque déposée d'une tierce partie indépendante

I	Outils	H	Nov Opt	GM	Y	F	T	EV	S	E	R	DT	OT	D	NE	CX	N	C	MG	BS	LX	B	L	AT	K	AB	IPS
---	--------	---	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	----	-----

Scanbody

- Titane
- revêtement spécial
- avec vis de rétention
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau



Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0
Vis de fixation		Y 61 SB
MedentiWINGS		D 4,0
Symbole de compatibilité		●
Référence	Y 1400X-L	Y 1400-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau



		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 4,0	●	6-09-48V4	6-09-49V4	6-09-50V4	6-09-51V4	6-09-52V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Analogue d'implant

- Titane

Nouveau



Connexion de l'implant	C/X 3,5-7,0	C/X 3,5-7,0
Modèle		CFAO-CS
Instrument de vissage		Y 80X T
Vis à tête fraisée		Hex 1,26
Référence	Y 50X	Y 80X-CS

Instrument d'insertion pour analogue d'implant CFAO

- acier inoxydable




Connexion de l'implant	C/X 3,5-7,0
Référence	Y 80X T

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Base titane
ASC Flex**

- Titane
- puits de vissage angulé
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- SF (Scanbody Flat): angulé sur la surface du scanbody de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Référence Type 1**

/X 3,5-7,0



/X 3,5-7,0

3,5-6,5 mm

3,5-6,5 mm

GH 1,2

GH 2,5

Bola Torx

Bola Torx

Y 1600X-1-SF**Y 1700X-1-SF****Attention :**

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06. Pour sélectionner l'orientation de l'angulation du puits de vissage désirée, veuillez vous référer au mode d'emploi.

**Base titane
ASC Flex non indexé**

- Titane
- puits de vissage angulé
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

**Connexion de
l'implant**

C/ 3,5-7,0

**Hauteur de la
cheminée**

3,5-6,5 mm

Hauteur gingivale

GH 1,2

Instrument de vissage

Bola Torx

Référence**Y 1800C****Attention :**

Pour visser la base titane ASC Flex, utilisez les instruments à tête sphérique Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.

**Base titane
2ème génération non
indexé**

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



C/ 3,5-7,0



C/ 3,5-7,0



C/ 3,5-7,0



C/ 3,5-7,0

**Connexion de
l'implant****Hauteur de la
cheminée****Hauteur gingivale****Instrument de vissage****Vis de pilier****Vis de laboratoire****Référence**

3,5 mm

3,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

GH 0,65

GH 1,15

GH 0,65

GH 1,15

Hex 1,0

Hex 1,0

Hex 1,0

Hex 1,0

Y 61

Y 61

Y 61

Y 61

Y 61 L

Y 61 L

Y 61 L

Y 61 L

Y 1500**Y 1700****Y 1600****Y 1800**

Pilier PreFace Titane

- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Diamètre	D 11,5	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0
Référence	Y 9000X-R	Y 9000-R



Pilier TI-Forms personnalisé pour M-Series

- Titane
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0
Diamètre	D 11,5
Instrument de vissage	Hex 1,0
Référence	Y 9000X-ST



A noter: Ceci s'utilise avec la Straumann/M-Series.

Pilier MedentiBASE droit

- Titane
- Couple de serrage: 25 Ncm

Connexion de l'implant	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 0,5	GH 1,5	GH 2,5	GH 3,5	GH 4,5
Instrument de vissage	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Référence	Y 4000	Y 4100	Y 4200	Y 4300	Y 4400



Composants prothétiques MedentiBASE

- Titane
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	Base en titane ASC	Coiffe en titane Flex	Base titane
Instrument de vissage	Bola Torx	Hex 1,0	Hex 1,0
Vis pour bridge	6-28-01	Y 7600	Y 7600
Référence	6-28-02	Y 4730	Y 4840



AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Composants prothétiques
MedentiBASE**

- Tecanat (PC)
- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Coiffe en résine	Coiffe en alliage haute fusion
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0
Vis pour bridge	Y 7600	Y 7600
Référence	Y 4710	Y 4720

**Coiffe à coller
MedentiBASE pour
ajustement passif**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- y compris vis pour modelage
- Couple de serrage: 15 Ncm



Description	Base à coller	Gaine à coller	Base à coller	Gaine à coller
Longueur Type	court	court	long	long
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Vis pour bridge	Y 7600		Y 7600	
Référence	Y 4800	Y 4810	Y 4820	Y 4830

Scanbody MedentiBASE

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	Hex 1,0
Vis pour bridge	Y 7600
MedentiWINGS	D 3,7
Symbole de compatibilité	▲
Référence	Y 4900-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.**MedentiWINGS**

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

		droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°
D 3,7	▲	6-09-43V4	6-09-44V4	6-09-45V4	6-09-46V4	6-09-47V4

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody MedentiBASE RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm



Connexion de
l'implant

MedentiBASE

Référence

4910

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

Analogue d'implant MedentiBASE

- Titane

Nouveau



Modèle

droit

CFAO-CS

Instrument de vissage

M 11-6
0-13-37

Vis à tête fraisée

Hex 1,26

Référence

4630

6-28-03

Accessoires MedentiBASE

- Titane



Description

Cover cap

Transfert
d'empreinte

Référence

Y 4610

Y 4620

Pilier Multi-unit droit

- Titane
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de
l'implant

C/ 3,5-7,0

C/ 3,5-7,0

C/ 3,5-7,0

Hauteur gingivale

GH 1,5

GH 3,5

GH 5,5

Instrument de vissage

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Référence

Y 8000

Y 8001

Y 8002

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

**Pilier Multi-unit
angulé 17°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,1/2,5	GH 2,1/3,5	GH 4,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Référence Type 1	Y 8100X	Y 8101X	Y 8102X

**Pilier Multi-unit
angulé 30°**

- Titane
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Emballage stérile
- Couple de serrage: 15 Ncm

			
Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 0,6/3,0	GH 1,6/4,0	GH 3,1/5,5
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Référence Type 1	Y 8300X	Y 8301X	Y 8302X

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Titane
- Tecanat (PC)
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

				
Description	Base en titane ASC	Gaine calcifiable	Base titane	Coiffe en titane Flex
Instrument de vissage	Bola Torx		Hex 1,0	Hex 1,0
Vis pour bridge	6-31-01		Y 8501	Y 8501
Référence	6-31-02	8510	Y 8508	Y 8519

Attention : La gaine calcifiable peut être utilisée pour la base titane Multi-unit et la coiffe titane Multi-unit.

**Composants prothétiques
Multi-unit**

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- CoCr
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm

		
Description	Coiffe en alliage haute fusion	Coiffe CoCr
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0
Vis pour bridge	Y 8501	Y 8501
Référence	Y 8506	Y 8507

Partie mâle à visser Multi-unit

- Titane
- revêtement en TiN
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 15 Ncm

Description	 MedentiLOC	 Novaloc®
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0
Référence	Y 8517	Y 8518

Scanbody Multi-unit

- Titane
- revêtement spécial
- vis pour bridge incluse
- Couple de serrage: 10 Ncm

Nouveau

Instrument de vissage	 Hex 1,0
Vis pour bridge	Y 8501
MedentiWINGS	D 4,5
Symbole de compatibilité	
Référence	Y 8500-SB

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner intra-oral.

MedentiWINGS

- POM
- Lot: 4 pièces par paquet

Nouveau

				
droit unilatéral long	droit unilatéral court	droite bilatérale court	angulé unilatéral droit court 20°	angulé unilatéral gauche court 20°

D 4,5		6-09-53V4	6-09-54V4	6-09-55V4	6-09-56V4	6-09-57V4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

À noter : Les MedentiWINGS sont compatibles avec la nouvelle conception de scanbodies (-SB) Medentika et sont utilisés ensemble.

Scanbody Multi-unit RevEX

- Titane
- revêtement spécial
- Couple de serrage: 10 Ncm

Connexion de l'implant	 Multi-unit
Référence	8520

Attention : Le scanbody est stérilisable et compatible avec le scanner extra-oral.

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Analogue d'implant Multi-unit

- Titane

Nouveau



Modèle	CFAO-CS	droit	angulé 17°	angulé 30°
Instrument de vissage	M 11-11 O-13-76			
Vis à tête fraisée	Hex 1,26			
Référence	6-31-03	8504	8514-17	8514-30

Accessoires Multi-unit

- Titane



Description	Cover cap	Transfert d'empreinte
Référence	Y 8502	Y 8503

Pilier MedentiLOC droit

- Titane
- revêtement en TiN
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Référence	Y 2000	Y 2100	Y 2200	Y 2300	Y 2400

Attention : Pour visser les piliers MedentiLOC droits, utilisez les instruments de vissage Hex 1,26 mm M 03-1 ou M 10-1 / M 09-1 ou M 11-1.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence	2010.601-NOV
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant MedentiLOC

- acier inoxydable



Modèle	droit
Référence	56

Pilier Novaloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0	Hex 1,0
Référence	Y 6000	Y 6100	Y 6200	Y 6300	Y 6400

Attention : Pour visser les piliers Novaloc droits, utilisez l'instrument original de la série correspondante.

Pilier Novaloc angulé 15°

- Titane
- revêtement ADLC
- Type 1: angulé sur la surface de la connexion de l'implant
- vis de pilier incluse
- Couple de serrage: 15 Ncm



Connexion de l'implant	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0	/X 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0/2,0	GH 2,0/3,0	GH 3,0/4,0	GH 4,0/5,0	GH 5,0/6,0
Instrument de vissage	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx	Bola Torx
Référence Type 1	Y 6500X-1	Y 6600X-1	Y 6700X-1	Y 6800X-1	Y 6900X-1

Attention : Pour visser les piliers Novaloc angulés, utilisez les instruments spéciaux à tête sphérique Torx M 03-8 ou M 10-8.

Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone

- Ensemble Novaloc®
- Boitier de matrice Novaloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Novaloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Novaloc®, 2 pcs



Référence 2010.601-NOV

Attention : Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Novaloc.

Analogue d'implant Novaloc

- acier inoxydable



Modèle	droit	angulé
Référence	58	59

Pilier Optiloc droit

- Titane
- revêtement ADLC
- Couple de serrage: 25 Ncm



Connexion de l'implant	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0	C/ 3,5-7,0
Hauteur gingivale	GH 1,0	GH 2,0	GH 3,0	GH 4,0	GH 5,0
Instrument de vissage	M 59	M 59	M 59	M 59	M 59
	M 79	M 79	M 79	M 79	M 79
Référence	Y 5000	Y 5100	Y 5200	Y 5300	Y 5400

Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone

- Ensemble Optiloc®
- Boitier de matrice Optiloc®, Titane, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® blanc - Light, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® jaune - Medium, 2 pcs.
- Élément de rétention Optiloc® vert - Strong, 2 pcs.
- Anneau de montage Optiloc®, 2 pcs




Référence	5202.0001-OPT
Attention :	Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Optiloc® Analogue, Al

Référence	2102.0024-OPT
-----------	---------------

NOVALOC[®]




I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Image	Réf.	Désignation	Quantité par unité
	2010.101-NOV	Novaloc® Boîte d'équipement avec 3 instruments, PP / PS / acier inoxydable / Al	
	2010.601-NOV	Novaloc® Ensemble, Ti / POM / PEEK / Silicone	2 pces
	2010.611-NOV	Novaloc® Ensemble PEEK, PEEK / POM / Silicone	2 pces
	2010.701-NOV	Novaloc® Boîtier de matrice, Ti/POM	4 pces
	2010.702-NOV	Novaloc® Boîtier de matrice PEEK, PEEK/POM	4 pces
	2010.703-NOV	Novaloc® Boîtier de matrice - rallongé, Ti/POM	4 pces
	2010.710-NOV	Novaloc® Élément de rétention rouge - extra-light, PEEK	4 pces
	2010.711-NOV	Novaloc® Élément de rétention blanc - light, PEEK	4 pces
	2010.712-NOV	Novaloc® Élément de rétention jaune - medium, PEEK	4 pces
	2010.713-NOV	Novaloc® Élément de rétention vert - strong, PEEK	4 pces
	2010.714-NOV	Novaloc® Élément de rétention bleu - extra-strong, PEEK	4 pces
	2010.715-NOV	Novaloc® Élément de rétention noir - ultra-strong, PEEK	4 pces
	2010.721-NOV	Novaloc® Analogue, Al	4 pces
	2010.722-NOV	Novaloc® Matrice pour empreinte, PEEK	4 pces
	2010.723-NOV	Novaloc® Insert de doublage, POM	4 pces
	2010.724-NOV	Novaloc® Anneau de montage, silicone	10 pces
	2010.725-NOV	Novaloc® Unité de montage, POM	4 pces
	2010.726-NOV 2010.727-NOV	Novaloc Corps de scannage 4 NOUVEAU	4 pces 10 pces
	2010.728-NOV 2010.729-NOV	Novaloc / Analogue CAD/CAM 4 NOUVEAU	4 pces 10 pces
	2010.731-NOV	Novaloc® Instrument de retrait de l'unité de montage, acier inoxydable/Al	1 pièce
	2010.741-NOV	Novaloc® Instrument pour éléments de rétention, acier inoxydable/Al	1 pièce
	2010.751-NOV	Novaloc® Extracteur pour boîtiers de matrices, acier inoxydable/Al	1 pièce

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

OPTILOC®




I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Image	Réf.	Désignation	Quantité par unité
	5102.0000-OPT	Optiloc® Boîte d'équipement avec 3 instruments, PP / PS / acier inoxydable / Al	
	5202.0001-OPT	Optiloc® Ensemble, Ti / PEEK / Silicone	2 pces
	2102.0001-OPT	Optiloc® Boîtier de matrice, Ti	4 pces
	2102.0009-OPT	Optiloc® Boîtier de matrice - elliptique, Ti	4 pces
	2102.0010-OPT	Optiloc® Boîtier de matrice - rallongé, Ti	4 pces
	2102.0003-OPT	Optiloc® Élément de rétention rouge - extra-light, PEEK	4 pces
	2102.0004-OPT	Optiloc® Élément de rétention blanc - light, PEEK	4 pces
	2102.0005-OPT	Optiloc® Élément de rétention jaune - medium, PEEK	4 pces
	2102.0006-OPT	Optiloc® Élément de rétention vert - strong, PEEK	4 pces
	2102.0007-OPT	Optiloc® Élément de rétention bleu - extra-strong, PEEK	4 pces
	2102.0008-OPT	Optiloc® Élément de rétention noir - ultra-strong, PEEK	4 pces
	2102.0024-OPT	Optiloc® Analogue, Al	4 pces
	2102.0012-OPT	Optiloc® Matrice pour empreinte, POM	4 pces
	2102.0023-OPT	Optiloc® Insert de doublage, POM	4 pces
	2102.0011-OPT	Optiloc® Anneau de montage, silicone	10 pces
	2102.0013-OPT	Optiloc® MEDENTIKA® Minicone Matrice pour empreinte, POM	4 pces
	3202.0001-OPT	Optiloc® Instrument pour éléments de rétention, acier inoxydable/Al	1 pièce
	3202.0002-OPT	Optiloc® Instruments pour laboratoire, acier inoxydable/Al	1 pièce
	3202.0003-OPT	Optiloc® Extracteur pour boîtiers de matrices, acier inoxydable/Al	1 pièce

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

OUTILS



I	H	GM	F	EV	E	DT	D	CX	C	BS	B	AT	AB
Outils	Nov Opt	Y	T	S	R	OT	NE	N	MG	LX	L	K	IPS

Support universel pour pilier PreFace

- acier inoxydable



Référence

M 58

Attention :

L'intégration du support M58 dans l'usineuse ainsi que dans le logiciel de FAO requiert des connaissances techniques. L'intégration du support relève de la responsabilité du client. De ce fait, il est recommandé d'avoir recours aux services du fabricant de l'usineuse.

Pilier PreFace Gabarit

- Titane



Référence

M 20

Pilier PreFace Gabarit

- CoCr



Référence

M 60

Clé dynamométrique Support pour pilie PreFace

- embout Hex 3.0 incluse



Référence

M 21

Insert Hex 3.0

- Clé dynamométrique PreFace



Référence

M 29

Instrument de vissage Hex 1,26

- acier inoxydable



Modèle

Contre-angle

Contre-angle

Manuel et clé à cliquet

Manuel et clé à cliquet

Longueur Type

long (L 24 mm)

court (L 18 mm)

long (L 28 mm)

court (L 20 mm)

Référence

M 03-1

M 09-1

M 10-1

M 11-1

Convient pour :

BS-Serie, C-Serie, D-Serie, DT-Serie, EV-Serie, I-Serie, R-Serie, S-Serie, pilier droit MedentiLOC, Vis de contre-serrage pour analogue d'implant CFAO-CS

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Instrument de vissage Hex 1,8

• acier inoxydable



Modèle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle
Longueur Type	long (L 24 mm)	long (L 28 mm)	court (L 20 mm)	court (L 18 mm)
Référence	M 03-14	M 10-14	M 11-14	M 09-14
Convient pour: AB-Serie, AT-Serie				

Instrument de vissage Hex 1,2

• acier inoxydable



Modèle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 28 mm)	long (L 24 mm)	court (L 18 mm)	court (L 20 mm)
Référence	M 10-2	M 03-2	M 09-2	M 11-2
Convient pour: H-Serie, MG-Serie, OT-Serie, T-Serie				

Instrument de vissage Hex 1,0

• acier inoxydable



Modèle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	court (L 20 mm)	long (L 24 mm)	court (L 18 mm)	long (L 28 mm)
Référence	M 11-3	M 03-3	M 09-3	M 10-3
Convient pour: Y-Serie				

Instrument de vissage Torx

• acier inoxydable



Modèle	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 24 mm)	court (L 18 mm)	long (L 28 mm)	court (L 20 mm)
Référence	M 03-4	M 09-4	M 10-4	M 11-4
Convient pour: B-Serie, N-Serie, L-Serie, LX-Serie				

Instrument de vissage UG

• acier inoxydable

				
Modèle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 28 mm)	long (L 24 mm)	court (L 18 mm)	court (L 20 mm)
Référence	M 10-5	M 03-5	M 09-5	M 11-5
Convient pour:	E-Serie, F-Serie, K-Serie			

Instrument de vissage Hex 1,4

• acier inoxydable

				
Modèle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 24 mm)	long (L 28 mm)	court (L 18 mm)	court (L 20 mm)
Référence	M 03-9	M 10-9	M 09-9	M 11-9
Convient pour:	CX-Serie			

Instrument de vissage NEO

• acier inoxydable

				
Modèle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	court (L 18 mm)	court (L 20 mm)	long (L 24 mm)	long (L 28 mm)
Référence	M 09-12	M 11-12	M 03-12	M 10-12
Convient pour:	NE-Serie			

Instrument de vissage Neodent

• acier inoxydable

				
Modèle	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 24 mm)	court (L 18 mm)	long (L 28 mm)	court (L 20 mm)
Référence	M 03-13	M 09-13	M 10-13	M 11-13
Convient pour:	GM-Serie			

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Instrument de vissage Tête sphérique Torx

• acier inoxydable



Modèle	Contre-angle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 30 mm)	long (L 24 mm)	long (L 28 mm)
Référence	6-13-06	M 03-8	M 10-8
Convient pour: Pilier Novaloc angulé, Base titane ASC Flex			

Instrument de vissage Tête sphérique Hex

• acier inoxydable



Modèle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	long (L 24 mm)	long (L 28 mm)
Référence	M 03-7	M 10-7
Convient pour: Pilier MedentiLOC angulé		

Instrument de vissage Pilier Optiloc

• acier inoxydable



Modèle	Contre-angle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	court (L 22 mm)	ultra-court (L 17 mm)
Référence	M 79	M 59

Instrument de vissage Pilier MedentiBASE

• acier inoxydable



Modèle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	court (L 21 mm)
Référence	M 11-6

Instrument de vissage Pilier Multi-unit droit

• acier inoxydable



Modèle	Manuel et clé à cliquet
Longueur Type	court (L 21 mm)
Référence	M 11-11

Instrument de vissage Partie mâle à visse pour clé de pour Hex 2.0

- acier inoxydable



Modèle

Manuel et clé à cliquet

Longueur Type

court (L 20 mm)

Référence

M 11-10

Clé à cliquet dynamométrique

- acier inoxydable
- avec réglage en continu du couple
- Couple de serrage: 10-40 Ncm



Référence

M 12

Cliquet dynamométrique chirurgical

- acier inoxydable
- avec instrument de service
- Couple de serrage: 10-45 Ncm



Référence

6-13-05

Cliquet chirurgical

- acier inoxydable



Référence

6-13-01

Dispositif dynamométrique

- acier inoxydable
- Couple de serrage: 10-45 Ncm



Référence

6-13-02

Instrument de service

- acier inoxydable



Référence

6-13-03

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Adaptateur pour mandrin CA Clé à cliquet M 12

- acier inoxydable
- manche sur tige ISO



Référence

M 14

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2.17



Couleur

revêtement
bleu

Référence

M 05-1

Convient pour: C 1000 - C 1020, C 1100 - C 1120, C 1500 - C 1520, C 1500 - C 1520, EV 1000, EV 1010, EV 1100, EV 1110, EV 1200, EV 1210, EV 1300, EV 1310, H 1000 - H 1020, H 1100 - H 1120, H 1500 - H 1520, K 1100, K 1500, K 1000, N 1100, N 1000, S 1030, S 1130, S 1530, T 1000 - T 1020, T 1100 - T 1120, T 1500 - T 1520

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2,3



Couleur

revêtement noir

Référence

M 05-2

Convient pour: B 1000, B 1100, B 1500, D 1000, D 1010, D 1100, D 1110, D 1200, D 1210, D 1300, D 1310, D 1500, D 1510, F 1100, F 1200, F 1300, F 1500, F 1000, L 1000, L 1010, L 1100, L 1110, L 1500, L 1510, S 1100, S 1200, S 1300, S 1500, S 1000

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2.45



Couleur

revêtement
rouge

Référence

M 05-3

Convient pour: BS 1010 - BS 1030, BS 1110 - BS 1130, BS 1510, BS 1520, S 1020, S 1220, S 1120, S 1320, S 1520

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2.52



Couleur

revêtement
jaune

Référence

M 05-4

Convient pour: CX 1000, CX 1100, CX 1200, CX 1300, CX 1500, E 1000 - E 1030, E 1100 - E 1130, E 1500 - E 1520, F 1110, F 1210, F 1310, F 1510, F 1010, I 1000 - I 1020, I 1100 - I 1120, I 1500 - I 1520, K 1110, K 1510, K 1010, N 1010, N 1020, N 1110, N 1120, N 1510, N 1520, R 1000 - R 1020, R 1100 - R 1120, R 1500 - R 1520

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2,4



Couleur

revêtement vert

Référence

M 05-5

Convient pour: EV 1020 - EV 1040, EV 1120 - EV 1140, EV 1220 - EV 1240, EV 1320 - EV 1340

Tige de mise en dépouille pour canal de vissage Base titane

- aluminium
- D 2,6



Couleur

revêtement gris

Référence

M 05-6

Convient pour: C 1030, C 1040, C 1130, C 1140

Tool Box

- sans contenu



Référence

M 89

Boîte de rangement Piliers et Scanbodys

- Polystyrène
- sans contenu



Référence

MB 04

Cassette Eco

- stérilisable
- tapis en silicone incluse



Référence

M 76

AB	IPS
AT	K
B	L
BS	LX
C	MG
CX	N
D	NE
DT	OT
E	R
EV	S
F	T
GM	Y
H	Nov Opt
I	Outils

Coiffes de positionnement pour pilier d'empreinte porte-empreinte fermé

- POM



Ligne

Séries C, E, F, H, R, S, T Séries L, N, IPS

Référence

30

31

Partie mâle à visser MedentiLOC pour barres

- Titane
- revêtement en TiN
- M 2,0
- Torque: 35 Ncm



Ligne

tous les
systèmes

Référence

2000

Attention : Pour visser la partie mâle MedentiLOC, utilisez l'instrument de vissage Hex 2,0 M 11-10.

Partie mâle à visser Novaloc pour barres

- Titane
- revêtement ADLC
- M 2,0
- Torque: 35 Ncm



Ligne

tous les
systèmes

Référence

6000

Attention : Pour visser la partie mâle Novaloc, utilisez l'instrument de vissage Hex 2,0 M 11-10.

Partie mâle à visser Optiloc pour barres

- Titane
- revêtement ADLC
- M 2,0
- Torque: 35 Ncm



Ligne

tous les
systèmes

Référence

5000

Attention : Pour visser la partie mâle Optiloc, utilisez l'instrument spécial de vissage M 59 / M 79.



DES PROTHÈSES COMPATIBLES
REPENSÉES.



© MEDENTiKA® GmbH, 2026. Tous droits réservés.
MEDENTiKA® et/ou les autres marques commerciales et logos de MEDENTiKA® mentionnés
ici sont des marques commerciales ou marques déposées de MEDENTiKA® GmbH et/ou de
ses sociétés affiliées.

Notez que cette brochure contient des images créées par IA.

MEDENTiKA® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Allemagne
info@medentika.de
www.medentika.com



PM01_01_0027/FR 01/26