

Solutions prothétiques Medentika®

SOLUTIONS POUR PATIENTS ÉDENTÉS



VOICI MEDENTiKA®

MEDENTiKA® FOURNIT AUX TECHNICIENS DENTAIRES ET AUX DENTISTES DES IMPLANTS ET DES SOLUTIONS PROTHÉTIQUES CONÇUS AVEC PRÉCISION, QUI SONT DURABLES ET ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC TOUS LES PRINCIPAUX SYSTÈMES IMPLANTAIRES, ET LE TOUT À UN PRIX ABORDABLE.



Principal fabricant de produits compatibles

Compatible avec tous les principaux systèmes implantaires.



Made in Germany

Une longue tradition d'ingénierie de précision et de production industrielle.



UNE Passion pour la précision

Un engagement envers le perfectionnement des produits et la mise à disposition des innovations technologiques.



Garantie à vie

Garantie à vie pour les prothèses et les implants.
Une sécurité et une fiabilité maximale pour votre sérénité.

EXCELLENCE DENTAIRE AVEC LES SOLUTIONS POUR CAS ÉDENTÉS MEDENTIKA®



EFFICACITÉ

Solutions prothétiques fixes et amovibles pour cas édentés pour plus de 100 connexions d'implants.




FLEXIBILITÉ

Compatible avec un flux de travail classique ou numérique.



FIABILITÉ

La qualité Medentika, fabriquée en Allemagne selon les normes les plus strictes.



FLEXIBILITÉ DANS VOTRE FLUX DE TRAVAIL POUR CAS ÉDENTÉS

Chez Medentika, nous allons au-delà des solutions originales pour les traitements complexes de cas édentés avec une gamme de solutions prothétiques de haute qualité, flexibles, fixes et amovibles. Nos prothèses compatibles repensées répondent à tous les besoins et s'adaptent parfaitement à vos exigences spécifiques.



AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ, VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE RENTABILITÉ AVEC LES SOLUTIONS POUR CAS ÉDENTÉS MEDENTIKA®** :



Multi-unit
(droit et angulé)



MedentiBASE



MedentiLOC™
(droit et angulé)



Partie mâle à visser
Multi-unit
MedentiLOC™ / Novaloc®



Novaloc®
(droit et angulé)



Optiloc®

Des bibliothèques numériques sont disponibles pour les fabricants suivants* :

3shape

exocad

dental wings
A Straumann Group Brand

* dans une certaine mesure, selon la disponibilité des mises à jour du fabricant spécifique.

** Tous les types de produits ne sont pas disponibles dans toutes les séries. Consultez notre catalogue pour obtenir plus d'informations.



PILIER MULTI-UNIT

DES SOLUTIONS POLYVALENTES POUR LES CONFIGURATIONS PROTHÉTIQUES COMPLEXES

En offrant un éventail d'angulations et de hauteurs gingivales pour corriger l'alignement des implants, et assurant ainsi un positionnement précis et la stabilité de la prothèse, nos piliers Multi-unit sont conçus pour être polyvalents.

En répartissant uniformément les forces occlusales sur plusieurs implants, ils offrent un soutien fiable pour une plus grande réussite à long terme.



Options de traitement

Divers composants prothétiques sont disponibles pour les différentes options de traitement.

Hauteur gingivale

Les piliers Multi-unit sont disponibles en diverses hauteurs gingivales.



LES PILIER MULTI-UNIT SONT
DISPONIBLES AVEC DEUX
ANGULATIONS : 17° ET 30°.

Connexion d'implant



Compatible avec les connexions d'implants des principaux fabricants d'implants.



COMPENSATION DES DIVERGENCES AVEC LES PILIERS MULTI-UNIT

Les piliers Multi-unit offrent une plateforme uniforme pour les composants prothétiques avec une conicité unilatérale de 21°. Les piliers angulés à 30° peuvent compenser des divergences allant jusqu'à 102° entre les implants.

Cette compensation est possible grâce à l'angulation de 30° des piliers Multi-unit associée à la conicité de 21° de la plate-forme.



COMPOSANTS COMPATIBLES MULTI-UNIT

CES NOUVELLES SOLUTIONS VOUS PERMETTENT DE RESTER
DANS UN FLUX DE TRAVAIL ENTièrement NUMÉRIQUE.

►► NOUVEAU

SCANBODY MULTI-UNIT

Scanbody Multi-unit pour la prise
d'empreinte numérique des piliers
Multi-unit droits et angulés.



MEDENTIWINGS

Ces ailettes servent d'accessoires pour la
fixation des scanbodies, facilitant
l'assemblage des points de données des
fichiers scannés provenant de deux ou
plusieurs scanbodies.



REVEX™



Cette solution innovante permet le scannage extra-buccal des prothèses
provisoires et la transmission numérique de l'occlusion correspondante,
éliminant ainsi la nécessité d'une prise d'empreinte classique et d'un processus
d'enregistrement de l'occlusion.

►► NOUVEAU

IMPLANT DE LABORATOIRE MULTI-UNIT CFAO-CS



Les nouveaux analogues CFAO avec une
vis à tête fraisée sont conçus pour un
positionnement précis et sûr dans le
modèle.



NOS BASES EN TITANE



INSTRUMENT DE VISSAGE

La vis de bridge présente la fente éprouvée pour l'instrument de vissage Ball-Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.



Base en titane ASC



Base en titane
(puits de vissage droit)



Coiffe en titane Flex

ET POUR NOTRE FLUX DE TRAVAIL CLASSIQUE

TRANSFERT D'EMPREINTE ET ANALOGUE CLASSIQUE



Transfert
d'empreinte



droite



angulé



angulé

17°

30°

COIFFES MOULABLES



Coiffe en
alliage haute
fusion




Coiffe CoCr
moulable



Douille de
scannage

Pour chaque nouveau produit, veuillez à sélectionner et à utiliser la bibliothèque numérique correspondante afin de garantir des résultats précis et réussis.





PILIER MEDENTIBASE

Nos piliers MedentiBASE offrent des avantages uniques pour des besoins de restauration spécifiques. Alors que nos piliers Multi-unit se distinguent par leur polyvalence, avec différentes angulations et hauteurs gingivales optimisant le positionnement et la stabilité de la prothèse, les piliers MedentiBASE se distinguent par leur conception compacte.

Plus petits et plus courts, les piliers MedentiBASE sont le choix idéal pour les cas où l'espace est limité. Malgré leur conception droite, ils offrent une solution aux difficultés d'angulation. En répartissant uniformément les forces occlusales sur plusieurs implants, ils garantissent le même soutien durable et fiable pour favoriser la réussite à long terme.



DISPONIBLE EN CINQ
HAUTEURS GINGIVALES
DIFFÉRENTES.



COMPOSANTS COMPATIBLES MEDENTIBASE

CES NOUVELLES SOLUTIONS VOUS
PERMETTENT DE RESTER DANS UN FLUX
DE TRAVAIL ENTièrement NUMÉRIQUE.

►► NOUVEAU

SCANBODY MEDENTIBASE




droite

Nouveau modèle de scanbody pour la prise d'empreintes numérique de piliers droits MedentiBASE.

MEDENTIWINGS

Ces ailettes servent d'accessoires pour la fixation des scanbodies, facilitant l'assemblage des points de données des fichiers scannés provenant de deux ou plusieurs scanbodies.



REVEX™



Cette solution innovante permet le scannage extra-buccal des prothèses provisoires et la transmission numérique de l'occlusion correspondante, éliminant ainsi la nécessité d'une prise d'empreinte classique et d'un processus d'enregistrement de l'occlusion.

►► NOUVEAU

IMPLANT DE LABORATOIRE CFAO-CS



Les nouveaux analogues CFAO avec une vis à tête fraisée sont conçus pour un positionnement précis et sûr dans le modèle.



NOS BASES EN TITANE



INSTRUMENT DE VISSAGE

La vis de bridge présente la fente éprouvée pour l'instrument de vissage Ball-Torx M 03-8, M 10-8 ou 6-13-06.



Base en titane ASC



Base en titane
(puits de vissage droit)



Coiffe en titane Flex

ET POUR NOTRE FLUX DE TRAVAIL CLASSIQUE

TRANSFERT D'EMPREINTE ET ANALOGUE CLASSIQUE



Transfert d'empreinte



Implant de laboratoire



Coiffe en résine



Coiffe en alliage haute fusion

COIFFES MOULABLES

MEDENTIBASE COMPOSANTS PROTHÉTIQUES POUR UN AJUSTEMENT PASSIF



Coiffe adhésive courte/longue



Boîtier adhésif court/long

MEDENTiKA®

SYSTÈME DE PARTIE FEMELLE NOVALOC®

Novaloc® redéfinit la rétention des prothèses dentaires grâce à son système de fixation conçu avec précision. Conçu pour le confort du patient, le système Novaloc® facilite l'insertion et le retrait des prothèses, tout en permettant un ajustement optimal de la rétention de la prothèse en fonction des différents besoins cliniques.



Compensation des divergences

En association avec les piliers angulés, vous pouvez compenser des divergences allant jusqu'à 70° entre les implants.

Hauteurs gingivales

Les piliers Novaloc® droits et angulés sont disponibles en 5 hauteurs gingivales différentes.

Angulation

Angulation des piliers de 15°.



Boîtier de partie femelle

Le boîtier de partie femelle est disponible en titane ou en également en PEEK.



Ouverture de la tête de la vis

La petite ouverture de la tête de la vis du pilier droit Novaloc® réduit l'accumulation de nourriture.



Surface ADLC

La qualité de surface du revêtement ADLC (carbone sous forme de diamant amorphe) offre une surface lisse et une dureté élevée pour une résistance à l'usure et un entretien réduit.



Insert de rétention

Fabriquée en PEEK, un plastique haute performance, avec une extrême précision, sa conception brevetée lui permet d'absorber une pression latérale de façon optimale. Disponible en 6 forces de rétention différentes.



NOVALOC® DIGITAL

PRÉCISION NUMÉRIQUE POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES


Novaloc® Digital représente notre innovation introduisant la prothèse amovible dans l'ère numérique de la dentisterie.

Ce flux de travail entièrement numérique comprend des scanbodies pour piliers Novaloc® et MedentiLOC™, des analogues repositionnables en titane stérilisables et des vis de fixation, tous conçus pour la précision et l'efficacité.

Grâce à une bibliothèque intégrée, il simplifie le stockage et le partage des données, élimine la nécessité d'utiliser des matériaux d'empreinte classique et réduit le nombre de visites avec les patients. Novaloc® Digital est un outil polyvalent et indispensable pour les cabinets dentaires modernes. Il est compatible avec les principaux systèmes de scannage intra-oraux et conçu pour faciliter les prises d'empreintes numériques.



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER AVEC MODÈLE IMPRIMÉ



COMPOSANTS NOVALOC®

INSTRUMENTS : CONÇUS POUR FACILITER LA MANIPULATION

OUTIL DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

Des accessoires tels que la partie femelle pour empreinte très basse ou l'extracteur pour boîtier de partie femelle facile à utiliser garantissent une manipulation sans contrainte.



INSTRUMENT DE VISSAGE

Instrument de vissage
Tous les piliers angulés Novaloc® sont insérés à l'aide de l'instrument de vissage Ball-Torx (M03-8 ou M 10-8), garantissant ainsi un transfert fiable des forces.



OUTIL DE DÉMONTAGE POUR LES PARTIES DE MONTAGE ET INSTRUMENT D'AIDE AU REPOSITIONNEMENT DE L'ANALOGUE



EXTRACTEUR DE BOÎTIER DE PARTIE FEMELLE



INSERTS DE RÉTENTION

Six forces de rétention différentes, qui permettent de maîtriser facilement des divergences allant jusqu'à 20° par implant. En association avec les piliers angulés Novaloc®, avec une divergence allant jusqu'à 35° par implant.



BOÎTIER DE PARTIE FEMELLE

Le boîtier de partie femelle est disponible en titane et en PEEK beige. Le PEEK est le matériau privilégié dans les cas où l'espace disponible est réduit ou si une solution sans métal est requise.



►► NOUVEAU

ANALOGUE CFAO NOVALOC®

L'analogue CFAO Novaloc® est conçu pour s'adapter facilement dans un modèle imprimé 3D avec un clic audible. Une vis à tête fraisée garantit un ajustement précis et sûr, alors que le matériau en titane hautement résistant peut être réutilisé et même raccourci, permettant de réaliser des économies de matériau lors de l'impression des modèles en résine. Les analogues Novaloc® sont disponibles en paquets de 4 et de 10 unités.



SCANBODY NOVALOC®

Le scanbody en PEEK Novaloc® est compatible avec tous les principaux systèmes et logiciels CFAO, permettant de l'intégrer facilement dans des flux de travail existants. Il s'agit d'un composant unitaire, permettant une manipulation facile pendant le scannage.



PILIER MEDENTILOC™



Le pilier MedentiLOC™ est très précis et entièrement compatible avec le système de parties femelles Novaloc®. Il offre une solution particulièrement rentable pour la rétention des prothèses. Sa conception simple, qui permet un traitement au fauteuil, représente un avantage considérable du pilier MedentiLOC™.

Veuillez noter : Le pilier MedentiLOC™ est utilisé en association avec la matrice Novaloc®.



LES PILIERS MEDENTILOC™ SONT DISPONIBLES EN VERSION DROITE ET ANGULÉE, AINSI QU'EN CINQ DIFFÉRENTES HAUTEURS GINGIVALES.

PARTIE MÂLE À VISSER MULTI-UNIT MEDENTILOC™ / NOVALOC®

Lorsqu'elles sont utilisées avec notre pilier Multi-unit, les parties mâles à visser Multi-unit, offrent une option supplémentaire pour la restauration. Elles vous permettent de passer facilement d'une restauration vissée à une prothèse complète amovible.

Les parties mâles à visser Multi-unit, ainsi que les options angulées MedentiLOC™ et Novaloc®, permettent une angulation de l'implant allant jusqu'à 30°.

Ces parties mâles à visser sont fixées à l'aide du tournevis approprié pour chaque système implantaire.



SYSTÈME DE PARTIE FEMELLE OPTILOC®

Le pilier Optiloc® associe les avantages du pilier Novaloc® avec l'espace minimal requis pour une fixation boule. Elle fournit une surface presque sans usure, lisse comme un miroir, qui est presque aussi dure que le diamant.



OPTILOC® OFFRE UNE DURETÉ CONSIDÉRABLE ASSOCIÉE À DES PROPRIÉTÉS DE GLISSEMENT FIABLES.



Surface ADLC

La qualité de la surface du revêtement ADLC (carbone sous forme de diamant amorphe) établit de nouvelles normes. La dureté considérable associée à un glissement fiable réduit l'abrasion sur le pilier et les dommages aux inserts de rétention.



Taille minimale

Conception fine, plus rétentive qu'une fixation boule, les dimensions optimales permettent de placer la matrice dans des sites où l'espace est limité.

Surface fermée

Les piliers Optiloc® ne nécessitent aucune ouverture pour la vis grâce à son instrument de vissage intelligemment conçu. Ceci permet d'éviter complètement l'accumulation de particules alimentaires dans cette zone.

Hauteurs gingivales

Les piliers Optiloc® sont disponibles en 5 hauteurs gingivales différentes.





DURETÉ À LONG TERME ASSOCIÉE À DES PROPRIÉTÉS DE GLISSEMENT EXCEPTIONNELLES.



Insert de rétention

Fabriqué en PEEK, un plastique haute performance, avec une extrême précision, sa conception brevetée lui permet d'absorber une pression latérale de façon optimale. Disponible en 6 forces de rétention différentes.





Liberté de mouvement

La partie femelle Optiloc® permet de légers mouvements de la prothèse sans le désengagement de la restauration. Contrairement à d'autres systèmes avec partie femelle, Optiloc® retourne toujours à sa position initiale.



Boîtier de partie femelle

Les boîtiers en titane très fins sont la solution idéale lorsque seul un espace minimal est disponible.



COMPOSANTS OPTILOC®

INSTRUMENTS : CONÇUS POUR FACILITER LA MANIPULATION

INSTRUMENT DE MISE EN PLACE ET DE RETRAIT DES INSERTS DE RÉTENTION

Les inserts de rétention peuvent être insérés et retirés dans les 5 secondes. Des accessoires tels que la partie femelle pour empreinte très basse ou l'extracteur pour boîtier de partie femelle facile à utiliser garantissent une manipulation sans contrainte.



INSTRUMENT DE VISSAGE

Tous les piliers Optiloc® sont insérés à l'aide de l'instrument de vissage Optiloc® (M 59).



OUTIL DE DÉMONTAGE POUR LES PARTIES DE MONTAGE ET INSTRUMENT D'AIDE AU REPOSITIONNEMENT DE L'ANALOGUE



EXTRACTEUR DE BOÎTIER DE PARTIE FEMELLE



INSERTS DE RÉTENTION


6 forces de rétention différentes permettant de compenser aisément des divergences de jusqu'à 20° par implant.



BOÎTIER DE PARTIE FEMELLE

Le boîtier de partie femelle en titane Optiloc® est disponible en différentes versions. Les versions supplémentaires ont une rétention plus forte. Elles sont utilisées dans les cas où une rétention encore plus importante doit être garantie dans la base de la prothèse ou lorsque les piliers sont trop bas et que leurs hauteurs n'ont pas été choisies de façon optimale.

Le boîtier de partie femelle est disponible en titane ou en PEEK couleur neutre.



AU-DELÀ DES SOLUTIONS ORIGINALES



CLIQUEZ OU SCANNEZ LE CODE
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR NOS
PRODUITS DANS NOTRE ESHOP



POUR PLUS DE DÉTAILS,
CONSULTEZ NOTRE NOUVEL
OUTIL DE RECHERCHE RAPIDE DE
L'ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE





DES PROTHÈSES COMPATIBLES REPENSÉES.

MEDENTIKA est distribué par :

Rotec

6 rue de la Briquerie
Parc d'Activités de Villejames
FR - 44350 Guérande

Tél : 02 40 62 11 02
contact@rotec.fr
www.rotec.fr



MEDENTIKA®

A Straumann Group Brand

© MEDENTIKA® GmbH, 2024. Tous droits réservés.

MEDENTIKA® et/ou les autres marques commerciales et logos de MEDENTIKA® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de MEDENTIKA® GmbH et/ou de ses sociétés affiliées.

Notez que cette brochure contient des images créées par IA.

PM02_01_0069/FR 10/24

MEDENTIKA® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Allemagne
info@medentika.de
www.medentika.com

